

Pipeta vícekanálová WITOPET premium, Witeg

Výrobci a značky: Witeg

Pipeta WITOPET premium s nejnovější pipetovací inovací za atraktivní cenu. Velmi pohodlné a jednoduché pipetování. Nastavitelné tlačítko pro leváky i praváky, které umožňuje odhazovat špičky. Vestavěné uzamykání pipetovaného objemu. Pipety WITOPET premium se také vyznačují vynikající přesností a precizností.



- 8 nebo 12 kanálů
- nastavitelný objem
- nejlepší ve své třídě (přesnost a odchylka lepší než požadavek DIN EN ISO 8655-2)
- skvělý poměr cena/výkon
- nastavitelný zámek objemu
- nastavitelné tlačítko vyhazování špiček
- nízká hmotnost
- snadná obsluha (potřeba jen malé síly pro pipetování)
- ergonomický tvar
- možnost recalibrace
- barevné rozlišení
- prvotní ověření od výrobce
- volitelné příslušenství (objednává se samostatně): [stojan na pipety](#)

| Obj. číslo | Barevný kód | Objem [μl] | Počet kanálů | Dělení [μl] | Přesnost [μl] | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|--------------|------------|--------------|-------------|---------------|------------|-----------|
| 160 507 403 101 | červený | 0,5 - 10 | 8 | 0,1 | ±0,09 - 0,22 | 2-3 týdny | 17 624 Kč |
| 160 507 403 102 | světle žlutý | 2 - 20 | 8 | 0,1 | ±0,11 - 0,40 | 2-3 týdny | 16 633 Kč |
| 160 507 403 120 | žlutý | 20 - 200 | 8 | 1 | ±0,60 - 2,2 | 2-3 týdny | 16 633 Kč |
| 160 507 403 130 | zelený | 20 - 300 | 8 | 1 | ±1,1 - 3,3 | 2-3 týdny | 16 633 Kč |
| 160 507 403 201 | červený | 0,5 - 10 | 12 | 0,1 | ±0,09 - 0,22 | 2-3 týdny | 20 137 Kč |
| 160 507 403 202 | světle žlutý | 2 - 20 | 12 | 0,1 | ±0,11 - 0,40 | 2-3 týdny | 19 110 Kč |
| 160 507 403 220 | žlutý | 20 - 200 | 12 | 1 | ±0,60 - 2,2 | 2-3 týdny | 19 110 Kč |
| 160 507 403 230 | zelený | 20 - 300 | 12 | 1 | ±1,1 - 3,3 | 2-3 týdny | 19 110 Kč |

Soubory ke stažení

 Data-Sheet-Witeg-Witopet-pipette-premium-multi-channel-EN.pdf