

## PIPETY ELEKTRONICKÉ BRAND

VERKON > Dávkování a titrace > Pipety elektronické > Pipety elektronické Brand

### Pipeta digitální Transferpette electronic, Brand

Výrobci a značky: Brand

Jedno- i vícekanálové pipety Transferpette electronic se vyznačují ergonomickým designem, optimální hmotností a jednoduchým ovládáním. Intuitivní struktura menu umožňuje rychlé změny programů. Díky těmto vlastnostem lze pipetovat dlouhé série bez únavy. Barevné kódování je ideální pro rozlišení objemu a pro správnou volbu špiček.



- 3 varianty: jednocanálové, 8kanálové a 12kanálové
- velký dobře čitelný digitální displej
- 5 programů (pipetování, reverzní pipetování<sup>(1)</sup>, mísení<sup>(1)</sup>, natahování gelu pro elektroforézu<sup>(1)</sup> a dávkování<sup>(1)</sup>)
- ovládání všech funkcí pomocí 4 tlačítek, pohodlné ovládání jednou rukou (pro praváky i leváky)
- snadné uvolnění použitých špiček pomocí samostatného tlačítka
- snadná kalibrace (CAL mode)
- barevné kódování
- až 4000 pipetovacích cyklů na jedno nabití baterie (NiMH)
- autoklávatelná spodní část pipety při 121 °C
- nízká hmotnost
- přehled vhodných špiček naleznete níže v příloženém souboru ke stažení
- **informace k dodávce:** součástí dodávky jednocanálových pipet je certifikát kvality, baterie, síťový adaptér a silikonové mazivo; součástí dodávky vícekanálových pipet je navíc stojan pro 1 pipetu, reagenční zásobník, montážní klíč a 1 sada těsnících kroužků; [pipetovací špičky nejsou](#) součástí dodávky (objednávají se samostatně)

#### Jednocanálové digitální pipety Transferpette electronic

| Obj. číslo      | Provedení     | Objem [μl] | Přesnost [μl] | Barevný kód | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|---------------|------------|---------------|-------------|------------|-----------|
| 396 870 705 299 | Jednocanálová | 0,5 - 10   | ±0,1          | Šedivý      | 4-6 týdnů  | 10 555 Kč |
| 396 870 705 300 | Jednocanálová | 2 - 20     | ±0,2          | Šedivý      | 4-6 týdnů  | 10 555 Kč |
| 396 870 705 303 | Jednocanálová | 10 - 200   | ±1,6          | Žlutý       | 4-6 týdnů  | 10 555 Kč |
| 396 870 705 306 | Jednocanálová | 50 - 1000  | ±6            | Modrý       | 4-6 týdnů  | 10 555 Kč |
| 396 870 705 307 | Jednocanálová | 250 - 5000 | ±30           | Červený     | 4-6 týdnů  | 10 555 Kč |

**8kanálové digitální pipety Transferpette electronic**

| Obj. číslo      | Počet kanálů | Objem [μl] | Přesnost [μl] | Barevný kód | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|--------------|------------|---------------|-------------|------------|-----------|
| 396 870 705 399 | 8            | 0,5 - 10   | ±0,12         | Šedivý      | 4-6 týdnů  | 21 320 Kč |
| 396 870 705 400 | 8            | 1 - 20     | ±0,2          | Šedivý      | 4-6 týdnů  | 21 320 Kč |
| 396 870 705 403 | 8            | 5 - 100    | ±0,8          | Žlutý       | 4-6 týdnů  | 21 320 Kč |
| 396 870 705 404 | 8            | 10 - 200   | ±1,6          | Žlutý       | 4-6 týdnů  | 21 320 Kč |
| 396 870 705 406 | 8            | 15 - 300   | ±1,8          | Zelený      | 4-6 týdnů  | 21 320 Kč |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

**12kanálové digitální pipety Transferpette electronic**

| Obj. číslo      | Počet kanálů | Objem [μl] | Přesnost [μl] | Barevný kód | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|--------------|------------|---------------|-------------|------------|-----------|
| 396 870 705 449 | 12           | 0,5 - 10   | ±0,12         | Šedivý      | 4-6 týdnů  | 24 635 Kč |
| 396 870 705 450 | 12           | 1 - 20     | ±0,2          | Šedivý      | 4-6 týdnů  | 24 635 Kč |
| 396 870 705 453 | 12           | 5 - 100    | ±0,8          | Žlutý       | 4-6 týdnů  | 24 635 Kč |
| 396 870 705 454 | 12           | 10 - 200   | ±1,6          | Žlutý       | 4-6 týdnů  | 24 635 Kč |
| 396 870 705 456 | 12           | 15 - 300   | ±1,8          | Zelený      | 4-6 týdnů  | 24 635 Kč |



Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

**Volitelné příslušenství: Stojany**

| Obj. číslo      | Popis  | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|--|------------|-----------|
| 396 870 705 385 | Stojan pro 1 pipetu Transferpette electronic do objemu 1000 μl (mimo 500-5000 μl)          | 4-6 týdnů  | 1 382 Kč  |
| 396 870 705 386 | Stojan pro 1 pipetu Transferpette electronic (pro objem 250-5000 μl)                       | 4-6 týdnů  | 1 382 Kč  |
| 396 870 705 390 | Stojan nabíjecí pro 3 pipety Transferpette electronic do objemu 1000 μl (mimo 500-5000 μl) | 4-6 týdnů  | 5 448 Kč  |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

**Soubory ke stažení**

-  Data-Sheet-Brand-Pipette-Transferpette-Electronic-EN.pdf
-  Data-Sheet-Brand-Pipette-Tips-Selection-Chart-Pipette-Transferpette-Electronic-EN.pdf