

PIPETY ELEKTRONICKÉ BRAND

VERKON > Dávkování a titrace > Pipety elektronické > Pipety elektronické Brand

Pipeta digitální Transferpette electronic, Brand

Výrobci a značky: Brand

Jedno- i vícekanálové pipety Transferpette electronic se vyznačují ergonomickým designem, optimální hmotností a jednoduchým ovládáním. Intuitivní struktura menu umožňuje rychlé změny programů. Díky těmto vlastnostem lze pipetovat dlouhé série bez únavy. Barevné kódování je ideální pro rozlišení objemu a pro správnou volbu špiček.



- 3 varianty: jednokanálové, 8kanálové a 12kanálové
- velký dobře čitelný digitální displej
- 5 programů (pipetování, reverzní pipetování⁽¹⁾, mísení⁽¹⁾, natahování gelu pro elektroforézu⁽¹⁾ a dávkování⁽¹⁾)
- ovládání všech funkcí pomocí 4 tlačítek, pohodlné ovládání jednou rukou (pro praváky i leváky)
- snadné uvolnění použitých špiček pomocí samostatného tlačítka
- snadná kalibrace (CAL mode)
- barevné kódování
- až 4000 pipetovacích cyklů na jedno nabití baterie (NiMH)
- autoklávatelná spodní část pipety při 121 °C
- nízká hmotnost
- přehled vhodných špiček naleznete níže v příloženém souboru ke stažení
- **informace k dodávce:** součástí dodávky jednokanálových pipet je certifikát kvality, baterie, síťový adaptér a silikonové mazivo; součástí dodávky vícekanálových pipet je navíc stojan pro 1 pipetu, reagenční zásobník, montážní klíč a 1 sada těsnících kroužků; **pipetovací špičky nejsou** součástí dodávky (objednávají se samostatně)

Jednokanálové digitální pipety Transferpette electronic

Obj. číslo	Provedení	Objem [μl]	Přesnost [μl]	Barevný kód	Dostupnost	Cena / ks
396 870 705 299	Jednokanálová	0,5 – 10	±0,1	Šedivý	4-6 týdnů	10 450 Kč
396 870 705 300	Jednokanálová	2 – 20	±0,2	Šedivý	4-6 týdnů	10 450 Kč
396 870 705 303	Jednokanálová	10 – 200	±1,6	Žlutý	4-6 týdnů	10 450 Kč
396 870 705 306	Jednokanálová	50 – 1000	±6	Modrý	4-6 týdnů	10 450 Kč
396 870 705 307	Jednokanálová	250 – 5000	±30	Červený	4-6 týdnů	10 450 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

8kanálové digitální pipety Transferpette electronic

Obj. číslo	Počet kanálů	Objem [μl]	Přesnost [μl]	Barevný kód	Dostupnost	Cena / ks
396 870 705 399	8	0,5 - 10	±0,12	Šedivý	4-6 týdnů	21 109 Kč
396 870 705 400	8	1 - 20	±0,2	Šedivý	4-6 týdnů	21 109 Kč
396 870 705 403	8	5 - 100	±0,8	Žlutý	4-6 týdnů	21 109 Kč
396 870 705 404	8	10 - 200	±1,6	Žlutý	4-6 týdnů	21 109 Kč
396 870 705 406	8	15 - 300	±1,8	Zelený	4-6 týdnů	21 109 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

12kanálové digitální pipety Transferpette electronic

Obj. číslo	Počet kanálů	Objem [μl]	Přesnost [μl]	Barevný kód	Dostupnost	Cena / ks
396 870 705 449	12	0,5 - 10	±0,12	Šedivý	4-6 týdnů	24 390 Kč
396 870 705 450	12	1 - 20	±0,2	Šedivý	4-6 týdnů	24 390 Kč
396 870 705 453	12	5 - 100	±0,8	Žlutý	4-6 týdnů	24 390 Kč
396 870 705 454	12	10 - 200	±1,6	Žlutý	4-6 týdnů	24 390 Kč
396 870 705 456	12	15 - 300	±1,8	Zelený	4-6 týdnů	24 390 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Volitelné příslušenství: Stojany

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
396 870 705 385	Stojan pro 1 pipetu Transferpette electronic do objemu 1000 μl (mimo 500-5000 μl)	4-6 týdnů	1 368 Kč
396 870 705 386	Stojan pro 1 pipetu Transferpette electronic (pro objem 250-5000 μl)	4-6 týdnů	1 368 Kč
396 870 705 390	Stojan nabíjecí pro 3 pipety Transferpette electronic do objemu 1000 μl (mimo 500-5000 μl)	4-6 týdnů	5 393 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení



Data-Sheet-Brand-Pipette-Transferpette-Electronic-EN.pdf



Data-Sheet-Brand-Pipette-Tips-Selection-Chart-Pipette-Transferpette-Electronic-EN.pdf