

## PIPETY KROKOVACÍ EPPENDORF

VERKON > Dávkování a titrace > Pipety elektronické > Pipety krokovací Eppendorf

### Pipeta krokovací elektronická Multipette E3 a E3X, Eppendorf

Výrobci a značky: Eppendorf

Elektronické krokovací pipety pro opakované dávkování s nastavitelným objemem jednotlivých dávek podle velikosti použitého nástavce Combitips (nejmenší dávka je vždy 1/100 objemu nástavce).

- pro práci s objemy kapalin od 1 µl až do 50 ml
- vhodné pro opakovaná plnění mikrozkušavek, PCR zkušavek nebo mikrotitračních destiček
- možnost nastavení rychlosti nasávání a vypouštění umožňuje i přesné dávkování kapalin o vyšší viskozitě či s větší tenzí par (např. ethanolu)
- odhazování nástavců stiskem jediného tlačítka výrazně usnadňuje práci s kontaminovanými nebo toxickými kapalinami



Srovnání modelů Multipette E3 a E3X		
Typ	Multipette E3	Multipette E3X
Objem (rozsah):	1 µl ... 50 ml	1 µl ... 50 ml
Podsvícený displej:	ano	ano
Baterie Li-ion:	ano	ano
Nastavení rychlosti dávkování:	ano	ano
Opakovací režim dávkování:	ano	ano
Automatické rozpoznání nástavce Combitips:	ano	ano
Odhození nástavce jedním tlačítkem:	ano	ano
Pipetování:	ano	ano
Dávkování	ano	ano
Automatické dávkování:	ano	ano
Sekvenční dávkování:	-	ano
Odsávání supernatantu:	-	ano
Titrace:	-	ano
Kombinace módu odsávání a dávkování:	-	ano

Technické údaje nástavců Combitips			
Nástavec Combitips	Minimální dávkovaný objem	Objem kroku	Maximální dávkovaný objem
0,1 ml	1 µl	0,1 µl	100 µl

0,2 ml	2 µl	0,2 µl	200 µl
0,5 ml	5 µl	0,5 µl	500 µl
1 ml	10 µl	1 µl	1 ml
2,5 ml	25 µl	2,5 µl	2,5 ml
5 ml	50 µl	5 µl	5 ml
10 ml	100 µl	10 µl	10 ml
25 ml	250 µl	25 µl	25 ml
50 ml	500 µl	50 µl	50 ml

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
160 419 870 010	Pipeta Multipette E3 s dobíjecím adaptérem a sadou nástavců Combitips advanced (1 ks od každé velikosti)	Na dotaz	19 575 Kč
160 419 870 371	Pipeta Multipette E3 s dobíjecím stojanem a sadou nástavců Combitips advanced (1 ks od každé velikosti)	Na dotaz	22 125 Kč
160 419 870 029	Pipeta Multipette E3X s dobíjecím adaptérem a sadou nástavců Combitips advanced (1 ks od každé velikosti)	Na dotaz	25 000 Kč
160 419 870 380	Pipeta Multipette E3X s dobíjecím stojanem a sadou nástavců Combitips advanced (1 ks od každé velikosti)	Na dotaz	26 975 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

#### Volitelné příslušenství: Stojan pro jednu pipetu Multipette E3 nebo E3X

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
160 410 488 018	Stojan pro jednu pipetu Multipette E3 nebo E3X	Na dotaz	7 150 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

#### Soubory ke stažení

 Data-Sheet-Multipette E3-a-E3X-EN.pdf

## Nástavec Combitips advanced pro Multipette E3 a E3X, Eppendorf

Výrobci a značky: Eppendorf

Nástavce Combitips advanced jsou optimalizovány pro použití se všemi pipetami řady Multipette firmy Eppendorf. Práce s nimi je jednoduchá a rychlá. Tvar nástavce zajišťuje pohodlnou manipulaci a zabraňuje i případnému poškození rukavice.



- 9 velikostí objemu a 3 stupně čistoty
- velmi přesné dávkování (bez ohledu na hustotu a viskozitu dávkovaných kapalin)
- princip pozitivního vytlačování (srovnatelné s injekční stříkačkou)
- hermeticky uzavřený píst pro bezpečné dávkování

- vhodné pro opakované dávkování stejných objemů
- velikost 2,5; 5 a 10 ml s prodlouženou délkou špičky
- barevné kódování pro snadnou identifikaci
- varianty PCR a Biopur vám rádi nabídneme na základě poptávky
- baleno v krabici (krabice obsahuje 4 sáčky po 25 kusech), u objemů 25 a 50 ml je součástí dodávky i adaptér

<b>Obj. číslo</b>	<b>Objem nástavce [ml]</b>	<b>Barevný kód</b>	<b>Balení [ks]</b>	<b>Dostupnost</b>	<b>Cena / bal.</b>
160 413 089 405	0,1	bílý	4 x 25	Na dotaz	2 800 Kč
160 413 089 413	0,2	světle modrý	4 x 25	Na dotaz	2 800 Kč
160 413 089 421	0,5	fialový	4 x 25	Na dotaz	2 800 Kč
160 413 089 430	1	žlutý	4 x 25	Na dotaz	2 800 Kč
160 413 089 448	2,5	zelený	4 x 25	Na dotaz	2 800 Kč
160 413 089 456	5	modrý	4 x 25	Na dotaz	2 800 Kč
160 413 089 464	10	oranžový	4 x 25	Na dotaz	2 800 Kč
160 413 089 472	25	červený	4 x 25	Na dotaz	3 300 Kč
160 413 089 480	50	světle šedý	4 x 25	Na dotaz	3 625 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*