

## SESTAVY Z PLASTU

VERKON > Filtrace > Vakuová filtrace > Sestavy z plastu

### Zařízení pro vakuovou filtraci Labsolute, PES, sterilní

Akce

Sleva platí do vyprodání skladových zásob

Kompletní sestava tvořená filtrační nálevkou s víčkem a olivkou pro připojení vakua a sběrné láhve na filtrát. Součástí nálevky je membránový filtr s velikostí pórů 0,22 nebo 0,45  $\mu\text{m}$ .



- sterilní (sterilizováno  $\gamma$ -zářením, SAL  $10^{-6}$ )
- objem nálevky: 150, 250, 500 nebo 1000 ml
- membránový filtr s velikostí pórů 0,22 nebo 0,45  $\mu\text{m}$
- dobrý průtok, nízká vazba proteinů
- materiál: nálevka s filtrem PES, sběrná láhev PS
- olivka pro připojení vakuové hadice ID 8 - 12 mm
- sběrná láhev se závitem a šroubovacím víčkem z PE (lze ji tedy využít i pro skladování filtrátu)

**i** V naší nabídce najdete i kompletní [filtrační zařízení z borosilikátového skla](#).

#### Vakuový filtrační systém, membránový filtr s porozitou 0,22 $\mu\text{m}$

Obj. číslo	Popis	Objem nálevky [ml]	Porozita [ $\mu\text{m}$ ]	Dostupnost	Cena / ks
130 647 697 200	Vakuový filtrační systém	150	0,22	10 ks	<del>161 Kč</del> <b>137 Kč</b>
130 647 697 201	Vakuový filtrační systém	250	0,22	Skladem, do 1 týdne	172 Kč
130 647 697 202	Vakuový filtrační systém	500	0,22	3-4 týdny	215 Kč
130 647 697 203	Vakuový filtrační systém	1000	0,22	5 ks	<del>345 Kč</del> <b>293 Kč</b>

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

#### Vakuový filtrační systém, membránový filtr s porozitou 0,45 $\mu\text{m}$

Obj. číslo	Popis	Objem nálevky [ml]	Porozita [ $\mu\text{m}$ ]	Dostupnost	Cena / ks
------------	-------	--------------------	----------------------------	------------	-----------

Obj. číslo	Popis	Objem nálevky [ml]	Porozita [ $\mu$ m]	Dostupnost	Cena / ks
130 647 697 206	Vakuový filtrační systém	500	0,45	3-4 týdny	215 Kč
130 647 697 207	Vakuový filtrační systém	1000	0,45	Kontaktujte nás	

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

## Výprodej

Obj. číslo	Název - popis	Stav	Dostupnost	Cena / ks
OUT 130 647 697 206	Zařízení pro vakuovou filtraci Labsolute, PES, sterilní, Objem nálevky [ml]: 500, Porozita [ $\mu$ m]: 0,45; Exspirace: 31.08.2025	Nové	3 ks	<del>215 Kč</del> <b>172 Kč</b>
OUT 130 647 697 207	Zařízení pro vakuovou filtraci Labsolute, PES, sterilní, Objem nálevky [ml]: 1000, Porozita [ $\mu$ m]: 0,45; Exspirace: 31.08.2025	Nové	3 ks	<del>345 Kč</del> <b>276 Kč</b>

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

## Nálevka filtrační Rocker pro vakuovou filtraci, plastová

Výrobci a značky: Rocker

Plastové filtrační nálevky Rocker o objemu 300 nebo 500 ml mají vynikající mechanickou i teplotní odolnost. S nastavcem pro membránový filtr jsou spojeny pomocí zámku Spin-Lock (série LF) nebo magnetu (série MF). Toto spojení je velmi rychlé a stabilní a nahrazuje klasické spojení pomocí kovové svorky.

### Základní charakteristika plastových filtračních nálevek Rocker pro vakuovou filtraci:

- objem: 300 nebo 500 ml
- graduace po 50 ml (přesnost  $\leq 3$  %)
- nástavec s podložkou pro membránový filtr o  $\varnothing$  47 mm, drážka pro přesné umístění filtru
- připojení nálevky k nastavci pomocí zámku Spin-Lock (série LF) nebo magnetu (série MF)
- připojení nastavce k nádobě na filtrát pomocí silikonové zátky/zámku Spin-Lock, závitu GL45 nebo magnetu (dle typu nálevky)
- vynikající mechanická a teplotní odolnost (až do 180 °C)
- opakovaně použitelná, autoklávatelná při 121 °C a tlaku 1 bar
- **informace k dodávce:** membránové filtry nejsou součástí dodávky (objednávají se samostatně)



**i** Nálevky LF3, LF5, MF3 a MF5 jsou kompatibilní s manifoldy Rocker MultiVac série MS. V naší nabídce najdete i cenově zvýhodněné sady 300ml nálevky LF3 a nádoby na filtrát.

Technické údaje

Typ nálevky	LF3	LF5	LF3a	LF5a	MF3	MF5	MF3a	MF5a
Objem	300 ml	500 ml	300 ml	500 ml	300 ml	500 ml	300 ml	500 ml
Materiál	PES		PES		PES		PES	
Podložka filtru	PP		PP		PP		PP	
Průměr filtru	47 mm		47 mm		47 mm		47 mm	
Filtrační plocha	12,5 cm <sup>2</sup>		12,5 cm <sup>2</sup>		13,1 cm <sup>2</sup>		13,1 cm <sup>2</sup>	
Spojení s nástavcem pro filtr	Spin-Lock				magnetické			
Spojení s nádobou na filtrát	silikonová zátka č. 8 nebo zámek Spin-Lock		závit GL45		silikonová zátka č. 8		magnetické <sup>(i)</sup>	
Víčko z PP	ano	ne	ano	ne	ano	ano	ano	ano
Stříkačkový filtr <sup>(i)</sup> na víčku	ano	-	ano	-	ano	ano	ano	ano
Poznámka	-		olivka ID 8 mm		šroubovatelná olivka ID 4 - 8 mm			

#### Plastové filtrační nálevky série LF (spojení nálevky s nástavcem pro membránový filtr pomocí zámku Spin-Lock)

Obj. číslo	Typ	Objem [ml]	Víčko	Spojení s nádobou na filtrát	Dostupnost	Cena / ks
140 519 700 001	LF3	300	Ano	Přes silikonovou zátku	6-8 týdnů	3 299 Kč
140 519 700 003	LF5	500	Ne	Přes silikonovou zátku	6-8 týdnů	3 381 Kč
140 519 700 002	LF3a	300	Ano	Přes závit GL45	6-8 týdnů	3 299 Kč
140 519 700 004	LF5a	500	Ne	Přes závit GL45	6-8 týdnů	3 381 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

#### Plastové filtrační nálevky série MF (magnetické spojení nálevky s nástavcem pro membránový filtr)

Obj. číslo	Typ	Objem [ml]	Víčko	Spojení s nádobou na filtrát	Dostupnost	Cena / ks
140 520 030 001	MF3	300	Ano	Přes silikonovou zátku	3-4 týdny	4 948 Kč
140 520 050 001	MF5	500	Ano	Přes silikonovou zátku	3-4 týdny	5 855 Kč
140 520 031 001	MF3a	300	Ano	Magnetické	6-8 týdnů	4 783 Kč

Obj. číslo	Typ	Objem [ml]	Víčko	Spojení s nádobou na filtrát	Dostupnost	Cena / ks
140 520 051 001	MF5a	500	Ano	Magnetické	3-4 týdny	5 690 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

#### Víčko k filtrační nálevce Rocker LF5/LF5a

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
140 520 030 036	Víčko k filtrační nálevce Rocker LF5/LF5a, PP	3-4 týdny	907 Kč



*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

#### Cenově zvýhodněné sady s odpadní nádobou nebo odsávací láhví

Obj. číslo	Typ sady	Popis	Dostupnost	Cena / sada
140 519 701 030	LF30	Plastová (PES) filtrační nálevka Rocker LF3 o objemu 300 ml v sadě s 1200ml plastovou (PC) odpadní nádobou s integrovanou ochranou proti přetečení	3-4 týdny	6 020 Kč
140 519 701 031	LF31	Plastová (PES) filtrační nálevka Rocker LF3 o objemu 300 ml v sadě s 1000ml odsávací láhví z borosilikátového skla a stabilizační podložkou	6-8 týdnů	6 762 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

#### Video k produktu

-  Sestava pro vakuovou filtraci Rocker, série LF
-  Sestava pro vakuovou filtraci Rocker, série MF