

SESTAVY Z PLASTU

VERKON > Filtrace > Vakuová filtrace > Sestavy z plastu

Zařízení pro vakuovou filtraci Labsolute, PES, sterilní

Sleva 15 %

Akce

Sleva platí do 30. 6. 2025

Kompletní sestava tvořená filtrační nálevkou s víčkem a olivkou pro připojení vakua a sběrné láhve na filtrát. Součástí nálevky je membránový filtr s velikostí pórů 0,22 nebo 0,45 µm.



- sterilní (sterilizováno γ-zářením, SAL 10⁻⁶)
- objem nálevky: 150, 250, 500 nebo 1000 ml
- membránový filtr s velikostí pórů 0,22 nebo 0,45 µm
- dobrý průtok, nízká vazba proteinů
- materiál: nálevka s filtrem PES, sběrná láhev PS
- olivka pro připojení vakuové hadice ID 8 – 12 mm
- sběrná láhev se závitem a šroubovacím víčkem z PE (lze ji tedy využít i pro skladování filtrátu)

i V naší nabídce najdete i kompletní [filtrační zařízení z borosilikátového skla](#).

Vakuový filtrační systém, membránový filtr s porozitou 0,22 µm

Obj. číslo	Popis	Objem nálevky [ml]	Porozita [µm]	Dostupnost	Cena / ks
130 647 697 200	Vakuový filtrační systém	150	0,22	11 ks	161 Kč 137 Kč
130 647 697 201	Vakuový filtrační systém	250	0,22	Skladem	172 Kč 146 Kč
130 647 697 202	Vakuový filtrační systém	500	0,22	1 ks	215 Kč 183 Kč
130 647 697 203	Vakuový filtrační systém	1000	0,22	9 ks	345 Kč 293 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Vakuový filtrační systém, membránový filtr s porozitou 0,45 µm

Obj. číslo	Popis	Objem nálevky [ml]	Porozita [µm]	Dostupnost	Cena / ks
130 647 697 206	Vakuový filtrační systém	500	0,45	8 ks	215 Kč 183 Kč
130 647 697 207	Vakuový filtrační systém	1000	0,45	8 ks	345 Kč 294 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Nálevka filtrační Rocker pro vakuovou filtraci, plastová

Výrobci a značky: Rocker

Plastové filtrační nálevky Rocker o objemu 300 nebo 500 ml mají vynikající mechanickou i teplotní odolnost. S nástavcem pro membránový filtr jsou spojeny pomocí zámku Spin-Lock (série LF) nebo magnetu (série MF). Toto spojení je velmi rychlé a stabilní a nahrazuje klasické spojení pomocí kovové svorky.

Základní charakteristika plastových filtračních nálevek Rocker pro vakuovou filtraci:

- objem: 300 nebo 500 ml
- graduace po 50 ml (přesnost $\leq 3\%$)
- nástavec s podložkou pro membránový filtr o $\varnothing 47$ mm, drážka pro přesné umístění filtru
- připojení nálevky k nástavci pomocí zámku Spin-Lock (série LF) nebo magnetu (série MF)
- připojení nástavce k nádobě na filtrát pomocí silikonové zátky/zámku Spin-Lock, závitu GL45 nebo magnetu (dle typu nálevky)
- vynikající mechanická a teplotní odolnost (až do 180°C)
- opakovaně použitelná, autoklávatelná při 121°C a tlaku 1 bar
- **informace k dodávce:** **membránové filtry** nejsou součástí dodávky (objednávají se samostatně)



i Nálevky **LF3, LF5, MF3 a MF5** jsou kompatibilní s **manifolds Rocker MultiVac série MS**. V naší nabídce najdete i **cenově zvýhodněné sady** 300ml nálevky LF3 a nádoby na filtrát.

Technické údaje								
Typ nálevky	LF3	LF5	LF3a	LF5a	MF3	MF5	MF3a	MF5a
Objem	300 ml	500 ml	300 ml	500 ml	300 ml	500 ml	300 ml	500 ml
Materiál	PES		PES		PES		PES	
Podložka filtru	PP		PP		PP		PP	
Průměr filtru	47 mm		47 mm		47 mm		47 mm	
Filtrační plocha	12,5 cm²		12,5 cm²		13,1 cm²		13,1 cm²	
Spojení s nástavcem pro filtr	Spin-Lock				magnetické			
Spojení s nádobou na filtrát	silikonová zátka č. 8 nebo zámek Spin-Lock		závit GL45		silikonová zátka č. 8		magnetické ⁽ⁱ⁾	
Víčko z PP	ano	ne	ano	ne	ano	ano	ano	ano
Stříkačkový filtr ⁽ⁱ⁾ na víčku	ano	-	ano	-	ano	ano	ano	ano
Poznámka	-		olivka ID 8 mm		šroubovatelná olivka ID 4 – 8 mm			

Plastové filtrační nálevky série LF (spojení nálevky s nástavcem pro membránový filtr pomocí zámku Spin-Lock)

Obj. číslo	Typ	Objem [ml]	Víčko	Spojení s nádobou na filtrát	Dostupnost	Cena / ks
140 519 700 001	LF3	300	Ano	Přes silikonovou zátku	6-8 týdnů	3 234 Kč
140 519 700 003	LF5	500	Ne	Přes silikonovou zátku	6-8 týdnů	3 315 Kč
140 519 700 002	LF3a	300	Ano	Přes závit GL45	6-8 týdnů	3 234 Kč
140 519 700 004	LF5a	500	Ne	Přes závit GL45	6-8 týdnů	3 315 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Plastové filtrační nálevky série MF (magnetické spojení nálevky s nástavcem pro membránový filtr)

Obj. číslo	Typ	Objem [ml]	Víčko	Spojení s nádobou na filtrát	Dostupnost	Cena / ks
140 520 030 001	MF3	300	Ano	Přes silikonovou zátku	3-4 týdny	4 851 Kč
140 520 050 001	MF5	500	Ano	Přes silikonovou zátku	3-4 týdny	5 740 Kč
140 520 031 001	MF3a	300	Ano	Magnetické	6-8 týdnů	4 689 Kč
140 520 051 001	MF5a	500	Ano	Magnetické	3-4 týdny	5 579 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Víčko k filtrační nálevce Rocker LF5/LF5a

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
140 520 030 036	Víčko k filtrační nálevce Rocker LF5/LF5a, PP	3-4 týdny	889 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Cenově zvýhodněné sady s odpadní nádobou nebo odsávací láhví

Obj. číslo	Typ sady	Popis	Dostupnost	Cena / sada
140 519 701 030	LF30	Plastová (PES) filtrační nálevka Rocker LF3 o objemu 300 ml v sadě s 1200ml plastovou (PC) odpadní nádobou s integrovanou ochranou proti přetečení	3-4 týdny	5 902 Kč
140 519 701 031	LF31	Plastová (PES) filtrační nálevka Rocker LF3 o objemu 300 ml v sadě s 1000ml odsávací láhví z borosilikátového skla a stabilizační podložkou	6-8 týdnů	6 630 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Video k produktu

 Sestava pro vakuovou filtraci Rocker, série LF

