

## SESTAVY Z PLASTU

VERKON > Filtrace > Vakuová filtrace > Sestavy z plastu

### Zařízení pro vakuovou filtraci Labsolute, PES, sterilní

Sleva 15 %

Akce

Sleva platí do 17. 9. 2025

Kompletní sestava tvořená filtrační nálevkou s víčkem a olivkou pro připojení vakua a sběrné láhve na filtrát. Součástí nálevky je membránový filtr s velikostí pórů 0,22 nebo 0,45 µm.



- sterilní (sterilizováno γ-zářením, SAL 10<sup>-6</sup>)
- objem nálevky: 150, 250, 500 nebo 1000 ml
- membránový filtr s velikostí pórů 0,22 nebo 0,45 µm
- dobrý průtok, nízká vazba proteinů
- materiál: nálevka s filtrem PES, sběrná láhev PS
- olivka pro připojení vakuové hadice ID 8 - 12 mm
- sběrná láhev se závitem a šroubovacím víčkem z PE (lze ji tedy využít i pro skladování filtrátu)

**i** V naší nabídce najdete i kompletní [filtrační zařízení z borosilikátového skla](#).

#### Vakuový filtrační systém, membránový filtr s porozitou 0,22 µm

| Obj. číslo      | Popis                    | Objem nálevky [ml] | Porozita [µm] | Dostupnost | Cena / ks                          |
|-----------------|--------------------------|--------------------|---------------|------------|------------------------------------|
| 130 647 697 200 | Vakuový filtrační systém | 150                | 0,22          | 11 ks      | <del>161 Kč</del><br><b>137 Kč</b> |
| 130 647 697 201 | Vakuový filtrační systém | 250                | 0,22          | Skladem    | <del>172 Kč</del><br><b>146 Kč</b> |
| 130 647 697 202 | Vakuový filtrační systém | 500                | 0,22          | Skladem    | <del>215 Kč</del><br><b>183 Kč</b> |
| 130 647 697 203 | Vakuový filtrační systém | 1000               | 0,22          | 8 ks       | <del>345 Kč</del><br><b>293 Kč</b> |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

#### Vakuový filtrační systém, membránový filtr s porozitou 0,45 µm

| Obj. číslo      | Popis                    | Objem nálevky [ml] | Porozita [µm] | Dostupnost | Cena / ks                          |
|-----------------|--------------------------|--------------------|---------------|------------|------------------------------------|
| 130 647 697 206 | Vakuový filtrační systém | 500                | 0,45          | 8 ks       | <del>215 Kč</del><br><b>183 Kč</b> |
| 130 647 697 207 | Vakuový filtrační systém | 1000               | 0,45          | 7 ks       | <del>345 Kč</del><br><b>294 Kč</b> |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

# Nálevka filtrační Rocker pro vakuovou filtraci, plastová

Výrobci a značky: Rocker

Plastové filtrační nálevky Rocker o objemu 300 nebo 500 ml mají vynikající mechanickou i teplotní odolnost. S nástavcem pro membránový filtr jsou spojeny pomocí zámku Spin-Lock (série LF) nebo magnetu (série MF). Toto spojení je velmi rychlé a stabilní a nahrazuje klasické spojení pomocí kovové svorky.

## Základní charakteristika plastových filtračních nálevek Rocker pro vakuovou filtraci:

- objem: 300 nebo 500 ml
- graduace po 50 ml (přesnost  $\leq 3\%$ )
- nástavec s podložkou pro membránový filtr o  $\varnothing 47$  mm, drážka pro přesné umístění filtru
- připojení nálevky k nástavci pomocí zámku Spin-Lock (série LF) nebo magnetu (série MF)
- připojení nástavce k nádobě na filtrát pomocí silikonové zátky/zámku Spin-Lock, závitu GL45 nebo magnetu (dle typu nálevky)
- vynikající mechanická a teplotní odolnost (až do  $180\text{ }^{\circ}\text{C}$ )
- opakovaně použitelná, autoklávatelná při  $121\text{ }^{\circ}\text{C}$  a tlaku 1 bar
- **informace k dodávce:** **membránové filtry** nejsou součástí dodávky (objednávají se samostatně)



**i** Nálevky **LF3, LF5, MF3 a MF5** jsou kompatibilní s **manifolds Rocker MultiVac série MS**. V naší nabídce najdete i **cenově zvýhodněné sady** 300ml nálevky LF3 a nádoby na filtrát.

| Technické údaje                           |                                               |        |                      |        |                                  |        |                           |        |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|----------------------|--------|----------------------------------|--------|---------------------------|--------|
| Typ nálevky                               | LF3                                           | LF5    | LF3a                 | LF5a   | MF3                              | MF5    | MF3a                      | MF5a   |
| Objem                                     | 300 ml                                        | 500 ml | 300 ml               | 500 ml | 300 ml                           | 500 ml | 300 ml                    | 500 ml |
| Materiál                                  | PES                                           |        | PES                  |        | PES                              |        | PES                       |        |
| Podložka filtru                           | PP                                            |        | PP                   |        | PP                               |        | PP                        |        |
| Průměr filtru                             | 47 mm                                         |        | 47 mm                |        | 47 mm                            |        | 47 mm                     |        |
| Filtrační plocha                          | 12,5 cm <sup>2</sup>                          |        | 12,5 cm <sup>2</sup> |        | 13,1 cm <sup>2</sup>             |        | 13,1 cm <sup>2</sup>      |        |
| Spojení s nástavcem pro filtr             | Spin-Lock                                     |        |                      |        | magnetické                       |        |                           |        |
| Spojení s nádobou na filtrát              | silikonová zátka č. 8<br>nebo zámek Spin-Lock |        | závit GL45           |        | silikonová zátka č. 8            |        | magnetické <sup>(i)</sup> |        |
| Víčko z PP                                | ano                                           | ne     | ano                  | ne     | ano                              | ano    | ano                       | ano    |
| Stříkačkový filtr <sup>(i)</sup> na víčku | ano                                           | -      | ano                  | -      | ano                              | ano    | ano                       | ano    |
| Poznámka                                  | -                                             |        | olivka ID 8 mm       |        | šroubovatelná olivka ID 4 – 8 mm |        |                           |        |

**Plastové filtrační nálevky série LF (spojení nálevky s nástavcem pro membránový filtr pomocí zámku Spin-Lock)**

| Obj. číslo      | Typ  | Objem [ml] | Víčko | Spojení s nádobou na filtrát | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|------|------------|-------|------------------------------|------------|-----------|
| 140 519 700 001 | LF3  | 300        | Ano   | Přes silikonovou zátku       | 6-8 týdnů  | 3 234 Kč  |
| 140 519 700 003 | LF5  | 500        | Ne    | Přes silikonovou zátku       | 6-8 týdnů  | 3 315 Kč  |
| 140 519 700 002 | LF3a | 300        | Ano   | Přes závit GL45              | 6-8 týdnů  | 3 234 Kč  |
| 140 519 700 004 | LF5a | 500        | Ne    | Přes závit GL45              | 6-8 týdnů  | 3 315 Kč  |

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

**Plastové filtrační nálevky série MF (magnetické spojení nálevky s nástavcem pro membránový filtr)**

| Obj. číslo      | Typ  | Objem [ml] | Víčko | Spojení s nádobou na filtrát | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|------|------------|-------|------------------------------|------------|-----------|
| 140 520 030 001 | MF3  | 300        | Ano   | Přes silikonovou zátku       | 3-4 týdny  | 4 851 Kč  |
| 140 520 050 001 | MF5  | 500        | Ano   | Přes silikonovou zátku       | 3-4 týdny  | 5 740 Kč  |
| 140 520 031 001 | MF3a | 300        | Ano   | Magnetické                   | 6-8 týdnů  | 4 689 Kč  |
| 140 520 051 001 | MF5a | 500        | Ano   | Magnetické                   | 3-4 týdny  | 5 579 Kč  |

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

**Víčko k filtrační nálevce Rocker LF5/LF5a**

| Obj. číslo      | Popis                                         | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|-----------------------------------------------|------------|-----------|
| 140 520 030 036 | Víčko k filtrační nálevce Rocker LF5/LF5a, PP | 3-4 týdny  | 889 Kč    |

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

**Cenově zvýhodněné sady s odpadní nádobou nebo odsávací láhví**

| Obj. číslo      | Typ sady | Popis                                                                                                                                              | Dostupnost | Cena / sada |
|-----------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| 140 519 701 030 | LF30     | Plastová (PES) filtrační nálevka Rocker LF3 o objemu 300 ml v sadě s 1200ml plastovou (PC) odpadní nádobou s integrovanou ochranou proti přetečení | 3-4 týdny  | 5 902 Kč    |
| 140 519 701 031 | LF31     | Plastová (PES) filtrační nálevka Rocker LF3 o objemu 300 ml v sadě s 1000ml odsávací láhví z borosilikátového skla a stabilizační podložkou        | 6-8 týdnů  | 6 630 Kč    |

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

**Video k produktu**

 Sestava pro vakuovou filtraci Rocker, série LF

