

LOPATKY

VERKON > Pomůcky z plastu, pryže a kovu > Lopatky, lžičky, kopistě a špachtle > Lopatky

Lopatka odměrná, PP

Materiál: PP Narozeninová akce Sleva 20 % A 121 °C

Sleva platí do 9. 7. 2026

- objem: 2, 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500 a 1000 ml
- materiál: bílý PP
- označení objemu na horní straně rukojeti
- autoklávatelná při 121 °C
- vhodná pro odběr sypkých látek (prášky, granuláty)
- vhodná i pro styk s potravinami dle nařízení (EU) č. 10/2011




Obj. číslo	Objem [ml]	Délka [mm]	Dostupnost	Cena / ks
331 850 139 194	2	60	Skladem, do 1 týdne	10 Kč 8 Kč
331 707 039 294	5	82	Skladem, do 1 týdne	12 Kč 10 Kč
331 850 191 057	10	100	Skladem, do 1 týdne	15 Kč 12 Kč
331 850 191 058	25	135	Skladem, do 1 týdne	20 Kč 16 Kč
331 850 191 059	50	160	Skladem, do 1 týdne	29 Kč 23 Kč
331 850 191 060	100	200	Skladem, do 1 týdne	42 Kč 34 Kč
331 850 191 062	250	260	Skladem, do 1 týdne	95 Kč 76 Kč
331 850 191 063	500	315	Skladem, do 1 týdne	133 Kč 106 Kč
331 850 191 064	1000	385	Skladem, do 1 týdne	160 Kč 128 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Lopatka SteriPlast, sterilní

Lopatky SteriPlast jsou ideální pro odběr sypkých (prášky, granuláty) nebo pastovitých látek. Jsou dostupné v 7 různých velikostech a dvou materiálových provedeních.

- sterilní (sterilizace γ -zářením)
- vyráběny a jednotlivě baleny v čistých prostorách (třída 7)
- dvě varianty: bez krytky nebo s krytkou (lopatka může být ihned po odběru vzorku uzavřena průhledným krytem, čímž se snižuje riziko kontaminace vzorku a je zajištěna sterilita)
- materiál: PS nebo Bio-PE, barva: bílá
- speciální konstrukce (konstrukce držadla a zkosená přední hrana udržují lopatku vždy ve vodorovné poloze)
- jednorázové použití (odpadá riziko kontaminace vzorků i nutnost čištění)
- vhodné pro použití s potravinami (splňují požadavky EU a směrnici FDA)
- **informace k dodávce:** lopatky se objednávají v balení po 10 ks (jednotlivě balené) ve variantě s krytkou či bez



i Lopatky SteriPlast v modré barvě vhodné pro potravinářský i farmaceutický průmysl a zároveň splňující požadavky HACCP/IFS a FDA Vám rádi nabídneme na základě poptávky. Lopatky jsou dostupné v 7 velikostech (objem: 25, 50, 100, 150, 250, 500 nebo 1000 ml), pouze v provedení bez krytky.

Lopatka SteriPlast, materiál: bílý PS

Obj. číslo	Materiál	Objem [ml]	Délka [mm]	Krytka	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
Lopatky SteriPlast bez krytky:							
399 153 781 001	PS	25	141	ne	10	4-6 týdnů	510 Kč
399 153 781 003	PS	50	160	ne	10	4-6 týdnů	529 Kč
399 153 781 005	PS	100	205	ne	10	4-6 týdnů	548 Kč
399 153 781 007	PS	150	216	ne	10	4-6 týdnů	559 Kč
399 153 781 013	PS	250	232	ne	10	4-6 týdnů	683 Kč
399 153 781 015	PS	500	280	ne	10	4-6 týdnů	1 208 Kč
399 153 781 019	PS	1000	332	ne	10	4-6 týdnů	1 860 Kč
Lopatky SteriPlast s krytkou:							
399 153 781 002	PS	25	142	ano	10	4-6 týdnů	775 Kč
399 153 781 004	PS	50	161	ano	10	4-6 týdnů	796 Kč
399 153 781 006	PS	100	206	ano	10	4-6 týdnů	821 Kč
399 153 781 008	PS	150	218	ano	10	4-6 týdnů	840 Kč
399 153 781 014	PS	250	235	ano	10	4-6 týdnů	1 161 Kč
399 153 781 016	PS	500	283	ano	10	4-6 týdnů	2 051 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Lopatka SteriPlast Bio, materiál: bílý Bio-PE

Obj. číslo	Materiál	Objem [ml]	Délka [mm]	Krytka	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
399 153 791 001	Bio-PE	25	141	ne	10	4-6 týdnů	603 Kč
399 153 791 003	Bio-PE	50	160	ne	10	4-6 týdnů	620 Kč
399 153 791 005	Bio-PE	100	205	ne	10	4-6 týdnů	640 Kč
399 153 791 007	Bio-PE	150	216	ne	10	4-6 týdnů	655 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Video k produktu

▶ Lopatka SteriPlast

Sada lopatek a sáčků pro odběr vzorků, sterilní

- obsah sady: 10 ks 50ml odměrných lopatek a 10 ks 300ml sáčků na vzorky SteriBag Premium
- sterilní (sterilizace γ -zářením)
- jednorázové použití (odpadá riziko kontaminace vzorků i nutnost čištění)
- lopatky (bílé PS): vyráběny a jednotlivě baleny v čistých prostorách (třída 7)
- sáčky na vzorky SteriBag Premium (300 ml, PE, 200 x 145 mm): dokonale těsné, odolné proti protržení, vhodné pro pevné i kapalně vzorky; umožňují úplnou dokumentaci a sledovatelnost vzorků (na sáčku i odtrhávacím poli je unikátní kód)
- vhodné pro použití s potravinami (splňují požadavky EU a směrnici FDA)



Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / sada
399 153 788 003	SteriPlast Kit	10 ks 50ml odměrných lopatek a 10 ks 300ml sáčků SteriBag Premium	2-3 týdny	934 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Lopatka na chemikálie, nerezová

- objem: 120, 450, 1000, 1500 a 2000 ml
- materiál: leštěná chromniklová ocel 18/10
- nemagnetická, odolná proti korozi
- dobrá chemická odolnost



Obj. číslo	Objem [ml]	Šířka [mm]	Délka lopatky [mm]	Celková délka [mm]	Dostupnost	Cena / ks
397 210 008 800	120	50	100	190	3-4 týdny	406 Kč

Obj. číslo	Objem [ml]	Šířka [mm]	Délka lopatky [mm]	Celková délka [mm]	Dostupnost	Cena / ks
397 210 008 801	450	75	145	250	3-4 týdny	456 Kč
397 210 008 802	1000	105	190	320	3-4 týdny	534 Kč
397 210 008 803	1500	120	230	350	3-4 týdny	620 Kč
397 210 008 804	2000	150	250	370	3-4 týdny	867 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Lopatka na chemikálie, hliníková

- objem: 10, 75, 85, 120, 210, 310, 520 a 900 ml
- materiál: hliník
- vhodná pro odběr sypkých látek (prášky, granuláty)



Obj. číslo	Objem [ml]	Délka lopatky [mm]	Celková délka [mm]	Dostupnost	Cena / ks
397 210 008 815	10	52	85	3-4 týdny	38 Kč
397 210 008 816	75	85	145	1-2 týdny	92 Kč
397 210 008 817	85	95	155	1-2 týdny	113 Kč
397 210 008 818	120	113	185	1-2 týdny	143 Kč
397 210 008 819	210	120	210	1-2 týdny	181 Kč
397 210 008 820	310	145	250	1-2 týdny	246 Kč
397 210 008 821	520	175	290	1-2 týdny	351 Kč
397 210 008 823	900	220	350	3-4 týdny	539 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Lopatka navažovací, nerezová

- šířka lopatky: 31 mm
- délka lopatky: 70, 90, 105 a 120 mm
- celková délka: 200, 220, 235 a 250 mm
- průměr držadla: 5 mm
- materiál: leštěná chromniklová ocel 18/10 nebo leštěná chromniklová ocel 18/10 s PTFE povlakem
- dobrá chemická odolnost



Celonerezové lopatky

Obj. číslo	Šířka lopatky [mm]	Délka lopatky [mm]	Celková délka [mm]	Dostupnost	Cena / ks
130 635 003 600	31	70	200	4-6 týdnů	325 Kč
130 635 003 601	31	90	220	4-6 týdnů	350 Kč
130 635 003 602	31	105	235	4-6 týdnů	375 Kč
130 635 003 603	31	120	250	4-6 týdnů	400 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Nerezová lopatka s PTFE povlakem

Obj. číslo	Popis	Šířka lopatky [mm]	Délka lopatky [mm]	Celková délka [mm]	Dostupnost	Cena / ks
130 635 008 265	S PTFE povlakem	31	105	235	4-6 týdnů	1 526 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.