

LOPATKY

VERKON > Pomůcky z plastu, pryže a kovu > Lopatky, lžičky, kopistě a špachtle > Lopatky

Lopatka odměrná, PP

Materiál: PP A 121 °C

- objem: 2, 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500 a 1000 ml
- materiál: bílý PP
- označení objemu na horní straně rukojeti
- autoklávatelná při 121 °C
- vhodná pro odběr sypkých látek (prášky, granuláty)
- vhodná i pro styk s potravinami dle nařízení (EU) č. 10/2011




Obj. číslo	Objem [ml]	Délka [mm]	Dostupnost	Cena / ks
331 850 139 194	2	60	Skladem	10 Kč
331 707 039 294	5	82	Skladem	12 Kč
331 850 191 057	10	100	Skladem	15 Kč
331 850 191 058	25	135	Skladem	19 Kč
331 850 191 059	50	160	Skladem	28 Kč
331 850 191 060	100	200	Skladem	42 Kč
331 850 191 062	250	260	Skladem	92 Kč
331 850 191 063	500	315	Skladem	129 Kč
331 850 191 064	1000	385	Skladem	156 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Lopatka SteriPlast, sterilní

Lopatky SteriPlast jsou ideální pro odběr sypkých (prášky, granuláty) nebo pastovitých látek. Jsou dostupné v 7 různých velikostech a dvou materiálových provedeních.

- sterilní (sterilizace γ-zářením)
- vyráběny a jednotlivě baleny v čistých prostorách (třída 7)
- dvě varianty: bez krytky nebo s krytkou (lopatka může být ihned po odběru vzorku uzavřena průhledným krytem, čímž se snižuje riziko kontaminace vzorku a je zajištěna sterilita)
- materiál: PS nebo Bio-PE, barva: bílá
- speciální konstrukce (konstrukce držadla a zkosená přední hrana udržují lopatku vždy ve vodorovné poloze)
- jednorázové použití (odpadá riziko kontaminace vzorků i nutnost čištění)
- vhodné pro použití s potravinami (splňují požadavky EU a směrnici FDA)
- **informace k dodávce:** lopatky se objednávají v balení po 10 ks (jednotlivě balené)



■ ve variantě s krytkou či bez

i Lopatky SteriPlast v modré barvě vhodné pro potravinářský i farmaceutický průmysl a zároveň splňující požadavky HACCP/IFS a FDA Vám rádi nabídneme na základě poptávky. Lopatky jsou dostupné v 7 velikostech (objem: 25, 50, 100, 150, 250, 500 nebo 1000 ml), pouze v provedení bez krytky.

Lopatka SteriPlast, materiál: bílý PS

Obj. číslo	Materiál	Objem [ml]	Délka [mm]	Krytka	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
Lopatky SteriPlast bez krytky:							
399 153 781 001	PS	25	141	ne	10	4-6 týdnů	501 Kč
399 153 781 003	PS	50	160	ne	10	4-6 týdnů	520 Kč
399 153 781 005	PS	100	205	ne	10	4-6 týdnů	538 Kč
399 153 781 007	PS	150	216	ne	10	4-6 týdnů	549 Kč
399 153 781 013	PS	250	232	ne	10	4-6 týdnů	670 Kč
399 153 781 015	PS	500	280	ne	10	4-6 týdnů	1 186 Kč
399 153 781 019	PS	1000	332	ne	10	4-6 týdnů	1 828 Kč
Lopatky SteriPlast s krytkou:							
399 153 781 002	PS	25	142	ano	10	4-6 týdnů	761 Kč
399 153 781 004	PS	50	161	ano	10	4-6 týdnů	783 Kč
399 153 781 006	PS	100	206	ano	10	4-6 týdnů	806 Kč
399 153 781 008	PS	150	218	ano	10	4-6 týdnů	825 Kč
399 153 781 014	PS	250	235	ano	10	4-6 týdnů	1 141 Kč
399 153 781 016	PS	500	283	ano	10	4-6 týdnů	2 015 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Lopatka SteriPlast Bio, materiál: bílý Bio-PE

Obj. číslo	Materiál	Objem [ml]	Délka [mm]	Krytka	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
399 153 791 001	Bio-PE	25	141	ne	10	4-6 týdnů	591 Kč
399 153 791 003	Bio-PE	50	160	ne	10	4-6 týdnů	609 Kč
399 153 791 005	Bio-PE	100	205	ne	10	4-6 týdnů	629 Kč
399 153 791 007	Bio-PE	150	216	ne	10	4-6 týdnů	644 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Video k produktu

 Lopatka SteriPlast

Sada lopatek a sáčků pro odběr vzorků, sterilní

- obsah sady: 10 ks 50ml odměrných lopatek a 10 ks 300ml sáčků na vzorky SteriBag Premium
- sterilní (sterilizace γ -zářením)
- jednorázové použití (odpadá riziko kontaminace vzorků i nutnost čištění)
- lopatky (bílý PS): vyráběny a jednotlivě baleny v čistých prostorách (třída 7)
- sáčky na vzorky SteriBag Premium (300 ml, PE, 200 x 145 mm): dokonale těsné, odolné proti protržení, vhodné pro pevné i kapalné vzorky; umožňují úplnou dokumentaci a sledovatelnost vzorků (na sáčku i odtrhávacím poli je unikátní kód)
- vhodné pro použití s potravinami (splňují požadavky EU a směrnici FDA)



Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / sada
399 153 788 003	SteriPlast Kit	10 ks 50ml odměrných lopatek a 10 ks 300ml sáčků SteriBag Premium	2-3 týdny	918 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Lopatka na chemikálie, nerezová

- objem: 120, 450, 1000, 1500 a 2000 ml
- materiál: leštěná chromniklová ocel 18/10
- nemagnetická, odolná proti korozi
- dobrá chemická odolnost



Obj. číslo	Objem [ml]	Šířka [mm]	Délka lopatky [mm]	Celková délka [mm]	Dostupnost	Cena / ks
397 210 008 800	120	50	100	190	3-4 týdny	402 Kč
397 210 008 801	450	75	145	250	3-4 týdny	451 Kč
397 210 008 802	1000	105	190	320	3-4 týdny	528 Kč
397 210 008 803	1500	120	230	350	3-4 týdny	614 Kč
397 210 008 804	2000	150	250	370	3-4 týdny	858 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Lopatka na chemikálie, hliníková

- objem: 10, 75, 85, 120, 210, 310, 520 a 900 ml
- materiál: hliník
- vhodná pro odběr sypkých látek (prášky, granuláty)



Obj. číslo	Objem [ml]	Délka lopatky [mm]	Celková délka [mm]	Dostupnost	Cena / ks
397 210 008 815	10	52	85	3-4 týdny	38 Kč
397 210 008 816	75	85	145	1-2 týdny	90 Kč
397 210 008 817	85	95	155	1-2 týdny	111 Kč
397 210 008 818	120	113	185	3-4 týdny	141 Kč
397 210 008 819	210	120	210	1-2 týdny	178 Kč
397 210 008 820	310	145	250	1-2 týdny	241 Kč
397 210 008 821	520	175	290	3-4 týdny	345 Kč
397 210 008 823	900	220	350	3-4 týdny	534 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Lopatka navažovací, nerezová

- šířka lopatky: 31 mm
- délka lopatky: 70, 90, 105 a 120 mm
- celková délka: 200, 220, 235 a 250 mm
- průměr držadla: 5 mm
- materiál: leštěná chromniklová ocel 18/10 nebo leštěná chromniklová ocel 18/10 s PTFE povlakem
- dobrá chemická odolnost



Celonerezové lopatky

Obj. číslo	Šířka lopatky [mm]	Délka lopatky [mm]	Celková délka [mm]	Dostupnost	Cena / ks
130 635 003 600	31	70	200	4-6 týdnů	347 Kč
130 635 003 601	31	90	220	4-6 týdnů	364 Kč
130 635 003 602	31	105	235	4-6 týdnů	381 Kč
130 635 003 603	31	120	250	4-6 týdnů	400 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Nerezová lopatka s PTFE povlakem

Obj. číslo	Popis	Šířka lopatky [mm]	Délka lopatky [mm]	Celková délka [mm]	Dostupnost	Cena / ks
130 635 008 265	S PTFE povlakem	31	105	235	4-6 týdnů	1 511 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.