

LŽIČKY

VERKON > Pomůcky z plastu, pryže a kovu > Lopatky, lžičky, kopistě a špachtle > Lžičky

Lžička laboratorní 150 mm, PP, VERKON

- provedení: oboustranná (na každé straně je jiná velikost misky)
- celková délka: 150 mm
- materiál: bílý PP
- nelze autoklávat



Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
VK01	Univerzální laboratorní lžička	Skladem, do 1 týdne	11 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Lžička SteriPlast, sterilní

Lžičky SteriPlast jsou vhodné pro odběr sypkých i kapalných vzorků. Jsou dostupné ve dvou velikostech a dvou materiálových provedeních.


- sterilní (sterilizace γ -zářením)
- vyráběny a jednotlivě baleny v čistých prostorách (třída 7)
- materiál: PS nebo Bio-PE, barva: bílá
- jednorázové použití (odpadá riziko kontaminace vzorků i nutnost čištění)
- vhodné pro použití s potravinami (splňují požadavky EU a směrnici FDA)
- **informace k dodávce:** lžičky se objednávají v balení po 100 ks (jednotlivě balené)



i Lžičky SteriPlast v modré barvě vhodné pro potravinářský i farmaceutický průmysl a zároveň splňující požadavky HACCP, IFS a FDA Vám rádi nabídneme na základě poptávky. Lžičky jsou dostupné ve dvou velikostech (objem 2,5 a 10 ml).

Obj. číslo	Materiál	Objem [ml]	Délka [mm]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
Lžička SteriPlast, materiál: bílý PS						
399 153 781 011	PS	2,5	127	100	2-3 týdny	1 130 Kč
399 153 781 012	PS	10	170	100	1-2 týdny	1 201 Kč
Lžička SteriPlast, materiál: bílý Bio-PE						
399 153 791 011	Bio-PE	2,5	127	100	2-3 týdny	1 386 Kč
399 153 791 012	Bio-PE	10	170	100	2-3 týdny	1 475 Kč

Video k produktu

 Lžička SteriPlast

Lžička SteriPlast na práškové materiály, sterilní

Lžičky SteriPlast jsou vhodné pro odběr vzorků, přenos nebo zpracování malého množství pevných, pastovitých nebo kapalných látek. V nabídce jsou dva typy: oboustranná lžička nebo lžička se špachtlí.





- sterilní (sterilizace γ -zářením)
- vyráběny a jednotlivě baleny v čistých prostorách (třída 7)
- dva typy: oboustranná lžička s rozdílnou velikostí misek nebo lžička se špachtlí (17 mm)
- materiál: PS, barva: bílá
- jednorázové použití (odpadá riziko kontaminace vzorků i nutnost čištění)
- ergonomická středová rukojeť
- vhodné pro použití s potravinami (splňují požadavky EU a směrnici FDA)
- **informace k dodávce:** lžičky se objednávají v balení po 100 ks (jednotlivě balené)

Obj. číslo	Typ	Objem [ml]	Délka [mm]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
399 153 781 032	Lžička oboustranná	0,25/1,0	180	100	4-6 týdnů	1 480 Kč
399 153 781 031	Lžička se špachtlí	0,5	178	100	2-3 týdny	1 480 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Video k produktu

-  Lžička SteriPlast na práškové materiály, oboustranná
-  Lžička SteriPlast na práškové materiály, se špachtlí

Lžice odměrná SteriPlast, sterilní

Lžice SteriPlast lze použít k odměření malého množství sypkých nebo kapalných látek a k jejich dávkování. Objem je vyznačen na rukojeti.

- sterilní (sterilizace γ -zářením)
- vyráběny a jednotlivě baleny v čistých prostorách (třída 7)
- materiál: PS, barva: bílá
- jednorázové použití (odpadá riziko kontaminace vzorků i nutnost čištění)
- vhodné pro použití s potravinami (splňují požadavky EU a směrnici FDA)
- **informace k dodávce:** lžice se objednávají v balení po 100 ks (jednotlivě balené)



i Odměrné lžíce SteriPlast v modré barvě vhodné pro potravinářský i farmaceutický průmysl a zároveň splňující požadavky HACCP, IFS a FDA Vám rádi nabídneme na základě poptávky. Lžíce jsou dostupné v 8 velikostech (objem: 0,5; 1; 2,5; 5; 10; 15; 25 nebo 50 ml).

Obj. číslo	Objem [ml]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
399 153 784 005	0,5	100	2-3 týdny	1 161 Kč
399 153 784 007	1	100	Skladem, do 1 týdne	1 226 Kč
399 153 784 009	2,5	100	2-3 týdny	1 294 Kč
399 153 784 011	5	100	2-3 týdny	1 398 Kč
399 153 784 013	10	100	2-3 týdny	1 470 Kč
399 153 784 015	15	100	4-6 týdnů	1 539 Kč
399 153 784 017	25	100	4-6 týdnů	1 784 Kč
399 153 784 019	50	100	2-3 týdny	2 949 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Výprodej

Obj. číslo	Název - popis	Stav	Dostupnost	Cena / bal.
OUT 399 153 784 007	Lžíce odměrná SteriPlast, sterilní, Objem [ml]: 1, Balení [ks]: 100; Exspirace: 31.07.2027	Nové	1 bal.	1 226 Kč 1 103 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Lžička se zúženou miskou, nerezová

- provedení: zúžený oválný tvar misky
- celková délka: 135, 150, 200 a 300 mm
- materiál: nerezová ocel (AISI 304)
- vhodná k nabírání sypkých látek v úzkých lahvičkách či zkumavkách



Obj. číslo	Délka [mm]	Miska [mm]	Dostupnost	Cena / ks
397 220 000 280	135	9 x 20	Skladem, do 1 týdne	34 Kč
397 210 003 380	150	16 x 32	Skladem, do 1 týdne	53 Kč
397 220 000 284	200	15 x 30	Skladem, do 1 týdne	86 Kč
397 220 000 286	300	15 x 30	Skladem, do 1 týdne	112 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Lžička chemická oboustranná, nerezová

- provedení: oboustranná (na každé straně je jiná velikost misky)
- kulatá rukojeť
- celková délka: 120, 150, 180, 210, 250 a 300 mm
- materiál: nerezová ocel (AISI 304)



Obj. číslo	Délka [mm]	Miska 1 [mm]	Miska 2 [mm]	Dostupnost	Cena / ks
397 210 003 460	120	17 x 23	22 x 30	Skladem, do 1 týdne	138 Kč
397 210 003 461	150	17 x 23	22 x 30	Skladem, do 1 týdne	147 Kč
397 210 003 462	180	22 x 30	29 x 40	Skladem, do 1 týdne	161 Kč
397 210 003 463	210	22 x 30	29 x 40	1-2 týdny	168 Kč
397 210 003 464	250	29 x 40	35 x 48	Skladem, do 1 týdne	198 Kč
397 210 003 465	300	29 x 40	35 x 48	1-2 týdny	218 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Lžička se špachtlí, nerezová

- provedení: miska na jedné straně a plochý list špachtle (lopatky) na straně druhé
- celková délka: 120, 150, 180, 210, 250 a 300 mm
- materiál: nerezová ocel (AISI 304)
- vhodná pro odběr vzorků nebo pro zpracování malého množství pevných, pastovitých nebo kapalných látek



Obj. číslo	Délka [mm]	Miska [mm]	Lopatka [mm]	Dostupnost	Cena / ks
397 210 003 420	120	31 x 21	30 x 20	Skladem, do 1 týdne	69 Kč
397 210 003 421	150	36 x 26	32 x 22	1-2 týdny	76 Kč
397 210 003 422	180	40 x 28	36 x 26	Skladem, do 1 týdne	84 Kč
397 210 003 423	210	40 x 28	36 x 26	Skladem, do 1 týdne	100 Kč
397 210 003 424	250	50 x 35	45 x 32	4-6 týdnů	162 Kč
397 210 003 425	300	50 x 35	45 x 32	4-6 týdnů	222 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Lžička s otevřeným ústím, nerezová

- provedení: oválný tvar s otevřeným ústím
- celková délka: 200 mm
- materiál: nerezová ocel (AISI 304)
- vhodná pro odběr nebo navažování vzorků



Obj. číslo	Délka [mm]	Miska [mm]	Dostupnost	Cena / ks
397 210 003 370	200	21 x 30	1-2 týdny	130 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Lžička na práškové materiály, nerezová

- provedení: podélný tvar s otevřeným ústím
- celková délka: 170 mm
- materiál: nerezová ocel (AISI 304)
- vhodná pro odběr nebo navažování sypkých vzorků



Obj. číslo	Délka [mm]	Miska [mm]	Dostupnost	Cena / ks
397 210 003 360	170	10 x 42	Skladem, do 1 týdne	66 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.