

MISKY A PODNOSY

VERKON > Pomůcky z plastu, pryže a kovu > Láhve a nádoby > Misky a podnosy

Miska laboratorní, PP

Materiál: PP

- objem: 0,9; 1,7; 2,9; 4,3; 6,6 nebo 13,4 l
- materiál: bílý PP
- ploché dno, výborná stabilita
- vyhnutý okraj
- vhodná pro styk s potravinami dle nařízení Komise (EU) č. 10/2011



Náš TIP: S tímto produktem zákazníci kupují různé typy [lopatek](#), plastové [odměrky](#), [sáčky na vzorky](#) a [popisovače s jemným hrotem](#).

Obj. číslo	Popis	Objem [l]	Průměr [mm]	Výška [mm]	Dostupnost	Cena / ks
130 650 042 594	Laboratorní miska	0,9	160	70	1-2 týdny	61 Kč
130 650 042 694	Laboratorní miska	1,7	200	80	1-2 týdny	88 Kč
130 650 042 794	Laboratorní miska	2,9	240	100	1-2 týdny	129 Kč
130 650 042 894	Laboratorní miska	4,3	280	120	1-2 týdny	181 Kč
130 650 042 994	Laboratorní miska	6,6	320	130	1-2 týdny	253 Kč
130 650 043 194	Laboratorní miska	13,4	400	180	1-2 týdny	404 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Miska laboratorní, nerezová

- objem: 1; 2; 3; 4,5; 6; 8; 11 a 14 litrů
- materiál: chromniklová ocel 18/10
- ploché dno
- vyhnutý okraj
- bez víka



Obj. číslo	Objem [l]	Průměr [mm]	Výška [mm]	Dostupnost	Cena / ks
130 635 008 590	1	165	75	2-3 týdny	410 Kč

Obj. číslo	Objem [l]	Průměr [mm]	Výška [mm]	Dostupnost	Cena / ks
130 635 008 591	2	220	75	2-3 týdny	626 Kč
130 635 008 592	3	240	95	2-3 týdny	681 Kč
130 635 008 593	4,5	260	120	2-3 týdny	826 Kč
130 635 008 594	6	305	120	2-3 týdny	1 083 Kč
130 635 008 595	8	320	145	4-6 týdnů	1 194 Kč
130 635 008 596	11	380	135	4-6 týdnů	1 797 Kč
130 635 008 597	14	400	160	4-6 týdnů	1 941 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 Data-Sheet-Laboratory-bowls-EN.pdf

Miska odpařovací s plochým dnem, nerezová

- objem: 125, 250, 500, 1000, 2000 a 5000 ml
- materiál: chromniklová ocel 18/10
- ploché "kontaktní" dno
- bez víka



Obj. číslo	Objem [ml]	Průměr [mm]	Výška [mm]	Dostupnost	Cena / ks
397 210 008 560	125	75	35	3-4 týdny	678 Kč
397 210 008 561	250	85	50	3-4 týdny	867 Kč
397 210 008 562	500	110	55	3-4 týdny	1 264 Kč
397 210 008 563	1000	140	75	3-4 týdny	1 883 Kč
397 210 008 564	2000	160	105	3-4 týdny	2 499 Kč
397 210 008 565	5000	200	160	3-4 týdny	5 281 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Miska odpařovací s víčkem, niklová

- objem: 45, 73 a 100 ml
- výška: 16 nebo 19 mm
- materiál: 99,5 % nikl
- ploché dno
- víčko s hmatníkem pro snadnější manipulaci



Obj. číslo	Objem [ml]	Průměr [mm]	Výška [mm]	Dostupnost	Cena / ks
397 210 008 060	45	55	19	3-4 týdny	2 443 Kč
397 210 008 061	45	60	16	3-4 týdny	2 874 Kč
397 210 008 062	73	70	19	3-4 týdny	2 920 Kč
397 210 008 065	100	90	16	3-4 týdny	3 418 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Miska třecí, nerezová

- objem: 250, 500, 750, 1000, 1500 a 2000 ml
- materiál: chromniklová ocel 18/10
- melaminový tlouček s tvarovanou rukojetí nebo celonerezový tlouček (tloučky se objednávají samostatně)
- **informace k dodávce:** součástí dodávky misky **není** tlouček



Třecí misky

Obj. číslo	Popis	Objem [ml]	Průměr [mm]	Dostupnost	Cena / ks
397 023 050 090	Třecí miska bez tloučku	250	100	2-3 týdny	756 Kč
130 635 008 931	Třecí miska bez tloučku	500	120	4-6 týdnů	1 024 Kč
130 635 008 932	Třecí miska bez tloučku	750	140	4-6 týdnů	1 486 Kč
397 023 050 155	Třecí miska bez tloučku	1000	160	2-3 týdny	1 762 Kč
130 635 008 934	Třecí miska bez tloučku	1500	180	4-6 týdnů	2 051 Kč
397 023 050 220	Třecí miska bez tloučku	2000	200	Delší termín	2 309 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Tloučky

Obj. číslo	Popis	Délka [mm]	Dostupnost	Cena / ks
397 023 050 998	Tlouček melaminový	200	2-3 týdny	592 Kč
397 023 050 999	Tlouček melaminový s nerezovou hlavicí	200	2-3 týdny	870 Kč
130 635 008 936	Tlouček nerezový, průměr 28/24 mm	140	4-6 týdnů	2 221 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Miska třecí s výlevkou, melaminová

- objem: 300 a 500 ml
- provedení: s výlevkou
- barva: bílá
- materiál: melaminová pryskyřice (MF)
- teplotní odolnost: < 80 °C (nelze autoklávat)
- vysoká stabilita
- **informace k dodávce:** třecí misky se objednávají v balení po 5 ks, tloučky se objednávají samostatně



i Tloučky o průměru 30, 35 a 40 mm se používají v kombinaci s miskou o objemu 300 ml, tloučky o průměru 42 mm s miskou o objemu 500 ml.

Melaminové třecí misky

Obj. číslo	Objem [ml]	Průměr [mm]	Výška [mm]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
130 650 072 898	300	125	75	5	2-3 týdny	2 065 Kč
130 650 072 998	500	150	90	5	2-3 týdny	2 530 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Melaminové tloučky

Obj. číslo	Popis	Průměr hlavy [mm]	Délka [mm]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
130 650 073 498	Tlouček melaminový	30	125	5	4-6 týdnů	2 430 Kč
130 650 073 598	Tlouček melaminový	35	145	5	4-6 týdnů	2 630 Kč
130 650 073 698	Tlouček melaminový	40	160	5	4-6 týdnů	2 945 Kč
130 650 073 898	Tlouček melaminový	42	215	1	4-6 týdnů	1 220 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Miska na nástroje, s víkem, nerezová

- 2 velikosti: 230 x 133 x 50 mm nebo 315 x 215 x 60 mm
- materiál: chromniklová ocel 18/10
- víko s vloženou rukojetí
- zaoblené rohy pro snadné čištění
- stohovatelná



Obj. číslo	Délka [mm]	Šířka [mm]	Výška [mm]	Dostupnost	Cena / ks
397 210 008 475	230	133	50	3-4 týdny	1 223 Kč

Obj. číslo	Délka [mm]	Šířka [mm]	Výška [mm]	Dostupnost	Cena / ks
397 210 008 476	315	215	60	3-4 týdny	1 833 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Plato na nástroje, nerezové

- 4 různé velikosti
- materiál: chromniklová ocel 18/10
- vhodné pro odkládání pomůcek a nástrojů



Obj. číslo	Popis	Délka [mm]	Šířka [mm]	Výška [mm]	Dostupnost	Cena / ks
130 635 008 480	Plato na nástroje	200	150	15	4-6 týdnů	1 518 Kč
130 635 008 484	Plato na nástroje	300	200	15	4-6 týdnů	1 694 Kč
130 635 008 485	Plato na nástroje	300	300	20	4-6 týdnů	2 185 Kč
130 635 008 486	Plato na nástroje	440	340	20	4-6 týdnů	2 599 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Podnos nerezový

- různé rozměry
- hladký povrch, snadné čištění
- materiál: nerezová ocel AISI 304
- vhodný pro přípravu i přenášení vzorků, nádobek, nástrojů atd.



Obj. číslo	Popis	Rozměry (š x d x v) [mm]	Dostupnost	Cena / ks
399 142 080 001	Nerezový táč	180 x 280 x 20	3-4 týdny	473 Kč
399 142 080 002	Nerezový táč	230 x 330 x 20	Delší termín	553 Kč
399 142 080 003	Nerezový táč	300 x 460 x 20	3-4 týdny	890 Kč
399 142 080 004	Nerezový táč	395 x 520 x 20	3-4 týdny	1 145 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Podnos bílý s drážkami na dně, PVC

Materiál: PVC

- různé rozměry
- hloubka: 45, 60, 70, 80, 90, 100 nebo 180 mm
- materiál: PVC
- žebrované dno
- stohovatelný
- vhodný i jako fotomiska



Obj. číslo	Vnitřní rozměry (š x d x h) [mm]	Vnější rozměry (š x d x v) [mm]	Dostupnost	Cena / ks
331 850 019 280	150 x 200 x 45	195 x 245 x 50	4-6 týdnů	220 Kč
331 850 019 281	200 x 250 x 60	250 x 305 x 65	4-6 týdnů	286 Kč
331 850 019 282	260 x 320 x 70	325 x 385 x 75	3-4 týdny	453 Kč
331 850 019 283	300 x 350 x 80	375 x 420 x 85	4-6 týdnů	583 Kč
331 850 019 284	330 x 430 x 90	405 x 505 x 95	3-4 týdny	796 Kč
331 850 019 285	420 x 520 x 90	495 x 600 x 100	3-4 týdny	1 134 Kč
331 850 019 286	530 x 675 x 100	620 x 765 x 110	3-4 týdny	1 983 Kč
331 850 019 288	420 x 540 x 180	515 x 635 x 190	4-6 týdnů	2 403 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Podnos bílý, PS

Materiál: PS

- různé rozměry
- hloubka: 10, 30 nebo 70 mm
- materiál: tvrzený PS
- hladký povrch, snadné čištění
- stohovatelný
- vhodný pro přípravu i přenášení vzorků, nádobek, nástrojů atd.



Obj. číslo	Vnitřní rozměry (š x d x h) [mm]	Vnější rozměry (š x d x v) [mm]	Dostupnost	Cena / ks
331 850 195 701	110 x 170 x 10	151 x 201 x 21	Skladem	112 Kč
331 850 195 702	120 x 270 x 10	151 x 303 x 21	1-2 týdny	136 Kč
331 850 195 704	220 x 220 x 10	254 x 254 x 21	3-4 týdny	165 Kč
331 850 195 703	220 x 320 x 10	252 x 353 x 21	Skladem	206 Kč
331 850 195 713	270 x 380 x 10	300 x 408 x 21	Skladem	306 Kč
331 850 195 705	100 x 150 x 30	151 x 201 x 41	1-2 týdny	124 Kč

Obj. číslo	Vnitřní rozměry (š x d x h) [mm]	Vnější rozměry (š x d x v) [mm]	Dostupnost	Cena / ks
331 850 195 706	110 x 260 x 30	151 x 303 x 42	4-6 týdnů	145 Kč
331 850 195 708	210 x 210 x 30	252 x 252 x 42	3-4 týdny	172 Kč
331 850 195 707	210 x 310 x 30	253 x 353 x 41	1-2 týdny	229 Kč
331 850 195 714	250 x 360 x 30	300 x 409 x 42	4-6 týdnů	306 Kč
331 850 195 709	90 x 140 x 70	151 x 202 x 81	1-2 týdny	136 Kč
331 850 195 710	90 x 240 x 70	151 x 303 x 81	4-6 týdnů	164 Kč
331 850 195 712	200 x 200 x 70	252 x 252 x 82	1-2 týdny	200 Kč
331 850 195 711	190 x 290 x 70	252 x 352 x 81	4-6 týdnů	322 Kč
331 850 195 715	240 x 340 x 70	299 x 408 x 81	4-6 týdnů	335 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Sada laboratorních podnosů, PP

- 4dílná nebo 6dílná
- materiál: bílý PP (výroba vstřikováním)
- teplotní odolnost: max. 60 °C (krátkodobě 80 °C)
- pevná konstrukce, vyhnutý okraj, žebrované dno
- vhodná pro přípravu i přenášení vzorků, nádobek a nástrojů, jako úkapová vanička apod.
- vhodná i pro potravinářství



4dílná sada			6dílná sada		
Objem	Vnitřní rozměry dna	Vnější rozměry (d x š x v)	Objem	Vnitřní rozměry dna	Vnější rozměry (d x š x v)
0,5 l	130 x 180 mm	180 x 230 x 42 mm	0,5 l	130 x 180 mm	180 x 230 x 42 mm
1,5 l	180 x 240 mm	250 x 310 x 65 mm	1,5 l	180 x 240 mm	250 x 310 x 65 mm
3,0 l	240 x 300 mm	310 x 370 x 75 mm	3,0 l	240 x 300 mm	310 x 370 x 75 mm
10,0 l	300 x 400 mm	420 x 520 x 120 mm	10,0 l	300 x 400 mm	420 x 520 x 120 mm
-		-	21,0 l	400 x 500 mm	534 x 634 x 140 mm
-		-	39,0 l	500 x 700 mm	648 x 846 x 160 mm

Obj. číslo	Popis	Typ	Dostupnost	Cena / ks
399 104 201 095	Sada laboratorních podnosů	4dílná (objem 0,5 až 10 l)	1-2 týdny	1 358 Kč
399 104 201 100	Sada laboratorních podnosů	6dílná (objem 0,5 až 39 l)	3-4 týdny	3 899 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.