

## ŠPACHTLE

VERKON > Pomůcky z plastu, pryže a kovu > Lopatky, lžičky, kopistě a špachtle > Špachtle

### Špachtle laboratorní, PA

Materiál: PA

- 2 typy: oboustranná nebo se lžičkou
- materiál: PA (polyamid)
- délka: 150, 180 nebo 210 mm

**Náš TIP:** S tímto produktem zákazníci kupují i [papír na vážení](#), [polystyrenové odvažovací misky](#), [hodinová skla](#), [porcelánové třecí misky](#), [skleněné kádinky](#) a [Petriho misky a stříčky](#).



Obj. číslo	Typ	Délka [mm]	Dostupnost	Cena / ks
331 850 019 594	Oboustranná	150	Skladem, do 1 týdne	22 Kč
331 850 019 595	Oboustranná	180	Skladem, do 1 týdne	26 Kč
331 850 019 596	Se lžičkou	180	Skladem, do 1 týdne	31 Kč
331 850 019 593	Se lžičkou	210	Skladem, do 1 týdne	33 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

### Špachtle jednorázová, PS

Materiál: PS

Jednorázové špachtle jsou vhodné k nanášení nebo vyhlazování pastovitých vzorků, pro řezání polotuhých vzorků i pro míchání. Malý ostrý hrot lze použít i k roztržení obalů. Špachtle se díky svému tvaru snadno dostane i do rohů a zakřivení nádob, hodí se k odstraňování zbytků, takže ji využijete i při čištění.

- tvar nože
- provedení: nesterilní nebo sterilní (sterilizace  $\gamma$ -zářením)
- materiál: PS (nelze autoklávovat)
- barva: bílá
- rozměry (d x š): 192 x 20 mm
- jednorázové použití (odpadá riziko kontaminace vzorků i nutnost čištění)
- vyrobena v čistých prostorách (třída 7)
- vhodná i pro použití s potravinami (splňuje požadavky EU a směrnici FDA)
- **informace k dodávce:** špachtle lze objednat po 1 ks nebo v cenově zvýhodněném balení po 100 ks (sterilní špachtle jsou i v hromadném balení jednotlivě balené)



## Jednorázové špachtle dodávané po 1 ks

Obj. číslo	Popis	Sterilní	Délka [mm]	Dostupnost	Cena / ks
399 153 780 135	Jednorázová špachtle	Ne	192	Skladem, do 1 týdne	7,50 Kč
399 153 781 135	Jednorázová špachtle	Ano	192	3-4 týdny	18,60 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

## Jednorázové špachtle dodávané v cenově výhodném balení po 100 ks

Obj. číslo	Popis	Sterilní	Délka [mm]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
399 153 780 035	Jednorázová špachtle	Ne	192	100	3-4 týdny	650 Kč
399 153 781 035	Jednorázová špachtle	Ano (jednotlivě balená)	192	100	3-4 týdny	1 615 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

## Sada špachtlí a sáčků pro odběr vzorků, sterilní

- obsah sady: 10 ks špachtlí a 10 ks 300ml sáčků na vzorky SteriBag Premium
- sterilní (sterilizace  $\gamma$ -zářením)
- jednorázové použití (odpadá riziko kontaminace vzorků i nutnost čištění)
- špachtle (bílý PS, délka bez rukojeti 150 mm): vyráběny a jednotlivě baleny v čistých prostorách (třída 7)
- sáčky na vzorky SteriBag Premium (300 ml, PE, 200 x 145 mm): dokonale těsné, odolné proti protržení, vhodné pro pevné i kapalně vzorky; umožňují úplnou dokumentaci a sledovatelnost vzorků (na sáčku i odtrhávacím poli je unikátní kód)
- vhodné pro použití s potravinami (splňují požadavky EU a směrnici FDA)



Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / sada
399 153 788 009	SteriPlast Kit	10 ks špachtlí a 10 ks 300ml sáčků SteriBag Premium	2-3 týdny	874 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

## Špachtle oboustranná, nerezová

- rozměry lopatek: 4 x 40, 9 x 45 nebo 9 x 50 mm
- celková délka: 150 nebo 185 mm
- materiál: nerezová ocel
- provedení: oboustranná



**Náš TIP:** S tímto produktem zákazníci kupují i [papír na vážení](#), [polystyrenové odvažovací misky](#), [hodinová skla](#), [porcelánové třecí misky](#), skleněné [kádinky](#) a [Petriho misky](#) a různé typy [odměrných lopatek](#).

Obj. číslo	Délka [mm]	Lopatka [mm]	Dostupnost	Cena / ks
397 210 003 018	150	4 x 40	Skladem, do 1 týdne	55 Kč
397 210 003 101	150	9 x 45	1-2 týdny	54 Kč
397 210 003 102	185	9 x 50	Skladem, do 1 týdne	55 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

## Špachtle oboustranná, nerezová, typ Chattaway

- rozměry lopatek: 7 x 40, 8 x 50, 9 x 60 a 10 x 70 mm
- celková délka: 125, 150, 180, 200 a 235 mm
- materiál: chromniklová ocel 18/10
- provedení: oboustranná (jedna strana rovná, druhá zahnutá)
- pro snadné nabírání práškových vzorků



Obj. číslo	Popis	Délka [mm]	Lopatka [mm]	Dostupnost	Cena / ks
130 635 003 141	Špachtle Chattaway	125	7 x 40	4-6 týdnů	61 Kč
130 635 003 142	Špachtle Chattaway	150	7 x 40	4-6 týdnů	61 Kč
130 635 003 143	Špachtle Chattaway	180	8 x 50	4-6 týdnů	67 Kč
130 635 003 144	Špachtle Chattaway	200	9 x 60	4-6 týdnů	69 Kč
130 635 003 145	Špachtle Chattaway	235	10 x 70	4-6 týdnů	84 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

## Špachtle oboustranná na práškové materiály

- provedení: pružná oboustranná (jedna strana rovná, druhá s prohloubenou lopatkou)
- rozměry lopatek: 3 x 45, 4 x 45, 5 x 45, 6 x 45, 7 x 45 a 9 x 45 mm
- celková délka: 150 mm
- materiál: nerezová ocel (AISI 304)
- vhodná pro odběr nebo navažování práškových vzorků



**Náš TIP:** S tímto produktem zákazníci kupují i [papír na vážení](#), [polystyrenové odvažovací misky](#), [hodinová skla](#), [porcelánové třecí misky](#), [skleněné kádinky](#) a [Petriho misky](#) a různé typy [odměrných lopatek](#).

Obj. číslo	Délka [mm]	Lopatka [mm]	Dostupnost	Cena / ks
397 220 003 732	150	3 x 45	Skladem, do 1 týdne	74 Kč
397 210 003 302	150	4 x 45	1-2 týdny	74 Kč
397 220 003 752	150	5 x 45	Skladem, do 1 týdne	76 Kč
397 220 003 762	150	6 x 45	1-2 týdny	76 Kč
397 220 003 772	150	7 x 45	Skladem, do 1 týdne	76 Kč
397 210 003 303	150	9 x 45	1-2 týdny	62 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

## Špachtle oboustranná se špičkou, nerezová

- délka: 160, 260 a 305 mm
- materiál: nerezová ocel (AISI 202)
- provedení: oboustranná (jedna strana se špičkou)



Obj. číslo	Popis	Délka [mm]	Dostupnost	Cena / ks
397 637 630 301	Špachtle se špičkou	160	Skladem, do 1 týdne	137 Kč
397 637 630 302	Špachtle se špičkou	260	Skladem, do 1 týdne	172 Kč
397 637 630 303	Špachtle se špičkou	305	Delší termín	224 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*