

ŠPACHTLE

VERKON > Pomůcky z plastu, pryže a kovu > Lopatky, lžičky, kopistě a špachtle > Špachtle

Špachtle laboratorní, PA

Materiál: PA

- 2 typy: oboustranná nebo se lžičkou
- materiál: PA (polyamid)
- délka: 150, 180 nebo 210 mm

Náš TIP: S tímto produktem zákazníci kupují i [papír na vážení](#), [polystyrenové odvažovací misky](#), [hodinová skla](#), [porcelánové třecí misky](#), skleněné [kádinky](#) a [Petriho misky](#) a [stříčky](#).



Obj. číslo	Typ	Délka [mm]	Dostupnost	Cena / ks
331 850 019 594	Oboustranná	150	Skladem	22 Kč
331 850 019 595	Oboustranná	180	Skladem	26 Kč
331 850 019 596	Se lžičkou	180	Skladem	31 Kč
331 850 019 593	Se lžičkou	210	Skladem	33 Kč


Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Špachtle jednorázová, PS

Materiál: PS

Jednorázové špachtle jsou vhodné k nanášení nebo vyhlazování pastovitých vzorků, pro řezání polotuhých vzorků i pro míchání. Malý ostrý hrot lze použít i k roztržení obalů. Špachtle se díky svému tvaru snadno dostane i do rohů a zakřivení nádob, hodí se k odstraňování zbytků, takže ji využijete i při čištění.

- tvar nože
- provedení: nesterilní nebo sterilní (sterilizace γ -zářením)
- materiál: PS (nelze autoklávovat)
- barva: bílá
- rozměry (d x š): 192 x 20 mm
- jednorázové použití (odpadá riziko kontaminace vzorků i nutnost čištění)
- vyrobena v čistých prostorách (třída 7)
- vhodná i pro použití s potravinami (splňuje požadavky EU a směrnici FDA)
- **informace k dodávce:** špachtle lze objednat po 1 ks nebo v cenově zvýhodněném balení po 100 ks (sterilní špachtle jsou i v hromadném balení jednotlivě balené)



Jednorázové špachtle dodávané po 1 ks

Obj. číslo	Popis	Sterilní	Délka [mm]	Dostupnost	Cena / ks
399 153 780 135	Jednorázová špachtle	Ne	192	Skladem	7,50 Kč
399 153 781 135	Jednorázová špachtle	Ano	192	3-4 týdny	18,50 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Jednorázové špachtle dodávané v cenově výhodném balení po 100 ks

Obj. číslo	Popis	Sterilní	Délka [mm]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
399 153 780 035	Jednorázová špachtle	Ne	192	100	3-4 týdny	639 Kč
399 153 781 035	Jednorázová špachtle	Ano (jednotlivě balená)	192	100	3-4 týdny	1 586 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Sada špachtlí a sáčků pro odběr vzorků, sterilní

- obsah sady: 10 ks špachtlí a 10 ks 300ml sáčků na vzorky SteriBag Premium
- sterilní (sterilizace γ-zářením)
- jednorázové použití (odpadá riziko kontaminace vzorků i nutnost čištění)
- špachtle (bílý PS, délka bez rukojeti 150 mm): vyráběny a jednotlivě baleny v čistých prostorách (třída 7)
- sáčky na vzorky SteriBag Premium (300 ml, PE, 200 x 145 mm): dokonale těsné, odolné proti protržení, vhodné pro pevné i kapalné vzorky; umožňují úplnou dokumentaci a sledovatelnost vzorků (na sáčku i odtrhávacím poli je unikátní kód)
- vhodné pro použití s potravinami (splňují požadavky EU a směrnici FDA)



Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / sada
399 153 788 009	SteriPlast Kit	10 ks špachtlí a 10 ks 300ml sáčků SteriBag Premium	2-3 týdny	859 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Špachtle oboustranná, nerezová

- rozměry lopatek: 4 x 40, 9 x 45 nebo 9 x 50 mm
- celková délka: 150 nebo 185 mm
- materiál: nerezová ocel
- provedení: oboustranná

Náš TIP: S tímto produktem zákazníci kupují i [papír na vážení](#), [polystyrenové odvažovací misky](#), [hodinová skla](#), [porcelánové třecí misky](#), skleněné [kádinky](#) a [Petriho misky](#) a různé typy [odměrných lopatek](#).



Obj. číslo	Délka [mm]	Lopatka [mm]	Dostupnost	Cena / ks
397 210 003 018	150	4 x 40	Skladem	54 Kč
397 210 003 101	150	9 x 45	Skladem	54 Kč

Obj. číslo	Délka [mm]	Lopatka [mm]	Dostupnost	Cena / ks
397 210 003 102	185	9 x 50	Skladem	54 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Špachtle oboustranná, nerezová, typ Chattaway

- rozměry lopatek: 7 x 40, 8 x 50, 9 x 60 a 10 x 70 mm
- celková délka: 125, 150, 180, 200 a 235 mm
- materiál: chromniklová ocel 18/10
- provedení: oboustranná (jedna strana rovná, druhá zahnutá)
- pro snadné nabírání práškových vzorků



Obj. číslo	Popis	Délka [mm]	Lopatka [mm]	Dostupnost	Cena / ks
130 635 003 141	Špachtle Chattaway	125	7 x 40	4-6 týdnů	60 Kč
130 635 003 142	Špachtle Chattaway	150	7 x 40	4-6 týdnů	60 Kč
130 635 003 143	Špachtle Chattaway	180	8 x 50	4-6 týdnů	66 Kč
130 635 003 144	Špachtle Chattaway	200	9 x 60	4-6 týdnů	69 Kč
130 635 003 145	Špachtle Chattaway	235	10 x 70	4-6 týdnů	83 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Špachtle oboustranná na práškové materiály

- provedení: pružná oboustranná (jedna strana rovná, druhá s prohloubenou lopatkou)
- rozměry lopatek: 3 x 45, 4 x 45, 5 x 45, 6 x 45, 7 x 45 a 9 x 45 mm
- celková délka: 150 mm
- materiál: nerezová ocel (AISI 304)
- vhodná pro odběr nebo navažování práškových vzorků



Náš TIP: S tímto produktem zákazníci kupují i [papír na vážení](#), [polystyrenové odvažovací misky](#), [hodinová skla](#), [porcelánové třecí misky](#), skleněné [kádinky](#) a [Petriho misky](#) a různé typy [odměrných lopatek](#).

Obj. číslo	Délka [mm]	Lopatka [mm]	Dostupnost	Cena / ks
397 220 003 732	150	3 x 45	Skladem	73 Kč
397 210 003 302	150	4 x 45	1-2 týdny	73 Kč
397 220 003 752	150	5 x 45	Skladem	74 Kč
397 220 003 762	150	6 x 45	1-2 týdny	75 Kč
397 220 003 772	150	7 x 45	Skladem	75 Kč
397 210 003 303	150	9 x 45	1-2 týdny	61 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Špachtle oboustranná se špičkou, nerezová

- délka: 160, 260 a 305 mm
- materiál: nerezová ocel (AISI 202)
- provedení: oboustranná (jedna strana se špičkou)



Obj. číslo	Popis	Délka [mm]	Dostupnost	Cena / ks
397 637 630 301	Špachtle se špičkou	160	Skladem	137 Kč
397 637 630 302	Špachtle se špičkou	260	Delší termín	172 Kč
397 637 630 303	Špachtle se špičkou	305	Delší termín	224 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.