

## BAŇKY DLE ERLENMEYERA

VERKON > Pomůcky z plastu, pryže a kovu > Plasty odměrné > Baňky dle Erlenmeyera

### Baňka dle Erlenmeyera s NZ, PP

Materiál: PP A 121 °C

- objem: 50, 125, 250, 500, 1000 a 2000 ml
- materiál: průhledný PP
- lisovaná stupnice
- hrdlo tvarováno pro zátku s NZ (plastová zátka s NZ není součástí dodávky baňky a objednává se samostatně)
- autoklávatelná do 121 °C



Obj. číslo	Objem [ml]	Dělení [ml]	Tvarováno pro NZ	Dostupnost	Cena / ks
331 850 191 460	50	10	14/23	1-2 týdny	47 Kč
331 850 191 461	125	25	14/23	1-2 týdny	61 Kč
331 850 191 462	250	25	19/26	3-4 týdny	71 Kč
331 850 191 463	500	50	24/29	3-4 týdny	118 Kč
331 850 191 464	1000	50	29/32	1-2 týdny	196 Kč
331 850 191 465	2000	100	34/35	3-4 týdny	277 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*