

ZKUMAVKY CENTRIFUGAČNÍ

VERKON > Pomůcky z plastu, pryže a kovu > Zkumavky a stojany > Zkumavky centrifugační

Zkumavka centrifugační s kulatým dnem, bez graduace, PP

Materiál: PP A 121 °C

- objem: 7 - 110 ml
- kulaté dno
- vyhnutý okraj
- bez graduace
- materiál: průhledný PP
- rozměry v tabulce jsou uvedeny ve tvaru průměr x délka
- max. RPM: 4000 ot/min
- max. RCF: 3000 x g
- autoklávatelná do 121 °C
- **informace k dodávce:** zkumavky jsou dodávány v baleních po více kusech



Obj. číslo	Objem [ml]	Rozměry [mm]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
331 850 560 302	7	12 x 100	100	3-4 týdny	1 020 Kč
331 850 560 303	16	17 x 101	500	3-4 týdny	2 020 Kč
331 850 560 305	31	24 x 93	50	Skladem, do 1 týdne	1 442 Kč
331 850 560 306	48	30 x 104	25	3-4 týdny	808 Kč
331 850 560 307	70	35 x 99,5	20	3-4 týdny	734 Kč
331 850 560 308	110	40 x 119	25	3-4 týdny	1 020 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Výprodej

Obj. číslo	Název - popis	Stav	Dostupnost	Cena / bal.
OUT 331 850 560 305	Zkumavka centrifugační, bez graduace, PP, Kat. číslo: 305, Objem [ml]: 31, Balení [ks]: 50	Nové	1 bal.	1 442 Kč 836 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Zkumavka centrifugační, typ Falcon, bílá graduace, PP

Materiál: PP

- objem: 15 nebo 50 ml
- sterilní i nesterilní provedení
- kónické dno s graduací
- materiál: průhledný PP
- šroubový uzávěr (PE) s rýhováním pro lepší manipulaci
- bílá graduace (objem 15 ml po 0,5 ml, objem 50 ml po 2,5 ml), bílá ploška na popis
- max. RCF: 6000 x g
- autoklávatelná při 121 °C
- **informace k dodávce:**
 - zkumavky jsou dodávány v hromadném balení v sáčku po 50 kusech – a to buď v nesterilním nebo sterilním provedení
 - nebo jednotlivě balené s certifikací bez nukleáz a pyrogenů, s označením šarže, data výroby i spotřeby (jde o variantu sterilní/gamma záření)
 - nesterilní zkumavky o objemu 15 ml lze objednat i po 1 ks



Náš TIP: K tomuto produktu zákazníci kupují i [stojany na zkumavky typu Falcon](#), [plastové](#) nebo [skleněné](#) pipety dle Pasteura a [mikrozkumavky](#) Eppendorf.

Centrifugační zkumavky o objemu 15 ml, možnost objednání po 1 ks

Obj. číslo	Objem [ml]	Provedení	Rozměry [mm]	Dostupnost	Cena / ks
130 067 802 001 P	15	Nesterilní	17 x 120	Skladem, do 1 týdne	8 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Centrifugační zkumavky o objemu 15 ml, cenově výhodná balení

Obj. číslo	Objem [ml]	Provedení	Rozměry [mm]	Popis	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
130 067 802 001	15	Nesterilní	17 x 120	Hromadné balení v sáčku	50	Skladem, do 1 týdne	288 Kč
130 067 802 007	15	Sterilní (aseptická)	17 x 120	Hromadné balení v sáčku	50	Skladem, do 1 týdne	350 Kč
130 067 802 002	15	Sterilní/gamma záření	17 x 120	Jednotlivě baleno	50	Skladem, do 1 týdne	588 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Centrifugační zkumavky o objemu 50 ml, cenově výhodná balení

Obj. číslo	Objem [ml]	Provedení	Rozměry [mm]	Popis	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
130 067 802 003	50	Nesterilní	30 x 120	Hromadné balení v sáčku	50	Skladem, do 1 týdne	388 Kč
130 067 802 008	50	Sterilní (aseptická)	30 x 120	Hromadné balení v sáčku	50	3-4 týdny	460 Kč
130 067 802 004	50	Sterilní/gamma záření	30 x 120	Jednotlivě baleno	50	4-6 týdnů	818 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Zkumavka centrifugační, typ Falcon s bílou graduací, včetně stojánku

Materiál: PP

- objem: 50 ml
- sterilní i nesterilní provedení
- kónické dno, šroubový uzávěr
- bílá graduace (po 2,5 ml)
- bílá ploška na popis
- materiál: průhledný PP
- max. RCF: 9400 x g
- autoklávatelná do 121 °C
- rozměry v tabulce jsou uvedeny ve tvaru průměr x délka
- **informace k dodávce:** zkumavky jsou dodávány včetně stojánku v balení po 25 ks



Náš TIP: S tímto produktem zákazníci kupují i [plastové](#) nebo [skleněné](#) pipety dle Pasteura a [mikrozkumavky](#) Eppendorf.

Obj. číslo	Objem [ml]	Sterilní	Rozměry [mm]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
331 850 084 114	50	ne	30 x 117	25	Skladem, do 1 týdne	212 Kč
331 850 084 115	50	ano	30 x 117	25	Skladem, do 1 týdne	232 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Zkumavka centrifugační, typ Falcon, pro vzorky citlivé na světlo, PP

Materiál: PP

- objem: 15 a 50 ml
- sterilní i nesterilní provedení
- kónické dno s graduací
- materiál: průhledný hnědý (amber) PP
- šroubový uzávěr (PE) s rýhováním pro lepší manipulaci
- bílá graduace (objem 15 ml po 0,5 ml, objem 50 ml po 2,5 ml)
- bílá ploška na popis
- max. RCF: 6000 x g
- autoklávatelná při 121 °C
- **informace k dodávce:** zkumavky jsou dodávány v hromadném balení v sáčku po 50 kusech nebo jednotlivě balené s certifikací bez nukleáz a pyrogenů, s označením šarže, data výroby i spotřeby (jde o variantu sterilní/gamma záření)



Náš TIP: K tomuto produktu zákazníci kupují i [stojany na zkumavky typu Falcon](#), [plastové](#) nebo [skleněné](#) pipety dle Pasteura a [mikrozkumavky](#) Eppendorf.

Centrifugační zkumavky o objemu 15 ml, rozměry (průměr x délka) 17 x 120 mm

Obj. číslo	Objem [ml]	Provedení	Popis	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
130 067 812 001	15	Nesterilní	Hromadné balení v sáčku	50	4-6 týdnů	340 Kč
130 067 812 007	15	Sterilní (aseptická)	Hromadné balení v sáčku	50	4-6 týdnů	413 Kč
130 067 812 002	15	Sterilní/gamma záření	Jednotlivě baleno	50	4-6 týdnů	723 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Centrifugační zkumavky o objemu 50 ml, rozměry (průměr x délka) 30 x 120 mm

Obj. číslo	Objem [ml]	Provedení	Popis	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
130 067 812 003	50	Nesterilní	Hromadné balení v sáčku	50	4-6 týdnů	458 Kč
130 067 812 008	50	Sterilní (aseptická)	Hromadné balení v sáčku	50	4-6 týdnů	530 Kč
130 067 812 004	50	Sterilní/gamma záření	Jednotlivě baleno	50	4-6 týdnů	998 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Zkumavka centrifugační, typ Falcon, samostatně stojící, PP

Materiál: PP

- objem: 50 ml
- sterilní i nesterilní provedení
- kónické dno se "stojánkem"
- materiál: průhledný čirý nebo hnědý (amber) PP
- šroubový uzávěr (PE) s rýhováním pro lepší manipulaci
- bílá graduace (po 2,5 ml)
- bílá ploška na popis
- max. RCF: 6000 x g
- autoklávatelná při 121 °C
- **informace k dodávce:** zkumavky jsou dodávány v hromadném balení v sáčku po 50 kusech nebo jednotlivě balené s certifikací bez nukleáz a pyrogenů, s označením šarže, data výroby i spotřeby (jde o variantu sterilní/gamma záření)



Náš TIP: K tomuto produktu zákazníci kupují i [stojany na zkumavky typu Falcon](#), [plastové](#) nebo [skleněné](#) pipety dle Pasteura a [mikrozkumavky](#) Eppendorf.

Čiré centrifugační zkumavky o objemu 50 ml, rozměry (průměr x délka) 30 x 120 mm

Obj. číslo	Typ	Objem [ml]	Provedení	Popis	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
130 067 802 005	Čirá	50	Nesterilní	Hromadné balení v sáčku	50	Skladem, do 1 týdne	460 Kč
130 067 802 009	Čirá	50	Sterilní (aseptická)	Hromadné balení v sáčku	50	4-6 týdnů	500 Kč
130 067 802 006	Čirá	50	Sterilní/gamma záření	Jednotlivě baleno	50	4-6 týdnů	833 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Hnědé centrifugační zkumavky o objemu 50 ml, rozměry (průměr x délka) 30 x 120 mm

Obj. číslo	Typ	Objem [ml]	Provedení	Popis	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
130 067 812 005	Hnědá	50	Nesterilní	Hromadné balení v sáčku	50	4-6 týdnů	548 Kč
130 067 812 009	Hnědá	50	Sterilní (aseptická)	Hromadné balení v sáčku	50	4-6 týdnů	633 Kč
130 067 812 006	Hnědá	50	Sterilní/gamma záření	Jednotlivě baleno	50	4-6 týdnů	1 005 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.