

## KÁDINKY PP, PMP A PTFE

VERKON > Pomůcky z plastu, pryže a kovu > Kádinky a odměrky > Kádinky PP, PMP a PTFE

### Kádinka nízká s lisovanou stupnicí, PP

Materiál: PP A 121 °C

- objem: 25, 50, 100, 250, 500, 1000, 2000, 3000 a 5000 ml
- materiál: průsvitný PP
- lisovaná stupnice
- třída přesnosti B
- autoklávatelná do 121 °C po dobu 20 minut
- vyhovuje ISO 7056:1981 (E)



**Náš TIP:** S tímto produktem zákazníci kupují i [skleněné kádinky](#), [reagenční láhve](#), plastové [odměrné válce](#), [stříčky](#), [pipety dle Pasteura](#) a [nálevky](#).

Obj. číslo	Objem [ml]	Dělení [ml]	Tolerance [%]	Průměr [mm]	Výška [mm]	Dostupnost	Cena / ks
331 850 409 025	25	1	±10	34	49	Skladem, do 1 týdne	24 Kč
331 850 409 050	50	2	±10	41	60	Skladem, do 1 týdne	26 Kč
331 850 409 100	100	5	±10	51	72	Skladem, do 1 týdne	30 Kč
331 850 409 250	250	10	±10	71	95	Skladem, do 1 týdne	38 Kč
331 850 409 500	500	10	±10	87	119	Skladem, do 1 týdne	61 Kč
331 850 491 000	1000	20	±10	109	147	Skladem, do 1 týdne	122 Kč
331 850 492 000	2000	50	±10	132	183,5	Skladem, do 1 týdne	170 Kč
331 850 493 000	3000	500	±10	158	201	3-4 týdny	328 Kč
331 850 495 000	5000	500	±10	188,5	229	3-4 týdny	495 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### Kádinka nízká s modrou stupnicí, PP

Materiál: PP A 121 °C

- objem: 25, 50, 100, 250, 500, 1000, 2000, 3000 a 5000 ml
- materiál: průsvitný PP
- modrá stupnice
- třída přesnosti B
- autoklárovatelná do 121 °C po dobu 20 minut
- vyhovuje ISO 7056:1981 (E)



**Náš TIP:** S tímto produktem zákazníci kupují i [skleněné kádinky](#), [reagenční láhve](#), [plastové odměrné válce](#), [stříčky](#), [pipety dle Pasteura](#) a [nálevky](#).

Obj. číslo	Objem [ml]	Dělení [ml]	Tolerance [%]	Průměr [mm]	Výška [mm]	Dostupnost	Cena / ks
331 850 191 821	25	1	±10	34	49	Skladem, do 1 týdne	30 Kč
331 850 191 822	50	2	±10	41	60	Skladem, do 1 týdne	34 Kč
331 850 191 823	100	5	±10	51	72	Skladem, do 1 týdne	36 Kč
331 850 191 824	250	10	±10	71	95	Skladem, do 1 týdne	45 Kč
331 850 191 825	500	10	±10	87	119	Skladem, do 1 týdne	71 Kč
331 850 191 826	1000	20	±10	109	147	Skladem, do 1 týdne	138 Kč
331 850 191 827	2000	50	±10	132	183,5	Skladem, do 1 týdne	189 Kč
331 850 191 818	3000	500	±10	158	201	1-2 týdny	322 Kč
331 850 191 819	5000	500	±10	188,5	229	Skladem, do 1 týdne	486 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

## Kádinka dle Griffina, červená stupnice, PP

Materiál: PP

Novinka

- objem: 50, 100, 250, 600, 1000, 2000 a 5000 ml
- materiál: transparentní PP
- tištěná červená stupnice
- bez ucha
- hladký povrch (rychlé a snadné čištění)
- autoklárovatelná do 121 °C
- v souladu s ISO 7056



**Náš TIP:** V naší nabídce najdete i [odměrky s uchem](#) a [výlevkou](#).

Obj. číslo	Objem [ml]	Dělení [ml]	Průměr [mm]	Výška [mm]	Dostupnost	Cena / ks
130 647 693 030	50	5	54	58	1-2 týdny	20 Kč
130 647 693 031	100	10	71	73	1-2 týdny	22 Kč
130 647 693 032	250	25	91	93	1-2 týdny	33 Kč
130 647 693 033	600	50	118	128	1-2 týdny	45 Kč
130 647 693 034	1000	50	141	150	1-2 týdny	67 Kč
130 647 693 035	2000	100	172	192	1-2 týdny	110 Kč
130 647 693 036	5000	500	223	262	1-2 týdny	228 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

## Kádinka nízká s modrou stupnicí, PMP

Materiál: PMP A 121 °C

- objem: 25, 50, 100, 250, 500, 1000, 2000, 3000 a 5000 ml
- materiál: průsvitný PMP (TPX)
- modrá stupnice
- třída přesnosti B
- výborná chemická odolnost, krátkodobě odolná teplotě 170 °C
- autoklávovatelná do 121 °C po dobu 20 minut
- vyhovuje ISO 7056:1981 (E)



**Náš TIP:** S tímto produktem zákazníci kupují i [skleněné kádinky](#), [reagenční láhve](#), [plastové odměrné válce](#), [stříčky](#), [pipety dle Pasteura](#) a [nálevky](#).

Obj. číslo	Objem [ml]	Dělení [ml]	Tolerance [%]	Průměr [mm]	Výška [mm]	Dostupnost	Cena / ks
331 850 191 720	25	1	±10	34	49	1-2 týdny	65 Kč
331 850 191 721	50	2	±10	41	60	1-2 týdny	79 Kč
331 850 191 722	100	5	±10	51	72	3-4 týdny	83 Kč
331 850 191 723	250	10	±10	71	95	1-2 týdny	99 Kč
331 850 191 724	500	10	±10	87	119	1-2 týdny	184 Kč
331 850 191 725	1000	20	±10	109	147	3-4 týdny	241 Kč
331 850 191 726	2000	50	±10	132	183,5	1-2 týdny	375 Kč
331 850 191 727	3000	500	±10	158	201	3-4 týdny	579 Kč
331 850 191 728	5000	500	±10	188,5	229	3-4 týdny	945 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

## Kádinka se třemi výlevkami a lisovanou stupnicí, PP

Materiál: PP A 121 °C

- objem: 50, 100, 250, 400 a 1000 ml
- tři tvarované výlevky
- lisovaná stupnice
- materiál: průhledný PP
- autoklávatelná do 121 °C
- stohovatelná



**Náš TIP:** S tímto produktem zákazníci kupují i [skleněné kádinky](#), [reagenční láhve](#), plastové [odměrné válce](#), [stříčky](#), [pipety dle Pasteura](#) a [nálevky](#).

Obj. číslo	Objem [ml]	Dělení [ml]	Horní průměr [mm]	Dolní průměr [mm]	Dostupnost	Cena / ks
399 171 090 050	50	5	45	31	1-2 týdny	12 Kč
399 171 090 100	100	10	55	38	1-2 týdny	15 Kč
399 171 090 250	250	10	75	48	1-2 týdny	28 Kč
399 171 090 400	400	20	83	51	1-2 týdny	34 Kč
399 171 091 000	1000	50	113	72	4-6 týdnů	57 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

## Kádinka nízká s výlevkou, PTFE

Materiál: PTFE Výrobci a značky: Brand

- objem: 25, 50, 100, 150, 250, 400, 500, 1000 a 2000 ml
- materiál: PTFE
- pracovní rozsah teplot: -200 až 260 °C
- zesílený okraj
- bez graduace
- výborná chemická odolnost



Obj. číslo	Objem [ml]	Vnější průměr [mm]	Výška [mm]	Dostupnost	Cena / ks
130 980 090 320	25	33	45	3-4 týdny	584 Kč
130 980 090 328	50	45	60	3-4 týdny	773 Kč
130 980 090 338	100	55	65	3-4 týdny	883 Kč
130 980 090 344	150	60	70	3-4 týdny	1 326 Kč
130 980 090 348	250	70	95	3-4 týdny	1 646 Kč

<b>Obj. číslo</b>	<b>Objem [ml]</b>	<b>Vnější průměr [mm]</b>	<b>Výška [mm]</b>	<b>Dostupnost</b>	<b>Cena / ks</b>
130 980 090 352	400	80	105	3-4 týdny	2 574 Kč
130 980 090 354	500	80	125	3-4 týdny	2 709 Kč
130 980 090 362	1000	105	155	3-4 týdny	5 755 Kč
130 980 090 364	2000	120	210	3-4 týdny	12 144 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*