

## LÁHVE KAPACÍ

VERKON > Pomůcky z plastu, pryže a kovu > Láhve a nádoby > Láhve kapací

### Láhev kapací včetně uzávěru, HDPE

Materiál: HDPE

- objem: 10, 25 a 50 ml
- materiál: průhledný HDPE
- přesné dávkování kapek
- včetně ochranné krytky

**i** Před prvním použitím je třeba odříznout odkapávací špičku.



Obj. číslo	Popis	Objem [ml]	Průměr [mm]	Dostupnost	Cena / ks
331 004 370 010	Kapací láhev	10	24	3-4 týdny	25 Kč
331 004 370 025	Kapací láhev	25	31,3	1-2 týdny	33 Kč
331 004 370 050	Kapací láhev	50	40	1-2 týdny	37 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### Láhev kapací včetně šroubového uzávěru se závitem GL, PE

Materiál: PE

- objem: 100, 250, 500 a 1000 ml
- materiál: průhledný PE
- graduace pro snadné plnění
- možnost použití štítku (očko na láhvi)
- uzávěr s kapátkem a se závitem GL (dobře těsní)
- v souladu s DIN 13316 a 168
- vhodná na kapaliny, včetně olejů



Obj. číslo	Objem [ml]	Graduace [ml]	Průměr hrdla [mm]	Průměr láhve [mm]	Výška [mm]	GL [mm]	Dostupnost	Cena / ks
331 850 193 306	100	20	13	48	106	18	2-3 týdny	33 Kč
331 850 193 305	250	25	19	60	148	25	Skladem, do 1 týdne	46 Kč
331 850 193 337	500	100	19	75	180	25	4-6 týdnů	50 Kč
331 850 193 308	1000	100	23	95	222	32	3-4 týdny	80 Kč

## Láhev kapací bez uzávěru, PE

- objem: 20, 50, 100, 250, 500, 1000 a 2000 ml
- materiál: PE
- bez graduace
- závit pro GL uzávěr (dobře těsní)
- **informace k dodávce:** láhev je dodávána bez uzávěru (uzávěr s kapátkem nebo uzávěr bez kapátka se objednává samostatně)



### Láhve bez uzávěru

Obj. číslo	Objem [ml]	Průměr láhve [mm]	Výška [mm]	GL [mm]	Dostupnost	Cena / ks
331 311 000 020	20	32	57	14	3-4 týdny	11 Kč
331 311 000 050	50	40	84	18	Skladem, do 1 týdne	16 Kč
331 311 000 100	100	45	102	18	Skladem, do 1 týdne	19 Kč
331 311 000 250	250	60	138	25	Skladem, do 1 týdne	35 Kč
331 311 000 500	500	75	169	25	Skladem, do 1 týdne	43 Kč
331 311 001 000	1000	95	212	28	3-4 týdny	69 Kč
331 311 002 000	2000	120	260	28	3-4 týdny	125 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

### Uzávěry s kapátkem

Obj. číslo	Provedení	GL [mm]	Materiál	Dostupnost	Cena / ks
331 316 000 014	Uzávěr šroubovací s kapátkem	14	PE	3-4 týdny	6 Kč
331 316 000 018	Uzávěr šroubovací s kapátkem	18	PE	Skladem, do 1 týdne	10 Kč
331 316 000 025	Uzávěr šroubovací s kapátkem	25	PE	Skladem, do 1 týdne	10 Kč
331 316 000 028	Uzávěr šroubovací s kapátkem	28	PE	3-4 týdny	12 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

## Uzávěry bez kapátka

Obj. číslo	Provedení	GL [mm]	Materiál	Dostupnost	Cena / ks
331 312 000 014	Uzávěr šroubovací	14	PE	3-4 týdny	3 Kč
331 312 000 018	Uzávěr šroubovací	18	PE	3-4 týdny	8 Kč
331 312 000 025	Uzávěr šroubovací	25	PE	Skladem, do 1 týdne	11 Kč
331 312 000 028	Uzávěr šroubovací	28	PE	3-4 týdny	12 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

## Láhev s dávkovací pumpičkou

Praktické dávkovací láhve na různá kapalná média - činidla, čisticí prostředky, dezinfekci apod. Dávkovací pumpička chrání obsah láhve před kontaminací. Hlavu pumpičky lze zaaretovat.



- objem láhve: 100 nebo 250 ml
- objem dávky na jedno stisknutí: cca 2 ml
- materiál: láhev - průhledný PET, pumpička - bílý PP, hadička - transparentní PE, pružina nerezová ocel
- max. viskozita kapaliny: 5000 mPas

Obj. číslo	Popis	Objem [ml]	Průměr x výška [mm]	GL	Dostupnost	Cena / ks
399 103 097 100	Láhev s dávkovací pumpičkou	100	38 x 140	25	Skladem, do 1 týdne	24 Kč
399 103 097 250	Láhev s dávkovací pumpičkou	250	48 x 195	25	3-4 týdny	32 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.