

MIKROZKUMAVKY

VERKON > Pomůcky z plastu, pryže a kovu > Zkumavky a stojany > Mikrozkumavky

Mikrozkumavka, typ Eppendorf

Materiál: PP

- objem: 1,5 ml (kónické dno) nebo 2,0 ml (kulaté dno)
- materiál: průhledný PP
- graduační ploška, ploška na popis
- ploché víčko
- **informace k dodávce:** mikrozkumavky lze objednat po 1 ks nebo v cenově výhodných baleních po 1000 kusech



Náš TIP: S tímto produktem zákazníci kupují i [stojany na mikrozkumavky](#), [mikropipety](#), [nádoby na odběr vzorků](#) a skleněné [Petriho misky](#).

Mikrozkumavky s možností objednání po 1 ks

Obj. číslo	Objem [ml]	Provedení	Dostupnost	Cena / ks
130 640 023 053 P	1,5	S kónickým dnem	3-4 týdny	1,50 Kč
130 640 023 073 P	2,0	S kulatým dnem	Na dotaz	1,50 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Mikrozkumavky v cenově výhodném balení po 1000 ks

Obj. číslo	Objem [ml]	Provedení	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
130 640 023 053	1,5	S kónickým dnem	1000	3-4 týdny	426 Kč
130 640 023 073	2,0	S kulatým dnem	1000	Na dotaz	509 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Mikrozkumavka, PP

Materiál: PP A 121 °C

- objem: 0,5 a 1,5 ml
- kónické dno
- materiál: PP nebo PE (typ Beckman)
- ideální pro analýzu vzorků, vhodná pro centrifugování
- max. RCF: 11 000 x g nebo 21 000 x g
- autoklávatelná při 121 °C (kromě typu Beckman)



■ **informace k dodávce:** mikrozukmavky jsou dodávány v baleních po 1000 kusech

Náš TIP: S tímto produktem zákazníci kupují i [stojany na mikrozukmavky](#), [mikropipety](#), [centrifugy](#), [nádobky na odběr vzorků](#) a [Petriho misky](#).

Mikrozukmavky s max. RCF 11 000 x g, bez graduace

Obj. číslo	Typ	Barva	Objem [ml]	Max. RCF	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
331 850 900 117	Vitatron	Průhledná	0,5	11 000 x g	1000	1-2 týdny	259 Kč
331 850 900 007	Beckman	Průhledná	0,5	11 000 x g	1000	1-2 týdny	355 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Mikrozukmavky s max. RCF 11 000 x g, s graduací a ploškou na popis

Obj. číslo	Typ	Barva	Objem [ml]	Max. RCF	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
331 850 019 279	Eppendorf	Průhledná	1,5	11 000 x g	1000	3-4 týdny	322 Kč
331 850 419 279	Eppendorf	Modrá	1,5	11 000 x g	1000	1-2 týdny	322 Kč
331 850 319 279	Eppendorf	Růžová	1,5	11 000 x g	1000	1-2 týdny	322 Kč
331 850 219 279	Eppendorf	Zelená	1,5	11 000 x g	1000	1-2 týdny	322 Kč
331 850 619 279	Eppendorf	Žlutá	1,5	11 000 x g	1000	3-4 týdny	322 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Mikrozukmavky s max. RCF 21 000 x g, bez graduace, s propíchnutelným víčkem

Obj. číslo	Typ	Barva	Objem [ml]	Max. RCF	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
331 850 200 400	Eppendorf	Průhledná	1,5	21 000 x g	1000	1-2 týdny	280 Kč
331 850 200 405	Eppendorf	Modrá	1,5	21 000 x g	1000	1-2 týdny	280 Kč

Obj. číslo	Typ	Barva	Objem [ml]	Max. RCF	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
331 850 200 410	Eppendorf	Růžová	1,5	21 000 x g	1000	1-2 týdny	280 Kč
331 850 200 401	Eppendorf	Žlutá	1,5	21 000 x g	1000	1-2 týdny	280 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Mikrozkumavka centrifugační, PP

Materiál: PP

- objem: 0,5 ml (kónické dno), 1,5 ml (kónické dno), 2,0 ml (kulaté dno)
- materiál: čirý PP bez RNáz, DNáz a pyrogenů
- nesterilní
- graduace (mimo objem 0,5 ml), ploška na popis, propíchnutelné víčko
- snadné otevírání/zavírání víčka
- max. RCF: 20 000 x g (objem 0,5 ml) nebo 25 000 x g (objem 1,5 a 2,0 ml)
- autoklávatelná při 121 °C
- **informace k dodávce:** mikrozkumavky jsou dodávány v hromadném balení po 500 nebo 1000 kusech



Náš TIP: S tímto produktem zákazníci kupují i [stojany na mikrozkumavky](#), [mikropipety](#), [centrifugy](#), [nádoby na odběr vzorků](#) a [Petriho misky](#).

Obj. číslo	Objem [ml]	Provedení	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
130 647 696 734	0,5	S kónickým dnem	1000	3-4 týdny	471 Kč
130 647 696 753	1,5	S kónickým dnem	500	3-4 týdny	198 Kč
130 647 696 754	2,0	S kulatým dnem	500	3-4 týdny	281 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Mikrozkumavka centrifugační s uzávěrem safe-lock, PP

Materiál: PP A 121 °C

- objem: 0,5; 1,5 a 2,0 ml
- materiál: čirý PP
- nesterilní
- graduace, ploška na popis
- ploché bezpečnostní víčko safe-lock (zabraňuje náhodnému otevření, zejména při zahřívání vzorku)
- max. RCF: 18 000 x g (objem 0,5 a 2,0 ml), 30 000 x g (objem 1,5 ml)
- autoklávatelná při 121 °C



- **informace k dodávce:** mikrozkušavky jsou dodávány v hromadném balení po 1000 kusech

Náš TIP: S tímto produktem zákazníci kupují i [stojany na mikrozkušavky](#), [mikropipety](#), [centrifugy](#), [nádoby na odběr vzorků](#) a [Petriho misky](#).

Obj. číslo	Objem [ml]	Provedení	Sterilní	Max. RCF	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
130 647 696 755	0,5	S kónickým dnem	Ne	18 000 x g	1000	3-4 týdny	489 Kč
130 647 696 756	1,5	S kónickým dnem	Ne	30 000 x g	1000	3-4 týdny	649 Kč
130 647 696 757	2,0	S kulatým dnem	Ne	18 000 x g	1000	3-4 týdny	651 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Mikrozkušavka centrifugační, objem 5 ml, PP

- materiál: PP, bez RNáz, DNáz a pyrogenů
- provedení: čirá, čirá s nízkou retencí nebo hnědá (jantarová) pro vzorky citlivé na světlo
- graduace, kónické dno, ploché víčko
- nesterilní
- max. RCF: 20 000 x g
- teplotní odolnost až do -86 °C
- autoklávatelná při 121 °C
- **informace k dodávce:** mikrozkušavky jsou dodávány v hromadném balení po 50 nebo 100 kusech



i Pro inkubace nad 80 °C se doporučuje zkumavku uzavřít bezpečnostní svorkou.

Náš TIP: S tímto produktem zákazníci kupují i [stojany na mikrozkušavky](#), [chladič boxy](#), [mikropipety](#), [nádoby na odběr vzorků](#) a [Petriho misky](#).

Centrifugační mikrozkušavky o objemu 5 ml

Obj. číslo	Provedení	Sterilní	Max. RCF	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
130 647 696 740	Čirá	Ne	20 000 x g	100	Na dotaz	166 Kč
130 647 696 741	Čirá, s nízkou retencí	Ne	20 000 x g	50	6-8 týdnů	166 Kč
130 647 696 742	Hnědá, pro vzorky citlivé na světlo	Ne	20 000 x g	100	3-4 týdny	216 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Volitelné příslušenství: Plastové bezpečnostní svorky

Obj. číslo	Popis	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
130 647 696 749	Plastová bezpečnostní svorka pro 5ml mikrozukmavky	100	3-4 týdny	505 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Mikrozukmavka centrifugační se šroubovacím uzávěrem, PP, sterilní

- objem: 0,5; 1,5 a 2,0 ml
- provedení: s kónickým dnem nebo samostatně stojící, šroubovací uzávěr, těsnicí okroužek
- teplotní odolnost: -80 až 121 °C; autoklávovatelná při 121 °C
- materiál: čirý PP bez RNáz, DNáz, pyrogenů a PCR inhibitorů
- sterilní
- graduace, ploška na popis (kromě objemu 0,5 ml)
- rozměry (Ø x v): 13,1 x 48 mm
- max. RCF: 25 000 x g
- **informace k dodávce:** mikrozukmavky jsou dodávány v hromadném balení po 2x 500 kusech



Náš TIP: S tímto produktem zákazníci kupují i [centrifugační zkumavky typu Falcon](#), [mikropipety](#), [centrifugy](#), [nádoby na odběr vzorků](#) a [Petriho misky](#).

Obj. číslo	Objem [ml]	Provedení	Max. RCF	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
130 955 616 021	0,5	Samostatně stojící	25 000 x g	2x 500	3-4 týdny	3 171 Kč
130 955 616 023	0,5	S kónickým dnem	25 000 x g	2x 500	3-4 týdny	3 171 Kč
130 955 616 022	1,5	Samostatně stojící	25 000 x g	2x 500	3-4 týdny	3 206 Kč
130 955 616 027	1,5	S kónickým dnem	25 000 x g	2x 500	3-4 týdny	3 206 Kč
130 955 616 026	2,0	Samostatně stojící	25 000 x g	2x 500	3-4 týdny	3 236 Kč
130 955 616 025	2,0	S kónickým dnem	25 000 x g	2x 500	3-4 týdny	3 236 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Mikrozukmavka pro PCR, PP

Materiál: PP

- objem: 0,2 ml
- kónické dno, ploché nebo vypouklé víčko
- materiál: čirý PP, bez RNáz, DNáz, lidské DNA, pyrogenů a inhibitorů PCR
- tenkostěnná (rychlý a rovnoměrný přenos tepla do vzorku)
- snadné otevírání/zavírání víčka jednou rukou
- kompatibilní s většinou termocyklerů
- autoklávatelná při 121 °C
- **informace k dodávce:** mikrozkušavky jsou dodávány v hromadném balení po 1000 kusech



Náš TIP: S tímto produktem zákazníci kupují i [stojany na mikrozkušavky](#), [mikropipety](#), [centrifugy](#), [nádoby na odběr vzorků](#) a [Petriho misky](#).

Obj. číslo	Objem [ml]	Provedení	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
130 647 696 502	0,2	S kónickým dnem a plochým víčkem	1000	3-4 týdny	786 Kč
130 647 696 503	0,2	S kónickým dnem a vypouklým víčkem	1000	3-4 týdny	786 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.