

NÁDOBY NA VZORKY

VERKON > Pomůcky z plastu, pryže a kovu > Láhve a nádoby > Nádoby na vzorky

Nádobka na vzorky, PP

Materiál: PP A 121 °C

- celkový objem: 50 ml (optimální naplnění 30 ml)
- materiál: PP
- nepropustný uzávěr
- nesterilní, možnost sterilizace ethylenoxidem nebo formalínem
- autoklávatelná při 121 °C po dobu 20 minut
- vhodná pro odběr, skladování a transport vzorku
- vhodná na sputum



Obj. číslo	Objem [ml]	Průměr včetně víčka [mm]	Výška včetně víčka [mm]	Dostupnost	Cena / ks
331 850 019 597	30 – 50	57	34,1	Skladem	4 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Nádobka na odběr vzorků, nesterilní s graduací, PP

Materiál: PP Novinka

- objem: 120 ml
- materiál: průhledný PP (nádobka), barevný HDPE (víčko)
- graduace (poslední ryska na 100 ml)
- matná ploška na popis
- víčko se závitem
- nesterilní
- autoklávatelná při 121 °C (bez víčka)
- vhodná pro odběr, skladování i přepravu vzorků
- informace k dodávce:** nádoby se dodávají v balení po 300 ks s našroubovaným víčkem



Obj. číslo	Objem [ml]	Výška [mm]	Vnější průměr víčka [mm]	Barva víčka	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
130 647 696 305	120	72,5	62,5	Bílá	300	Skladem	924 Kč
130 647 696 302	120	72,5	62,5	Modrá	300	Skladem	924 Kč
130 647 696 303	120	72,5	62,5	Zelená	300	Skladem	946 Kč
130 647 696 304	120	72,5	62,5	Červená	300	3-4 týdny	950 Kč

Nádobka na odběr vzorků, nesterilní, PP

Materiál: PP A 121 °C

- objem: 40, 60, 125 a 180 ml
- materiál: průhledný PP (nádobka), barevný PE (uzávěr)
- šroubový uzávěr
- nesterilní, možnost sterilizace ethylenoxidem nebo formalínem
- autoklávatelná při 121 °C
- vhodná pro odběr, skladování i přepravu vzorků
- **informace k dodávce:** nádoby se dodávají s našroubovaným uzávěrem



Obj. číslo	Objem [ml]	Průměr [mm]	Výška [mm]	Barva víčka	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
333 000 027 002	40	30	70	Červená	100	Skladem	240 Kč
333 000 029 002	60	33	70	Červená	70	Skladem	236 Kč
333 000 129 002	60	33	70	Zelená	70	Skladem	236 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Obj. číslo	Objem [ml]	Průměr [mm]	Výška [mm]	Barva víčka	Dostupnost	Cena / ks
333 000 031 003	125	52	74	Červená	Skladem	7 Kč
333 000 033 002	180	52	102	Červená	Skladem	8 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Nádobka na odběr vzorků, sterilní, PP

Materiál: PP A 121 °C

- objem: 40, 60, 125 a 180 ml
- materiál: průhledný nebo modrý PP (nádobka), červený nebo modrý PE (uzávěr)
- sterilní (sterilizováno γ-zářením)
- šroubový uzávěr
- autoklávatelná při 121 °C
- vhodná pro odběr, skladování i přepravu vzorků
- **informace k dodávce:** nádoby se dodávají s našroubovaným uzávěrem v hromadném balení



Sterilní nádoby z čírého polypropylenu, červený uzávěr, hromadné balení

Obj. číslo	Objem [ml]	Průměr [mm]	Výška [mm]	Provedení	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
------------	------------	-------------	------------	-----------	-------------	------------	-------------

Obj. číslo	Objem [ml]	Průměr [mm]	Výška [mm]	Provedení	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
333 000 029 011	60	33	70	Čirý PP, červený uzávěr	700	Skladem	2 375 Kč
333 000 052 001	125	52	74	Čirý PP, červený uzávěr	380	Delší termín	2 536 Kč
333 000 033 009	180	52	102	Čirý PP, červený uzávěr	264	3-4 týdny	2 400 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Sterilní nádoby z modrého polypropylenu, modrý uzávěr, bílý štítek na popis, hromadné balení

Obj. číslo	Objem [ml]	Průměr [mm]	Výška [mm]	Provedení	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
333 039 030 021	40	30	70	Modrý PP, bílý štítek na popis	100	Delší termín	332 Kč
333 000 033 004	180	52	102	Modrý PP, bílý štítek na popis	264	3-4 týdny	2 108 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Nádobka na vzorky s odklápěcím uzávěrem, PP

Materiál: PP

- objem: 50, 90 nebo 300 ml
- materiál: přírodní nebo modrý PP
- odklápěcí uzávěr na kloubu v úhlu 90°
- matná ploška na popis
- nesterilní, možnost sterilizace ethylenoxidem nebo formalínem
- autoklárovatelná při 121 °C
- vhodná pro mlékárenský průmysl



Obj. číslo	Objem [ml]	Průměr [mm]	Výška [mm]	Barva	Dostupnost	Cena / ks
333 000 039 001	50	31	78	Přírodní	Skladem	5 Kč
333 000 039 003	90	43	80	Přírodní	Skladem	6 Kč
333 000 039 004	90	43	80	Modrá	Skladem	6 Kč
333 000 039 006	300	75	88	Přírodní	Skladem	13 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Nádobka na vzorky se zaklapávacím víčkem, LDPE

Materiál: LDPE

- objem: 1, 2,5, 5, 7, 8, 20, 25 a 35 ml
- materiál: průhledný LDPE
- zaklapávací víčko na kloubu (dobře těsní)
- vhodná pro odběr, skladování i přepravu vzorků
- vhodná i pro styk s potravinami dle nařízení (EU) č. 10/2011



Obj. číslo	Objem [ml]	Průměr [mm]	Výška [mm]	Dostupnost	Cena / ks
331 707 081 730	1	8	32	1-2 týdny	4,20 Kč
331 707 080 731	2,5	14	31,5	1-2 týdny	4,20 Kč
331 707 080 737	5	15	49	4-6 týdnů	6,10 Kč
331 707 080 733	7	22,8	32,9	1-2 týdny	7,80 Kč
331 707 080 732	8	17,2	57,6	4-6 týdnů	6,50 Kč
331 707 080 734	20	24,8	74,5	1-2 týdny	6,90 Kč
331 707 080 736	25	31,3	52,5	1-2 týdny	11,40 Kč
331 707 080 735	35	31	74,5	1-2 týdny	12,20 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Nádobka kónická se zaklapávacím víčkem, PP

Materiál: PP A 121 °C

- objem: 200, 400 a 1000 ml
- materiál: přírodní (průhledný) nebo bílý PP (nádobka), přírodní (průhledný) PE (víčko)
- zaklapávací víčko
- nesterilní, možnost sterilizace ethylenoxidem nebo formalínem
- autoklávatelná při 121 °C (nádobka bez víčka)
- vhodná pro odběr vzorků



Obj. číslo	Objem [ml]	Průměr [mm]	Výška [mm]	Barva	Dostupnost	Cena / ks
333 000 041 002	200	62	88	Přírodní	Skladem	6 Kč
333 000 041 007	200	62	88	Bílá	1-2 týdny	6 Kč
333 000 041 012	400	85	100	Přírodní	Skladem	10 Kč
333 000 041 024	1000	105	130	Bílá	3-4 týdny	23 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Nádoba na vzorky se šroubovým uzávěrem, PP

Materiál: PP A 121 °C

- objem: 500 ml
- materiál: bílý PP
- šroubový uzávěr
- nesterilní, možnost sterilizace ethylenoxidem nebo formalínem
- autoklávovatelná při 121 °C
- vhodná pro sběr, skladování a transport vzorku



Obj. číslo	Objem [ml]	Průměr dna [mm]	Výška bez uzávěru [mm]	Barva	Dostupnost	Cena / ks
333 003 322 005	500	80	95	Bílá	2-3 týdny	34 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Nádobka širokohrdlá se šroubovým uzávěrem se závitem GL, PP

Materiál: PP

- objem: 30, 60, 90 a 180 ml
- materiál: čirý PP
- vhodná pro odběr, skladování i přepravu vzorků
- vhodná i pro styk s potravinami dle nařízení (EU) č. 10/2011
- **informace k dodávce:** nádoby se objednávají v balení po 10 ks



Obj. číslo	Objem [ml]	Průměr [mm]	Výška [mm]	GL [mm]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
130 650 130 294	30	38	54	40	10	4-6 týdnů	1 193 Kč
130 650 130 394	60	38	90	40	10	4-6 týdnů	1 507 Kč
130 650 130 494	90	54	62	56	10	4-6 týdnů	1 854 Kč
130 650 130 594	180	54	112	56	10	4-6 týdnů	2 218 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Nádobka na vzorky, PFA

Materiál: PFA A 121 °C

- objem: 30, 60, 90 a 180 ml
- materiál: PFA
- šroubový uzávěr se závitem GL
- nesterilní, možnost sterilizace ethylenoxidem, formalínem nebo suchým teplem při 160 °C
- autoklárovatelná při 121 °C
- vhodná pro odběr, skladování i přepravu vzorků



Obj. číslo	Objem [ml]	Průměr [mm]	Výška [mm]	GL [mm]	Dostupnost	Cena / ks
331 850 191 672	30	38	54	40	Delší termín	1 404 Kč
331 850 191 673	60	38	90	40	Delší termín	1 689 Kč
331 850 191 674	90	54	62	56	Delší termín	1 856 Kč
331 850 191 675	180	54	112	56	Delší termín	2 142 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Nádobka scintilační, HDPE

Materiál: HDPE

- objem: 20 ml
- materiál: HDPE
- šroubový uzávěr se závitem GL (22,5 mm)
- nesterilní, možnost sterilizace ethylenoxidem nebo formalínem
- vhodná pro scintilační přístroje



Obj. číslo	Objem [ml]	Průměr hrdla [mm]	Průměr nádoby [mm]	Výška [mm]	Dostupnost	Cena / ks
130 740 739 339	20	17,5	26,5	57,5	Skladem	10 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.