

## NOSIČE NA LÁHVE A PŘENOSKY

VERKON > Pomůcky z plastu, pryže a kovu > Láhve a nádoby > Nosiče na láhve a přenosky

### Nosič na láhve

Nosiče na láhve jsou skvělým řešením pro bezpečnou a efektivní přepravu láhví v laboratoři. V závislosti na typu pojmu 4 až 8 láhví o průměru až 110 mm.

- různé typy
- pevná a lehká konstrukce
- ergonomické držadlo



Obj. číslo	Počet míst	Průměr láhví	Rozměry (š x d x v) [mm]	Materiál	Dostupnost	Cena / ks
331 850 019 396	4	max. 110 mm	310 x 300 x 270	PP	4-6 týdnů	237 Kč
130 740 731 402	6	max. 95 mm	200 x 295 x 315	PP	Skladem, do 1 týdne	231 Kč
399 100 003 616	6	max. 95 mm	210 x 310 x 310	PP	2-3 týdny	380 Kč
399 100 003 618	8	max. 95 mm	290 x 400 x 215	HDPE	2-3 týdny	815 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

Obj. číslo	Počet míst	Průměr láhví	Materiál	Určeno pro	Dostupnost	Cena / ks
130 066 266 001	6	max. 90 mm	ABS	Stříčky o objemu 500 ml	4-6 týdnů	373 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*