

NOSIČE NA LÁHVE A PŘENOSKY

VERKON > Pomůcky z plastu, pryže a kovu > Láhve a nádoby > Nosiče na láhve a přenosky

Nosič na láhve

- různé typy
- pevná a lehká konstrukce
- ergonomické držadlo
- bezpečné přenášení či transport



Obj. číslo	Počet míst	Průměr láhví	Rozměry [mm]	Materiál	Dostupnost	Cena / ks
331 850 019 396	4	max. 120 mm	310 x 300 x 270	HDPE	4-6 týdnů	237 Kč
130 740 731 402	6	max. 95 mm	320 x 300 x 200	HDPE	1-2 týdny	204 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Obj. číslo	Počet míst	Průměr láhví	Materiál	Určeno pro	Dostupnost	Cena / ks
130 066 266 001	6	max. 90 mm	ABS	Stříčky o objemu 500 ml	4-6 týdnů	373 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Obj. číslo	Počet míst	Průměr láhví	Materiál	Určeno pro	Dostupnost	Cena / ks
130 066 266 500	6	max. 100 mm	Ocel s ochranným nátěrem	Láhve na chemikálie o objemu 500 ml	4-6 týdnů	2 359 Kč
130 066 266 901	4	max. 105 mm	Ocel s ochranným nátěrem	Láhve na chemikálie o objemu 1000 ml	4-6 týdnů	3 202 Kč
130 066 266 902	2	max. 140 mm	Ocel s ochranným nátěrem	Láhve na chemikálie o objemu 2500 ml	4-6 týdnů	3 783 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Přenoska bezpečnostní, PC

Materiál: PC A 121 °C

- pro bezpečné přenášení stojanů se zkumavkami a nádobek se vzorky
- průhledná pro snadnou detekci případného vylití vzorku
- uzavření pomocí 4 bezpečnostních zámků snižuje riziko nechtěného otevření přenosky
- autoklárovatelná do 121 °C
- rozměry (š x d x v): 330 x 175 x 180 mm



Obj. číslo	Popis	Rozměry (š x d x v) [mm]	Dostupnost	Cena / ks
331 850 019 569	Přenoska bezpečnostní	330 x 175 x 180	4-6 týdnů	2 130 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.