

ODMĚRKY PP A PS

VERKON > Pomůcky z plastu, pryže a kovu > Kádinky a odměrky > Odměrky PP a PS

Odměrka s uchem a výlevkou, lisovaná stupnice, PP

Materiál: PP A 121 °C

- objem: 250, 500, 1000, 2000, 3000 a 5000 ml
- provedení: nízká nebo vysoká
- materiál: průsvitný PP
- lisovaná stupnice
- autoklávatelná do 121 °C po dobu 20 minut



Odměrka nízká

Obj. číslo	Provedení	Objem [ml]	Dělení [ml]	Průměr [mm]	Výška [mm]	Dostupnost	Cena / ks
130 740 731 161	Nízká	250	10	65	95	1-2 týdny	67 Kč
130 740 731 156	Nízká	500	25	75	120	Skladem, do 1 týdne	47 Kč
130 740 731 157	Nízká	1000	50	120	135	Skladem, do 1 týdne	50 Kč
130 740 731 158	Nízká	2000	100	145	170	Skladem, do 1 týdne	94 Kč
130 740 731 159	Nízká	3000	100	165	185	Skladem, do 1 týdne	116 Kč
130 740 731 160	Nízká	5000	250	190	235	Skladem, do 1 týdne	177 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Odměrka vysoká, mírně kónická, stohovatelná

Obj. číslo	Provedení	Objem [ml]	Dostupnost	Cena / ks
130 740 731 092	Vysoká, stohovatelná	250	Skladem, do 1 týdne	59 Kč
130 062 602 500	Vysoká, stohovatelná	500	4-6 týdnů	77 Kč
130 062 602 901	Vysoká, stohovatelná	1000	4-6 týdnů	110 Kč
130 062 602 902	Vysoká, stohovatelná	2000	4-6 týdnů	165 Kč
130 062 602 903	Vysoká, stohovatelná	3000	4-6 týdnů	263 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Odměrka s uchem a výlevkou, červená stupnice, PP

Materiál: PP

- objem: 100, 250, 600, 1000, 2000 a 5000 ml
- materiál: transparentní PP
- tištěná červená stupnice
- hladký povrch (rychlé a snadné čištění)
- autoklávovatelná do 121 °C
- v souladu s ISO 7056



Obj. číslo	Objem [ml]	Dělení [ml]	Průměr [mm]	Výška [mm]	Dostupnost	Cena / ks
130 647 693 020	100	10	71	73	Skladem, do 1 týdne	35 Kč
130 647 693 021	250	25	91	93	Skladem, do 1 týdne	46 Kč
130 647 693 022	600	50	118	128	1-2 týdny	60 Kč
130 647 693 023	1000	50	141	150	Skladem, do 1 týdne	94 Kč
130 647 693 024	2000	100	172	192	Skladem, do 1 týdne	135 Kč
130 647 693 025	5000	500	223	262	Skladem, do 1 týdne	293 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Odměrka kónická s lisovanou stupnicí, PP

Materiál: PP A 121 °C

- objem: 100, 250, 500 a 1000 ml
- materiál: průhledný PP
- lisovaná stupnice
- široká základna, dobrá stabilita
- autoklávovatelná do 121 °C po dobu 20 minut
- vhodná pro styk s potravinami



Obj. číslo	Objem [ml]	Dělení [ml]	Výška [mm]	Dostupnost	Cena / ks
331 850 019 422	100	2	118	4-6 týdnů	78 Kč
331 850 019 423	250	5	164	1-2 týdny	104 Kč
331 850 019 424	500	10	183	1-2 týdny	129 Kč

Obj. číslo	Objem [ml]	Dělení [ml]	Výška [mm]	Dostupnost	Cena / ks
331 850 019 425	1000	20	263	3-4 týdny	272 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Pohár na moč, šampuska, PS

Materiál: PS

- nesterilní
- objem: 100 a 250 ml
- stupnice po 10 ml
- materiál: čirý PS
- provedení s výlevkou
- vhodný pro odběr tzv. středního proudu moči pro laboratorní vyšetření
- **informace k dodávce:** poháry na moč se dodávají po celých baleních



Obj. číslo	Objem [ml]	Dělení [ml]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
130 690 424 808	100	10	36	1-2 týdny	926 Kč
130 690 424 809	250	10	12	1-2 týdny	414 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.