

ODMĚRKY PP A PS

VERKON > Pomůcky z plastu, pryže a kovu > Kádinky a odměrky > Odměrky PP a PS

Odměrka s uchem a výlevkou, lisovaná stupnice, PP

Materiál: PP A 121 °C

- objem: 250, 500, 1000, 2000, 3000 a 5000 ml
- provedení: nízká nebo vysoká
- materiál: průsvitný PP
- lisovaná stupnice
- autoklávovatelná do 121 °C po dobu 20 minut



Odměrka nízká

Obj. číslo	Provedení	Objem [ml]	Dělení [ml]	Průměr [mm]	Výška [mm]	Dostupnost	Cena / ks
130 740 731 161	Nízká	250	10	65	95	1-2 týdny	67 Kč
130 740 731 156	Nízká	500	25	75	120	Skladem	42 Kč
130 740 731 157	Nízká	1000	50	120	135	Skladem	45 Kč
130 740 731 158	Nízká	2000	100	145	170	Skladem	87 Kč
130 740 731 159	Nízká	3000	100	165	185	Skladem	109 Kč
130 740 731 160	Nízká	5000	250	190	235	Skladem	166 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Odměrka vysoká, mírně kónická, stohovatelná

Obj. číslo	Provedení	Objem [ml]	Dostupnost	Cena / ks
130 740 731 092	Vysoká, stohovatelná	250	Skladem	59 Kč
130 062 602 500	Vysoká, stohovatelná	500	4-6 týdnů	77 Kč
130 062 602 901	Vysoká, stohovatelná	1000	4-6 týdnů	110 Kč
130 062 602 902	Vysoká, stohovatelná	2000	4-6 týdnů	165 Kč
130 062 602 903	Vysoká, stohovatelná	3000	4-6 týdnů	263 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Odměrka s uchem a výlevkou, červená stupnice, PP

Materiál: PP

- objem: 100, 250, 600, 1000, 2000 a 5000 ml
- materiál: transparentní PP
- tištěná červená stupnice
- hladký povrch (rychlé a snadné čištění)
- autoklávatelná do 121 °C
- v souladu s ISO 7056



Obj. číslo	Objem [ml]	Dělení [ml]	Průměr [mm]	Výška [mm]	Dostupnost	Cena / ks
130 647 693 020	100	10	71	73	Skladem	35 Kč
130 647 693 021	250	25	91	93	Skladem	46 Kč
130 647 693 022	600	50	118	128	1-2 týdny	60 Kč
130 647 693 023	1000	50	141	150	Skladem	94 Kč
130 647 693 024	2000	100	172	192	Skladem	135 Kč
130 647 693 025	5000	500	223	262	Skladem	293 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Odměrka kónická s lisovanou stupnicí, PP

Materiál: PP A 121 °C

- objem: 100, 250, 500 a 1000 ml
- materiál: průhledný PP
- lisovaná stupnice
- široká základna, dobrá stabilita
- autoklávatelná do 121 °C po dobu 20 minut
- vhodná pro styk s potravinami



Obj. číslo	Objem [ml]	Dělení [ml]	Výška [mm]	Dostupnost	Cena / ks
331 850 019 422	100	2	118	4-6 týdnů	78 Kč
331 850 019 423	250	5	164	1-2 týdny	104 Kč
331 850 019 424	500	10	183	1-2 týdny	129 Kč
331 850 019 425	1000	20	263	3-4 týdny	272 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Pohár na moč, šampuska, PS

Materiál: PS

- nesterilní
- objem: 100 a 250 ml
- stupnice po 10 ml
- materiál: čirý PS
- provedení s výlevkou
- vhodný pro odběr tzv. středního proudu moči pro laboratorní vyšetření
- **informace k dodávce:** poháry na moč se dodávají po celých baleních



Obj. číslo	Objem [ml]	Dělení [ml]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
130 690 424 808	100	10	36	1-2 týdny	926 Kč
130 690 424 809	250	10	12	1-2 týdny	414 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.