

BAŇKY ODMĚRNÉ

VERKON > Pomůcky z plastu, pryže a kovu > Plasty odměrné > Baňky odměrné

Baňka odměrná PP, s NZ a PE zátkou

Materiál: PP

- objem: 25, 50, 100, 250, 500 a 1000 ml
- třída přesnosti B, kalibrováno při 20 °C
- materiál: čirý PP s velmi dobrou průhledností
- modrý potisk
- ryska
- hrdlo ukončené normalizovaným zábrusem
- PE zátku
- dle DIN EN ISO 1042



i Pro zachování přesnosti baňky nepoužívejte se vzorky o teplotě vyšší než 60 °C a dlouhodobě neskladujte na přímém slunci.

Obj. číslo	Popis	Provedení	Objem [ml]	NZ	Dostupnost	Cena / ks
130 061 403 025	Odměrná baňka z PP	Čirá	25	10/19	4-6 týdnů	132 Kč
130 061 403 050	Odměrná baňka z PP	Čirá	50	12/21	Skladem, do 1 týdne	153 Kč
130 061 403 100	Odměrná baňka z PP	Čirá	100	14/23	Skladem, do 1 týdne	170 Kč
130 061 403 250	Odměrná baňka z PP	Čirá	250	14/23	Skladem, do 1 týdne	211 Kč
130 061 403 500	Odměrná baňka z PP	Čirá	500	19/26	4-6 týdnů	250 Kč
130 061 403 901	Odměrná baňka z PP	Čirá	1000	24/29	4-6 týdnů	319 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.