

MISKY PETRIHO

VERKON > Pomůcky z plastu, pryže a kovu > Plasty pro mikrobiologii > Misky Petriho

Miska Petriho, PS

Materiál: PS

- skupinové balení po 20 ks
- materiál: PS čirý
- kultivace mikroorganismů na pevných živných půdách
- kultivace tkáňových kultur v klinické praxi



Obj. číslo	Provedení	Průměr a výška sestavy [mm]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
130 690 440 927	Čirá, nedělená, dezinfekce persterilem	60 x 15,6	960	3-4 týdny	2 911 Kč
130 690 440 928	Čirá, nedělená, sterilní R, pro tkáňové kultury (vnitřní povrch misky hydrofilizován)	60 x 15,6	840	3-4 týdny	7 062 Kč
130 690 440 974	Čirá, nedělená, dezinfekce persterilem	90 x 16,3	480	Skladem, do 1 týdne	1 260 Kč
130 690 424 422	Čirá, třísektorová, dezinfekce UV-C zářením	90 x 14	480	3-4 týdny	2 775 Kč
130 690 424 421	Čirá, dvousektorová, dezinfekce UV-C zářením	90 x 14	480	3-4 týdny	2 789 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.