

PIPETY

VERKON > Pomůcky z plastu, pryže a kovu > Plasty odměrné > Pipety

Pipeta plastová dle Pasteura, nesterilní

Materiál: PE

- provedení se stupnicí nebo bez stupnice
- materiál: transparentní PE nebo LDPE
- pro kapaliny do teploty 70 °C
- nevhodná pro oxidující chemikálie



Nesterilní pipety dle Pasteura s možností objednání po 1 ks

| Obj. číslo | Objem [ml] | Délka [mm] | Materiál | Dostupnost | Cena / ks |
|-------------------|------------|------------|----------|---------------------|-----------|
| 130 690 424 503 P | 3,0 | 156-159 | LDPE | Skladem, do 1 týdne | 1,50 Kč |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Nesterilní pipety dle Pasteura v cenově výhodných baleních

| Obj. číslo | Objem [ml] | Délka [mm] | Materiál | Balení [ks] | Dostupnost | Cena / bal. |
|-----------------|-----------------------|------------|----------|-------------|---------------------|-------------|
| 130 745 000 010 | 1,0 | 150 | PE | 100 | Skladem, do 1 týdne | 132 Kč |
| 130 745 000 030 | 3,0 | 155 | PE | 100 | Skladem, do 1 týdne | 140 Kč |
| 130 690 424 506 | 1,0 (jemná špička) | 148-151 | LDPE | 500 | Skladem, do 1 týdne | 1 196 Kč |
| 130 690 424 502 | 2,5 | 151-154 | LDPE | 500 | Skladem, do 1 týdne | 423 Kč |
| 130 690 424 503 | 3,0 | 156-159 | LDPE | 500 | Skladem, do 1 týdne | 423 Kč |
| 130 690 424 507 | bez stupnice | 150-154 | LDPE | 500 | 3-4 týdny | 453 Kč |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Pipeta plastová dle Pasteura, sterilní

Materiál: PE

- s graduací
- materiál: transparentní PE nebo LDPE
- pro kapaliny do teploty 70 °C
- nevhodná pro oxidující chemikálie



| Obj. číslo | Objem [ml] | Dělení [ml] | Délka [mm] | Materiál | Popis | Balení [ks] | Dostupnost | Cena / bal. |
|-----------------|------------|-------------|------------|----------|---------------------------|-------------|------------|-------------|
| 130 647 691 201 | 1,0 | 0,25 | 154 | LDPE | Jednotlivě balená | 500 | 1-2 týdny | 766 Kč |
| 130 745 001 010 | 1,0 | 0,25 | 150 | PE | Skupinové balení | 100 | 1-2 týdny | 138 Kč |
| 130 640 691 203 | 3,0 | 0,5 | 154 | LDPE | Jednotlivě balená | 500 | 2-3 týdny | 766 Kč |
| 130 640 691 207 | 3,0 | 0,5 | 154 | LDPE | Skupinové balení po 10 ks | 500 | 3-4 týdny | 624 Kč |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Pipeta serologická, PS

Materiál: PS

Doprodej

- sterilní (balená po 1 ks)
- bez pyrogenů
- s vatovou zátkou
- barevné značení pro snadné odlišení jednotlivých objemů

Sleva platí do vyprodání skladových zásob



| Obj. číslo | Popis | Objem [ml] | Dělení [ml] | Barva | Min. odběr | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|--------------------|------------|-------------|---------|------------|------------|----------------|
| 130 647 320 011 | Pipeta serologická | 1 | 0,01 | Žlutá | 1 ks | 38 ks | 5 Kč 3 Kč |
| 130 647 320 021 | Pipeta serologická | 2 | 0,02 | Zelená | 1 ks | 40 ks | 6 Kč 4 Kč |
| 130 647 320 251 | Pipeta serologická | 25 | 0,2 | Červená | 1 ks | 4 ks | 15 Kč 12 Kč |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.