

PIPETY

VERKON > Pomůcky z plastu, pryže a kovu > Plasty odměrné > Pipety

Pipeta plastová dle Pasteura, nesterilní

Materiál: PE

- provedení se stupnicí nebo bez stupnice
- materiál: transparentní PE nebo LDPE
- pro kapaliny do teploty 70 °C
- nevhodná pro oxidující chemikálie



Obj. číslo	Objem [ml]	Délka [mm]	Materiál	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
130 745 000 010	1,0	150	PE	100	Delší termín	120 Kč
130 745 000 030	3,0	155	PE	100	Delší termín	128 Kč
130 690 424 506	1,0 (jemná špička)	148-151	LDPE	500	Skladem	1 196 Kč
130 690 424 502	2,5	151-154	LDPE	500	Skladem	423 Kč
130 690 424 503	3,0	156-159	LDPE	500	Skladem	423 Kč
130 690 424 507	bez stupnice	150-154	LDPE	500	3-4 týdny	453 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Pipeta plastová dle Pasteura, sterilní

Materiál: PE

- s graduací
- materiál: transparentní PE nebo LDPE
- pro kapaliny do teploty 70 °C
- nevhodná pro oxidující chemikálie



Obj. číslo	Objem [ml]	Dělení [ml]	Délka [mm]	Materiál	Popis	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
130 647 691 201	1,0	0,25	154	LDPE	Jednotlivě balená	500	3-4 týdny	753 Kč
130 745 001 010	1,0	0,25	150	PE	Skupinové balení	100	Skladem	127 Kč

Obj. číslo	Objem [ml]	Dělení [ml]	Délka [mm]	Materiál	Popis	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
130 640 691 203	3,0	0,5	154	LDPE	Jednotlivě balená	500	2-3 týdny	753 Kč
130 640 691 207	3,0	0,5	154	LDPE	Skupinové balení po 10 ks	500	3-4 týdny	613 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Pipeta serologická, PS

Materiál: PS

- sterilní (balená po 1 ks)
- bez pyrogenů
- s vatovou zátkou
- barevné značení pro snadné odlišení jednotlivých objemů



Obj. číslo	Popis	Objem [ml]	Dělení [ml]	Barva	Min. odběr	Dostupnost	Cena / ks
130 647 320 011	Pipeta serologická	1	0,01	Žlutá	10 ks	99 ks	4,50 Kč
130 647 320 021	Pipeta serologická	2	0,02	Zelená	10 ks	90 ks	5 Kč
130 647 320 251	Pipeta serologická	25	0,2	Červená	10 ks	109 ks	14 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Obj. číslo	Popis	Objem [ml]	Dělení [ml]	Barva	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
7.0 24. 320 .01 1.0 0	Pipeta serologická	1	0,01	Žlutá	50	Kontaktujte nás	
7.0 24. 320 .02 1.0 0	Pipeta serologická	2	0,02	Zelená	50	Kontaktujte nás	
7.0 24. 320 .05 1.0 0	Pipeta serologická	5	0,1	Modrá	50	Kontaktujte nás	
7.0 24. 320 .10 1.0 0	Pipeta serologická	10	0,1	Oranžová	50	Kontaktujte nás	
7.0 24. 320 .25 1.0 0	Pipeta serologická	25	0,2	Červená	50	Kontaktujte nás	

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Výprodej

Obj. číslo	Název - popis	Stav	Dostupnost	Cena / ks
OUT 130 647 320 051	Pipeta serologická, PS, Objem [ml]: 5, Barva: Modrá, Exspirace: 30.04.2025	Nové	46 ks	6 Kč 4,50 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.