

STOJANY NA PIPETY

VERKON > Pomůcky z plastu, pryže a kovu > Pomůcky pro pipetování > Stojany na pipety

Stojan na pipety otočný, PP

Materiál: PP A 121 °C

- kapacita: 94 pipet do průměru 14 mm
- materiál: PP
- barva: červená nebo modrá
- rozměry (průměr x výška): 230 x 470 mm

Náš TIP: S tímto produktem zákazníci kupují i [skleněné pipety](#), [pipetovací balónky](#), [savičky](#), [podnosy](#) na pipety, [kádinky](#) a [stříčky](#).



Obj. číslo	Popis	Kapacita	Barva	Dostupnost	Cena / ks
331 850 019 261	Stojan na pipety	94 míst	Červená	4-6 týdnů	959 Kč
130 950 050 760	Stojan na pipety	94 míst	Modrá	1-2 týdny	850 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Stojan na pipety kulatý, PP + PVC

- kapacita: 28 pipet (18 pipet do průměru 10 mm a 10 pipet do průměru 15 mm)
- materiál: PP a PVC (tyč)
- barva: bílá
- průměr základny: 230 mm

Náš TIP: S tímto produktem zákazníci kupují i [skleněné pipety](#), [pipetovací balónky](#), [savičky](#), [podnosy](#) na pipety, [kádinky](#) a [stříčky](#).



Obj. číslo	Popis	Kapacita	Barva	Dostupnost	Cena / ks
331 850 019 263	Stojan na pipety	28 míst	Bílá	3-4 týdny	873 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Stojan na pipety, horizontální, PP

Materiál: PP A 121 °C

- kapacita: 12 dělených pipet do objemu 10 ml (max. průměr 8 mm)
- materiál: PP
- barva: bílá
- rozměry (v x š x h): 210 x 208 x 155 mm
- snadná montáž i demontáž



Náš TIP: S tímto produktem zákazníci kupují i [skleněné pipety](#), [pipetovací balónky](#), [savičky](#), [podnosy](#) na pipety, [kádinky](#) a [stříčky](#).

Obj. číslo	Popis	Kapacita	Barva	Dostupnost	Cena / ks
130 062 202 001	Stojan na pipety	12 míst	Bílá	4-6 týdnů	334 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Stojan na pipety, PP

Materiál: PP A 121 °C

- kapacita: 50 pipet
- průměr otvoru: 16 mm
- materiál: PP
- rozměry (š x d x v): 213 x 114 x 220 mm
- autoklávovatelný při 121 °C po dobu 20 minut



Náš TIP: S tímto produktem zákazníci kupují i [skleněné pipety](#), [pipetovací balónky](#), [savičky](#), [podnosy](#) na pipety, [kádinky](#) a [stříčky](#).

Obj. číslo	Popis	Kapacita	Dostupnost	Cena / ks
331 850 019 973	Stojan na pipety	50 míst	4-6 týdnů	2 304 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.