

STŘIČKY

VERKON > Pomůcky z plastu, pryže a kovu > Láhve a nádoby > Stříčky

Stříčka širokohrdlá s barevným uzávěrem, PE

Materiál: PE

Narozeninová akce

Sleva 15 %

Sleva platí do 29. 5. 2026

- objem: 250 a 500 ml
- materiál: PE
- 4 barvy uzávěru pro snadnou identifikaci obsahu
- výtoková trubička a uzávěr z jednoho kusu
- lisovaná graduace
- široké hrdlo pro snadné plnění



Náš TIP: K tomuto produktu zákazníci kupují i [stříčky s potiskem](#), [nosič na stříčky](#), skleněné [navazovací lodičky](#) a různé typy [zkumavek](#).

Obj. číslo	Objem [ml]	Dělení [ml]	GL [mm]	Barva uzávěru	Dostupnost	Cena / ks
331 850 191 637	250	25	45	Bílá	1-2 týdny	52 Kč 44 Kč
331 852 191 637	250	25	45	Žlutá	Skladem, do 1 týdne	52 Kč 44 Kč
331 853 191 637	250	25	45	Červená	Skladem, do 1 týdne	52 Kč 44 Kč
331 851 191 637	250	25	45	Modrá	Skladem, do 1 týdne	52 Kč 44 Kč
331 850 191 638	500	100	45	Bílá	Skladem, do 1 týdne	63 Kč 54 Kč
331 852 191 638	500	100	45	Žlutá	Skladem, do 1 týdne	63 Kč 54 Kč
331 853 191 638	500	100	45	Červená	1-2 týdny	63 Kč 54 Kč
331 851 191 638	500	100	45	Modrá	Skladem, do 1 týdne	63 Kč 54 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Stříčka širokohrdlá s barevným uzávěrem a potiskem

- objem: 500 ml
- široké hrdlo pro snadné plnění
- výtoková trubička a uzávěr z jednoho kusu
- potisk (chemický název, vzorec, CAS, GHS symboly) a barevně odlišený uzávěr pro snadnou identifikaci obsahu
- potisk v angličtině, němčině, francouzštině a španělštině (**není tedy uveden v českém jazyce**)
- materiál láhve: průsvitný PE (water, distilled water, ethanol, ethylacetate, isopropanol, methanol, toluene) nebo průsvitný PP (acetone, methylethylketone, tetrahydrofuran)
- materiál uzávěru: PE



Náš TIP: K tomuto produktu zákazníci kupují i [nosič na stříčky](#), skleněné [navazovací lodičky](#) a různé typy [zkumavek](#).

Obj. číslo	Potisk	Objem [ml]	Barva uzávěru	Dostupnost	Cena / ks
130 066 250 500	Acetone	500	Červená	Skladem, do 1 týdne	230 Kč
130 066 251 500	Water	500	Modrá	Skladem, do 1 týdne	235 Kč
130 066 251 501	Distilled water	500	Modrá	4-6 týdnů	235 Kč
130 066 252 500	Ethanol	500	Zelená	Skladem, do 1 týdne	235 Kč
130 066 254 500	Isopropanol	500	Žlutá	Skladem, do 1 týdne	235 Kč
130 066 255 500	Methanol	500	Oranžová	4-6 týdnů	235 Kč
130 066 256 500	Methylethylketon	500	Hnědá	4-6 týdnů	238 Kč
130 066 257 500	Tetrahydrofuran	500	Černá	4-6 týdnů	238 Kč
130 066 258 500	Toluene	500	Tyrkysová	4-6 týdnů	235 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Stříčka úzkohrdlá se skleněným kolínkem, PE

Materiál: PE Výrobci a značky: Technosklo

- objem: 250 a 500 ml
- materiál: láhev z PE, výtokové kolínko ze sodnodraselného skla
- šroubový uzávěr

Náš TIP: S tímto produktem zákazníci kupují skleněné [Petriho misky](#), podložní [mikroskla](#) a různé typy [zkumavek](#).



Obj. číslo	Objem [ml]	Dostupnost	Cena / ks
------------	------------	------------	-----------

Obj. číslo	Objem [ml]	Dostupnost	Cena / ks
632 524 325 025	250	Skladem, do 1 týdne	45 Kč
632 524 325 050	500	Skladem, do 1 týdne	49 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Stříčka úzkohrdlá s graduací, PE

Materiál: PE

- objem: 50, 100, 250, 500 a 1000 ml
- materiál: PE
- graduace pro snadné plnění
- očko na láhvi (možnost použití štítku)
- šroubový uzávěr se závitem GL (dobře těsní)

Náš TIP: S tímto produktem zákazníci kupují i [stříčky s potiskem](#), [nosiče na stříčky](#), skleněné [kádinky](#) a různé typy [zkumavek](#).



Obj. číslo	Objem [ml]	Dělení [ml]	GL [mm]	Dostupnost	Cena / ks
331 850 015 801	50	10	18	1-2 týdny	43 Kč
331 850 015 821	100	20	18	1-2 týdny	47 Kč
331 850 443 300	250	25	25	1-2 týdny	46 Kč
331 850 443 000	500	100	25	1-2 týdny	72 Kč
331 850 443 100	1000	100	32	1-2 týdny	98 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Stříčka úzkohrdlá, LDPE

Materiál: LDPE

- objem: 100, 250, 500 a 1000 ml
- materiál: průhledný LDPE
- výtoková trubička s odnímatelnou krytkou
- červený šroubový uzávěr

Náš TIP: S tímto produktem zákazníci kupují i [nosiče na stříčky](#), skleněné [Petriho misky](#), podložní [mikroskla](#) a různé typy [zkumavek](#).



Obj. číslo	Objem [ml]	Průměr láhve [mm]	Výška [mm]	Dostupnost	Cena / ks
130 740 073 180	100	43	218	1-2 týdny	46 Kč

Obj. číslo	Objem [ml]	Průměr láhve [mm]	Výška [mm]	Dostupnost	Cena / ks
130 740 073 182	250	58	218	Skladem, do 1 týdne	51 Kč
130 740 073 183	500	70	218	Skladem, do 1 týdne	61 Kč
130 740 073 185	1000	90	270	Skladem, do 1 týdne	82 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Stříčka integrální, PE

Materiál: PE

- objem: 250 a 500 ml
- materiál: PE
- láhev a výtoková trubička z jednoho kusu
- šroubový uzávěr se závitem GL (dobře těsní)
- krytka na výtokové trubičce



Náš TIP: S tímto produktem zákazníci kupují i [lodičky na vážení](#), skleněné [Petriho misky](#), podložní [mikroskla](#) a různé typy [zkumavek](#).

Obj. číslo	Objem [ml]	Výška [mm]	GL [mm]	Dostupnost	Cena / ks
331 850 191 633	250	140	32	2-3 týdny	64 Kč
331 850 191 634	500	178	32	Skladem, do 1 týdne	72 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.