

STŘIČKY

VERKON > Pomůcky z plastu, pryže a kovu > Láhve a nádoby > Stříčky

Stříčka širokohrdlá s barevným uzávěrem, PE

Materiál: PE

- objem: 250 a 500 ml
- materiál: PE
- 4 barvy uzávěru pro snadnou identifikaci obsahu
- výtoková trubička a uzávěr z jednoho kusu
- lisovaná graduace
- široké hrdlo pro snadné plnění



Náš TIP: K tomuto produktu zákazníci kupují i [stříčky s potiskem](#), [nosič na stříčky](#), skleněné [navazovací lodičky](#) a různé typy [zkumavek](#).

Obj. číslo	Objem [ml]	Dělení [ml]	GL [mm]	Barva uzávěru	Dostupnost	Cena / ks
331 850 191 637	250	25	45	Bílá	1-2 týdny	52 Kč
331 852 191 637	250	25	45	Žlutá	Skladem	52 Kč
331 853 191 637	250	25	45	Červená	Skladem	52 Kč
331 851 191 637	250	25	45	Modrá	Skladem	52 Kč
331 850 191 638	500	100	45	Bílá	3-4 týdny	63 Kč
331 852 191 638	500	100	45	Žlutá	Skladem	63 Kč
331 853 191 638	500	100	45	Červená	Skladem	63 Kč
331 851 191 638	500	100	45	Modrá	Skladem	63 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Stříčka širokohrdlá s barevným uzávěrem a potiskem

- objem: 500 ml
- široké hrdlo pro snadné plnění
- výtoková trubička a uzávěr z jednoho kusu
- potisk (chemický název, vzorec, CAS, GHS symboly) a barevně odlišený uzávěr pro snadnou identifikaci obsahu
- potisk v angličtině, němčině, francouzštině a španělštině (**není tedy uveden v českém jazyce**)
- materiál láhve: průsvitný PE (water, distilled water, ethanol, ethylacetate, isopropanol, methanol, toluene) nebo průsvitný PP (acetone, methylethylketone, tetrahydrofuran)
- materiál uzávěru: PE



Náš TIP: K tomuto produktu zákazníci kupují i [nosič na stříčky](#), skleněné [navazovací lodičky](#) a různé typy [zkumavek](#).

Obj. číslo	Potisk	Objem [ml]	Barva uzávěru	Dostupnost	Cena / ks
130 066 250 500	Acetone	500	Červená	Skladem	230 Kč
130 066 251 500	Water	500	Modrá	Skladem	235 Kč
130 066 251 501	Distilled water	500	Modrá	Skladem	235 Kč
130 066 252 500	Ethanol	500	Zelená	Skladem	235 Kč
130 066 254 500	Isopropanol	500	Žlutá	4-6 týdnů	235 Kč
130 066 255 500	Methanol	500	Oranžová	4-6 týdnů	235 Kč
130 066 256 500	Methylethylketon	500	Hnědá	4-6 týdnů	238 Kč
130 066 257 500	Tetrahydrofuran	500	Černá	4-6 týdnů	238 Kč
130 066 258 500	Toluene	500	Tyrkysová	4-6 týdnů	235 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Stříčka úzkohrdlá se skleněným kolínkem, PE

Materiál: PE	Výrobci a značky: Technosklo
--------------	------------------------------

- objem: 250 a 500 ml
- materiál: láhev z PE, výtokové kolínko ze sodnodraselného skla
- šroubový uzávěr

Náš TIP: S tímto produktem zákazníci kupují skleněné [Petriho misky](#), podložní [mikroskla](#) a různé typy [zkumavek](#).



Obj. číslo	Objem [ml]	Dostupnost	Cena / ks
632 524 325 025	250	Skladem	45 Kč
632 524 325 050	500	Skladem	49 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Stříčka úzkohrdlá s graduací, PE

Materiál: PE

- objem: 50, 100, 250, 500 a 1000 ml
- materiál: PE
- graduace pro snadné plnění
- očko na láhvi (možnost použití štítku)
- šroubový uzávěr se závitem GL (dobře těsní)

Náš TIP: S tímto produktem zákazníci kupují i [stříčky s potiskem](#), [nosiče na stříčky](#), skleněné [kádinky](#) a různé typy [zkumavek](#).



Obj. číslo	Objem [ml]	Dělení [ml]	GL [mm]	Dostupnost	Cena / ks
331 850 015 801	50	10	18	1-2 týdny	43 Kč
331 850 015 821	100	20	18	1-2 týdny	47 Kč
331 850 443 300	250	25	25	1-2 týdny	46 Kč
331 850 443 000	500	100	25	1-2 týdny	72 Kč
331 850 443 100	1000	100	32	1-2 týdny	98 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Stříčka úzkohrdlá, LDPE

Materiál: LDPE

- objem: 100, 250, 500 a 1000 ml
- materiál: průhledný LDPE
- výtoková trubička s odnímatelnou krytkou
- červený šroubový uzávěr

Náš TIP: S tímto produktem zákazníci kupují i [nosiče na stříčky](#), skleněné [Petriho misky](#), podložní [mikroskla](#) a různé typy [zkumavek](#).



Obj. číslo	Objem [ml]	Průměr láhve [mm]	Výška [mm]	Dostupnost	Cena / ks
130 740 073 180	100	43	218	1-2 týdny	46 Kč
130 740 073 182	250	58	218	Skladem	51 Kč
130 740 073 183	500	70	218	Skladem	61 Kč
130 740 073 185	1000	90	270	Skladem	82 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Stříčka integrální, PE

Materiál: PE

- objem: 250 a 500 ml
- materiál: PE
- láhev a výtoková trubička z jednoho kusu
- šroubový uzávěr se závitem GL (dobře těsní)
- krytka na výtokové trubičce

Náš TIP: S tímto produktem zákazníci kupují i [lodičky na vážení](#), skleněné [Petriho misky](#), podložní [mikroskla](#) a různé typy [zkumavek](#).



Obj. číslo	Objem [ml]	Výška [mm]	GL [mm]	Dostupnost	Cena / ks
331 850 191 633	250	140	32	Skladem	64 Kč
331 850 191 634	500	178	32	Skladem	72 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.