

TÁCY A PODNOSY NA PIPETY

VERKON > Pomůcky z plastu, pryže a kovu > Pomůcky pro pipetování > Tácy a podnosy na pipety

Podnos na pipety, PVC

Materiál: PVC

- kapacita: 16 pipet do průměru 10 mm nebo 7 pipet do průměru 20 mm
- materiál: PVC
- barva: bílá
- rozměry (v x š x d): 40 x 283 x 216 mm



Náš TIP: S tímto produktem zákazníci kupují i [skleněné pipety](#), [pipetovací balónky](#), [savičky](#), [stojany](#) na pipety, [kádinky](#) a [stříčky](#).

Obj. číslo	Popis	Kapacita	Dostupnost	Cena / ks
331 850 019 996	Tác na pipety	16 pipet do Ø 10 mm nebo 7 pipet do Ø 20 mm	3-4 týdny	310 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Podnos na pipety, dělený, PVC

Materiál: PVC

- kapacita: cca 30 pipet o objemu 1, 2, 5 a 10 ml
- 4 oddělené přihrádky
- materiál: PVC
- barva: bílá
- rozměry (v x š x d): 30 x 300 x 426 mm



Náš TIP: S tímto produktem zákazníci kupují i [skleněné pipety](#), [pipetovací balónky](#), [savičky](#), [stojany](#) na pipety, [kádinky](#) a [stříčky](#).

Obj. číslo	Popis	Kapacita	Dostupnost	Cena / ks
331 850 019 252	Tác na pipety	Cca 30 pipet o objemu 1, 2, 5 a 10 ml	4-6 týdnů	596 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.