

## VÁLCE

VERKON > Pomůcky z plastu, pryže a kovu > Plasty odměrné > Válce

### Válec odměrný nízký, lisovaná stupnice, PP

Materiál: PP A 121 °C

- objem: 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000 a 2000 ml
- materiál: průhledný PP
- lisovaná stupnice
- kruhová patka
- výlevka
- autoklávatelný do 121 °C



**i** Pro objem 50, 100, 250 a 500 ml nabízíme levnější variantu [nízkých odměrných válců](#).

Obj. číslo	Objem [ml]	Dělení [ml]	Průměr [mm]	Výška [mm]	Dostupnost	Cena / ks
331 850 080 814	10	0,25	16	88	Skladem, do 1 týdne	45 Kč
331 850 080 815	25	1	22	107	Skladem, do 1 týdne	53 Kč
331 850 080 816	50	2,5	29	143	2-3 týdny	73 Kč
331 850 080 817	100	5	34	178	Skladem, do 1 týdne	87 Kč
331 850 080 820	250	10	45,5	264	Skladem, do 1 týdne	162 Kč
331 850 080 821	500	10	55,5	305	2-3 týdny	196 Kč
331 850 080 822	1000	25	70	332	Skladem, do 1 týdne	250 Kč
331 850 080 823	2000	50	92	370	4-6 týdnů	343 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### Válec odměrný nízký, lisovaná stupnice, economy, PP

Materiál: PP A 121 °C

- objem: 50, 100, 250 a 500 ml
- materiál: průhledný PP
- lisovaná stupnice
- kruhová patka
- výlevka
- autoklávatelný při 121 °C



**i** V naší nabídce najdete i další objemy [nízkých odměrných válců s lisovanou stupnicí](#).


Obj. číslo	Objem [ml]	Dělení [ml]	Přesné dělení [ml]	Dostupnost	Cena / ks
130 740 738 163	50	10	2,5	1-2 týdny	46 Kč
130 740 738 173	100	25	5,0	1-2 týdny	60 Kč
130 740 738 203	250	50	10,0	1-2 týdny	82 Kč
130 740 738 213	500	100	10,0	1-2 týdny	112 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

## Válec odměrný vysoký, lisovaná stupnice, PP

Materiál: PP A 121 °C

- třída přesnosti B, vyhovuje ISO 6706:1981 (E)
- objem: 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000 a 2000 ml
- materiál: průhledný PP
- lisovaná stupnice
- pětihranná patka
- výlevka
- autoklávatelný při 121 °C



Obj. číslo	Objem [ml]	Dělení [ml]	Přesné dělení [ml]	Tolerance [ml]	Průměr [mm]	Výška [mm]	Dostupnost	Cena / ks
331 850 408 010	10	2	0,2	±0,2	13,5	140	2-3 týdny	61 Kč
331 850 408 025	25	5	0,5	±0,5	18,0	195	2-3 týdny	73 Kč
331 850 408 050	50	10	1,0	±1,0	25,5	199	Skladem, do 1 týdne	75 Kč
331 850 408 100	100	10	1,0	±1,0	30,5	249	2-3 týdny	71 Kč
331 850 408 250	250	20	2,0	±2,0	41,5	315	Skladem, do 1 týdne	89 Kč
331 850 408 500	500	50	5,0	±5,0	55,0	361	Skladem, do 1 týdne	128 Kč
331 850 481 000	1000	100	10,0	±10,0	66,0	439	Skladem, do 1 týdne	221 Kč

Obj. číslo	Objem [ml]	Dělení [ml]	Přesné dělení [ml]	Tolerance [ml]	Průměr [mm]	Výška [mm]	Dostupnost	Cena / ks
331 850 482 000	2000	200	20,0	±20,0	84,0	531	Skladem, do 1 týdne	424 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

## Válec odměrný vysoký, modrá stupnice, PP

Materiál: PP A 121 °C

- třída přesnosti B, vyhovuje ISO 6706:1981 (E)
- objem: 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000 a 2000 ml
- materiál: průhledný PP
- modrá stupnice
- pětihranná patka
- výlevka
- autoklávatelný při 121 °C



Obj. číslo	Objem [ml]	Dělení [ml]	Přesné dělení [ml]	Tolerance [ml]	Průměr [mm]	Výška [mm]	Dostupnost	Cena / ks
331 850 192 560	10	2	0,2	±0,2	13,5	140	Skladem, do 1 týdne	68 Kč
331 850 192 561	25	5	0,5	±0,5	18,0	195	Skladem, do 1 týdne	80 Kč
331 850 192 562	50	10	1,0	±1,0	25,5	199	Skladem, do 1 týdne	84 Kč
331 850 192 563	100	10	1,0	±1,0	30,5	249	Skladem, do 1 týdne	87 Kč
331 850 192 564	250	20	2,0	±2,0	41,5	315	Skladem, do 1 týdne	122 Kč
331 850 192 565	500	50	5,0	±5,0	55,0	361	Skladem, do 1 týdne	196 Kč
331 850 192 566	1000	100	10,0	±10,0	66,0	439	Skladem, do 1 týdne	306 Kč
331 850 192 567	2000	200	20,0	±20,0	84,0	531	Skladem, do 1 týdne	518 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

## Válec sedimentační IMHOFF, SAN

Materiál: SAN

- objem: 1000 ml
- materiál: průhledný SAN (válec), PP (uzávěr)
- lisovaná stupnice (dělení viz tabulka)
- šroubovací uzávěr pro vypuštění obsahu a snadné čištění
- vyhovuje DIN 12672
- volitelné příslušenství (objednává se samostatně): dvoumístný stojan



Technické údaje						
Válec sedimentační	Objem	Přesné dělení (tolerance $\pm 5\%$ )		Průměr 125 mm (vnější) 118 mm (vnitřní)	Výška 483 mm (s uzávěrem)	
	1000 ml	do objemu 2 ml	0,1 ml			
		pro objem 2 - 10 ml	0,5 ml			
		pro objem 10 - 40 ml	1,0 ml			
		pro objem 40 - 100 ml	2,0 ml			
		pro objem 100 - 300 ml	10,0 ml			
		pro objem 300 - 1000 ml	50,0 ml			

**i** V naší nabídce najdete i [sedimentační válce dle Imhoffa](#) z borosilikátového skla 3.3.

Obj. číslo	Popis	Objem [ml]	Dostupnost	Cena / ks
331 850 191 055	Sedimentační válec IMHOFF	1000	Skladem, do 1 týdne	689 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

Obj. číslo	Popis	Rozměry [mm]	Dostupnost	Cena / ks
331 850 191 056	Dvoumístný stojan pro sedimentační válce IMHOFF	150 x 300 x 294	2-3 týdny	1 418 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*