

VÁLCE

VERKON > Pomůcky z plastu, pryže a kovu > Plasty odměrné > Válce

Válec odměrný nízký, lisovaná stupnice, PP

Materiál: PP A 121 °C

- objem: 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000 a 2000 ml
- materiál: průhledný PP
- lisovaná stupnice
- kruhová patka
- výlevka
- autoklárovatelný do 121 °C



i Pro objem 50, 100, 250 a 500 ml nabízíme levnější variantu [nízkých odměrných válců](#).

Obj. číslo	Objem [ml]	Dělení [ml]	Průměr [mm]	Výška [mm]	Dostupnost	Cena / ks
331 850 080 814	10	0,25	16	88	Skladem	45 Kč
331 850 080 815	25	1	22	107	Skladem	53 Kč
331 850 080 816	50	2,5	29	143	2-3 týdny	73 Kč
331 850 080 817	100	5	34	178	Skladem	87 Kč
331 850 080 820	250	10	45,5	264	Skladem	162 Kč
331 850 080 821	500	10	55,5	305	Skladem	196 Kč
331 850 080 822	1000	25	70	332	Skladem	250 Kč
331 850 080 823	2000	50	92	370	4-6 týdnů	343 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Válec odměrný nízký, lisovaná stupnice, economy, PP

Materiál: PP A 121 °C

- objem: 50, 100, 250 a 500 ml
- materiál: průhledný PP
- lisovaná stupnice
- kruhová patka
- výlevka
- autoklárovatelný při 121 °C

i V naší nabídce najdete i další objemy [nízkých odměrných válců s lisovanou stupnicí](#).




Obj. číslo	Objem [ml]	Dělení [ml]	Přesné dělení [ml]	Dostupnost	Cena / ks
130 740 738 163	50	10	2,5	1-2 týdny	46 Kč
130 740 738 173	100	25	5,0	1-2 týdny	60 Kč
130 740 738 203	250	50	10,0	1-2 týdny	82 Kč
130 740 738 213	500	100	10,0	1-2 týdny	112 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Válec odměrný vysoký, lisovaná stupnice, PP

Materiál: PP A 121 °C

- třída přesnosti B, vyhovuje ISO 6706:1981 (E)
- objem: 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000 a 2000 ml
- materiál: průhledný PP
- lisovaná stupnice
- pětihranná patka
- výlevka
- autoklárovatelný při 121 °C



Obj. číslo	Objem [ml]	Dělení [ml]	Přesné dělení [ml]	Tolerance [ml]	Průměr [mm]	Výška [mm]	Dostupnost	Cena / ks
331 850 408 010	10	2	0,2	±0,2	13,5	140	Skladem	61 Kč
331 850 408 025	25	5	0,5	±0,5	18,0	195	2-3 týdny	73 Kč
331 850 408 050	50	10	1,0	±1,0	25,5	199	2-3 týdny	75 Kč
331 850 408 100	100	10	1,0	±1,0	30,5	249	Skladem	71 Kč
331 850 408 250	250	20	2,0	±2,0	41,5	315	Skladem	89 Kč
331 850 408 500	500	50	5,0	±5,0	55,0	361	Skladem	128 Kč
331 850 481 000	1000	100	10,0	±10,0	66,0	439	Skladem	221 Kč
331 850 482 000	2000	200	20,0	±20,0	84,0	531	Skladem	424 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Válec odměrný vysoký, modrá stupnice, PP

Materiál: PP A 121 °C

- třída přesnosti B, vyhovuje ISO 6706:1981 (E)
- objem: 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000 a 2000 ml
- materiál: průhledný PP
- modrá stupnice
- pětihranná patka
- výlevka
- autoklárovatelný při 121 °C



Obj. číslo	Objem [ml]	Dělení [ml]	Přesné dělení [ml]	Tolerance [ml]	Průměr [mm]	Výška [mm]	Dostupnost	Cena / ks
331 850 192 560	10	2	0,2	±0,2	13,5	140	Skladem	68 Kč
331 850 192 561	25	5	0,5	±0,5	18,0	195	Skladem	80 Kč
331 850 192 562	50	10	1,0	±1,0	25,5	199	Skladem	84 Kč
331 850 192 563	100	10	1,0	±1,0	30,5	249	Skladem	87 Kč
331 850 192 564	250	20	2,0	±2,0	41,5	315	Skladem	122 Kč
331 850 192 565	500	50	5,0	±5,0	55,0	361	Skladem	196 Kč
331 850 192 566	1000	100	10,0	±10,0	66,0	439	Skladem	306 Kč
331 850 192 567	2000	200	20,0	±20,0	84,0	531	3-4 týdny	518 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Válec sedimentační IMHOFF, SAN

Materiál: SAN

- objem: 1000 ml
- materiál: průhledný SAN (válec), PP (uzávěr)
- lisovaná stupnice (dělení viz tabulka)
- šroubovací uzávěr pro vypuštění obsahu a snadné čištění
- vyhovuje DIN 12672
- volitelné příslušenství (objednává se samostatně): dvoumístný stojan



Technické údaje

	Objem	Přesné dělení (tolerance ±5 %)		Průměr	Výška
Válec sedimentační	1000 ml	do objemu 2 ml	0,1 ml	125 mm (vnější) 118 mm (vnitřní)	483 mm (s uzávěrem)
		pro objem 2 - 10 ml	0,5 ml		
		pro objem 10 - 40 ml	1,0 ml		
		pro objem 40 - 100 ml	2,0 ml		
		pro objem 100 - 300 ml	10,0 ml		
		pro objem 300 - 1000 ml	50,0 ml		

 V naší nabídce najdete i [sedimentační válce dle Imhoffa](#) z borosilikátového skla 3.3.

Obj. číslo	Popis	Objem [ml]	Dostupnost	Cena / ks
331 850 191 055	Sedimentační válec IMHOFF	1000	Skladem	689 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Obj. číslo	Popis	Rozměry [mm]	Dostupnost	Cena / ks
331 850 191 056	Dvoumístný stojan pro sedimentační válce IMHOFF	150 x 300 x 294	2-3 týdny	1 418 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.