


ZKUMAVKY

VERKON > Pomůcky z plastu, pryže a kovu > Zkumavky a stojany > Zkumavky

Zkumavka bez uzávěru, PS

Materiál: PS

- nesterilní
- materiál: čirý průhledný polystyren (PS)
- teplotní odolnost: 55 - 80 °C (krátkodobě 60 - 90 °C)
- bez zátky (objednává se samostatně)
- vhodná k odběru, uchování nebo přepravě vzorků, k provádění některých laboratorních testů, chemických reakcí apod.
- nevhodná k centrifugaci (v případě zájmu si prohlédněte naši nabídku [centrifugačních zkumavek](#))
- baleno skupinově v PE sáčku



i Zkumavky PS ve sterilním provedení Vám rádi nabídneme na základě poptávky.

| Obj. číslo | Popis | Objem celkový/využitelný [ccm] | Vnější průměr x výška [mm] | Balení [ks] | Dostupnost | Cena / bal. |
|-----------------|-------------|--------------------------------|----------------------------|-------------|------------|-------------|
| 130 690 410 001 | Zkumavka PS | 4/3 | 11 x 70 | 250 | 2-3 týdny | 235 Kč |
| 130 690 410 002 | Zkumavka PS | 5/4 | 12 x 75 | 250 | 2-3 týdny | 228 Kč |
| 130 690 400 912 | Zkumavka PS | 10/8 | 14,5 x 90 | 2000 | 2-3 týdny | 2 978 Kč |
| 130 690 400 913 | Zkumavka PS | 15/12 | 16,6 x 100 | 1200 | 2-3 týdny | 1 954 Kč |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

| Obj. číslo | Popis | Barva | Balení [ks] | Dostupnost | Cena / bal. |
|-----------------|--|-----------|-------------|------------|-------------|
| 130 690 400 983 | Zátka z PE pro PS zkumavky o objemu 4 nebo 5 ccm | Průhledná | 1000 | 2-3 týdny | 589 Kč |
| 130 690 493 307 | Zátka z PE pro PS zkumavky o objemu 10 ccm | Modrá | 1000 | 2-3 týdny | 724 Kč |
| 130 690 400 547 | Zátka z PE pro PS zkumavky o objemu 10 ccm | Modrá | 1000 | 2-3 týdny | 724 Kč |

| Obj. číslo | Popis | Barva | Balení [ks] | Dostupnost | Cena / bal. |
|-------------------|--|--------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 130 690 493 306 | Zátka z PE pro PS zkumavky o objemu 15 ccm | Modrá | 100 | 7 bal. | 73 Kč |
| 130 691 493 306 | Zátka z PE pro PS zkumavky o objemu 15 ccm | Modrá | 1000 | 2-3 týdny | 724 Kč |
| 130 690 400 548 | Zátka z PE pro PS zkumavky o objemu 15 ccm | Modrá | 1000 | 4-6 týdnů | 1 301 Kč |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.