

ZKUMAVKY

VERKON > Pomůcky z plastu, pryže a kovu > Zkumavky a stojany > Zkumavky

Zkumavka bez uzávěru, PS

Materiál: PS

- nesterilní
- materiál: čirý průhledný polystyren (PS)
- teplotní odolnost: 55 – 80 °C (krátkodobě 60 – 90 °C)
- bez zátky (objednává se samostatně)
- vhodná k odběru, uchovávání nebo přepravě vzorků, k provádění některých laboratorních testů, chemických reakcí apod.
- nevhodná k centrifugaci (v případě zájmu si prohlédněte naši nabídku [centrifugačních zkumavek](#))
- baleno skupinově v PE sáčku



i Zkumavky PS ve sterilním provedení Vám rádi nabídneme na základě poptávky.

Obj. číslo	Popis	Objem celkový/využitelný [ccm]	Vnější průměr x výška [mm]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
130 690 410 001	Zkumavka PS	4/3	11 x 70	250	2-3 týdny	235 Kč
130 690 410 002	Zkumavka PS	5/4	12 x 75	250	2-3 týdny	228 Kč
130 690 400 912	Zkumavka PS	10/8	14,5 x 90	2000	2-3 týdny	2 978 Kč
130 690 400 913	Zkumavka PS	15/12	16,6 x 100	1200	2-3 týdny	1 954 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Obj. číslo	Popis	Barva	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
130 690 400 983	Zátka z PE pro PS zkumavky o objemu 4 nebo 5 ccm	Průhledná	1000	2-3 týdny	589 Kč
130 690 493 307	Zátka z PE pro PS zkumavky o objemu 10 ccm	Modrá	1000	2-3 týdny	724 Kč
130 690 400 547	Zátka z PE pro PS zkumavky o objemu 10 ccm	Modrá	1000	2-3 týdny	724 Kč
130 690 493 306	Zátka z PE pro PS zkumavky o objemu 15 ccm	Modrá	100	7 bal.	73 Kč

Obj. číslo	Popis	Barva	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
130 691 493 306	Zátka z PE pro PS zkumavky o objemu 15 ccm	Modrá	1000	2-3 týdny	724 Kč
130 690 400 548	Zátka z PE pro PS zkumavky o objemu 15 ccm	Modrá	1000	4-6 týdnů	1 301 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.