

Počítadlo kolonií Funke Gerber ColonyStar automatic, Typ tabletu: Standard

Výrobci a značky: Funke Gerber

Počítadlo kolonií ColonyStar automatic umožňuje rychlé a snadné vyhodnocení kultur v Petriho miskách.

Základní charakteristika počítadla kolonií ColonyStar automatic:

- skládá se ze skeneru a tabletu (bezdrátový dotykový displej)
- vybaven kamerou
- 3 provozní režimy (manuální, asistenční a automatický)
- ukládání a třídění výsledků včetně vyhodnocovaných obrázků



Technické údaje	
Displej	10"
Systémový software	Android
Provozní podmínky	teplota okolí 5 – 40 °C
Rozměry skeneru (v x š x d)	197 x 155 x 186 mm
Hmotnost (celková)	1,67 kg
Napájení	230 V
Krytí	IP20

Obj. číslo	Typ	Typ tabletu	Dostupnost	Cena / ks
461 885 008 550	ColonyStar automatic	Standard	Na dotaz	19 333 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 Data-Sheet-Funke-Gerber-ColonyStar-automatic-EN.pdf