

## Podnos bílý, PS

Materiál: PS

- různé rozměry
- hloubka: 10, 30 nebo 70 mm
- materiál: tvrzený PS
- hladký povrch, snadné čištění
- stohovatelný
- vhodný pro přípravu i přenášení vzorků, nádobek, nástrojů atd.



Obj. číslo	Vnitřní rozměry (š x d x h) [mm]	Vnější rozměry (š x d x v) [mm]	Dostupnost	Cena / ks
331 850 195 701	110 x 170 x 10	151 x 201 x 21	Skladem, do 1 týdne	112 Kč
331 850 195 702	120 x 270 x 10	151 x 303 x 21	1-2 týdny	136 Kč
331 850 195 704	220 x 220 x 10	254 x 254 x 21	3-4 týdny	165 Kč
331 850 195 703	220 x 320 x 10	252 x 353 x 21	Skladem, do 1 týdne	206 Kč
331 850 195 713	270 x 380 x 10	300 x 408 x 21	Skladem, do 1 týdne	306 Kč
331 850 195 705	100 x 150 x 30	151 x 201 x 41	1-2 týdny	124 Kč
331 850 195 706	110 x 260 x 30	151 x 303 x 42	4-6 týdnů	145 Kč
331 850 195 708	210 x 210 x 30	252 x 252 x 42	3-4 týdny	172 Kč
331 850 195 707	210 x 310 x 30	253 x 353 x 41	1-2 týdny	229 Kč
331 850 195 714	250 x 360 x 30	300 x 409 x 42	4-6 týdnů	306 Kč
331 850 195 709	90 x 140 x 70	151 x 202 x 81	1-2 týdny	136 Kč
331 850 195 710	90 x 240 x 70	151 x 303 x 81	4-6 týdnů	164 Kč
331 850 195 712	200 x 200 x 70	252 x 252 x 82	1-2 týdny	200 Kč
331 850 195 711	190 x 290 x 70	252 x 352 x 81	4-6 týdnů	322 Kč
331 850 195 715	240 x 340 x 70	299 x 408 x 81	4-6 týdnů	335 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*