

VERKON > Pomůcky z plastu, pryže a kovu > Pomůcky pro pipetování > Tácy a podnosy na pipety > Podnos na pipety, dělený, PVC

Podnos na pipety, dělený, PVC

Materiál: PVC

- kapacita: cca 30 pipet o objemu 1, 2, 5 a 10 ml
- 4 oddělené přihrádky
- materiál: PVC
- barva: bílá
- rozměry (v x š x d): 30 x 300 x 426 mm



Náš TIP: S tímto produktem zákazníci kupují i [skleněné pipety](#), [pipetovací balónky](#), [savičky](#), [stojany](#) na pipety, [kádinky](#) a [stříčky](#).

| Obj. číslo | Popis | Kapacita | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|---------------|---------------------------------------|------------|-----------|
| 331 850 019 252 | Tác na pipety | Cca 30 pipet o objemu 1, 2, 5 a 10 ml | 4-6 týdnů | 596 Kč |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.