

Podnos na pipety, dělený, PVC, Kapacita: Cca 30 pipet o objemu 1, 2, 5 a 10 ml

Materiál: PVC

- kapacita: cca 30 pipet o objemu 1, 2, 5 a 10 ml
- 4 oddělené přihrádky
- materiál: PVC
- barva: bílá
- rozměry (v x š x d): 30 x 300 x 426 mm



Náš TIP: S tímto produktem zákazníci kupují i [skleněné pipety](#), [pipetovací balónky](#), [savičky](#), [stojany](#) na pipety, [kádinky](#) a [stříčky](#).

Obj. číslo	Popis	Kapacita	Dostupnost	Cena / ks
331 850 019 252	Tác na pipety	Cca 30 pipet o objemu 1, 2, 5 a 10 ml	4-6 týdnů	596 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.