

## Podnos na pipety, PVC

Materiál: PVC

- kapacita: 16 pipet do průměru 10 mm nebo 7 pipet do průměru 20 mm
- materiál: PVC
- barva: bílá
- rozměry (v x š x d): 40 x 283 x 216 mm



**Náš TIP:** S tímto produktem zákazníci kupují i [skleněné pipety](#), [pipetovací balónky](#), [savičky](#), [stojany](#) na pipety, [kádinky](#) a [stříčky](#).

Obj. číslo	Popis	Kapacita	Dostupnost	Cena / ks
331 850 019 996	Tác na pipety	16 pipet do Ø 10 mm nebo 7 pipet do Ø 20 mm	3-4 týdny	310 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*