

## PODSTAVCE POD BAŇKY

VERKON > Sklo a porcelán > Baňky > Podstavce pod baňky

### Podstavec pro baňky s kulatým dnem, korkový

- různé velikosti
- vnější průměr: 80, 110, 140 nebo 170 mm
- výška: 30 mm
- materiál: lisovaný korek
- vhodný pro baňky s kulatým dnem



**Náš TIP:** S tímto produktem zákazníci kupují i [baňky s kulatým dnem](#), [varné kamínky](#), [laboratorní stojany](#), [kádinky](#) a [protiskluzové podložky](#).

Vnější průměr	80 mm	110 mm	140 mm	170 mm
Vhodný pro baňky o objemu	100 ml	250 a 500 ml	1000 a 2000 ml	2000 a 4000 ml

Obj. číslo	Vnější průměr [mm]	Vnitřní průměr [mm]	Výška [mm]	Dostupnost	Cena / ks
221 009 143 003	80	30	30	Skladem, do 1 týdne	60 Kč
221 009 143 006	110	60	30	Skladem, do 1 týdne	92 Kč
221 009 143 009	140	90	30	Skladem, do 1 týdne	135 Kč
221 009 143 012	170	120	30	Skladem, do 1 týdne	190 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### Podstavec pod baňky s kulatým dnem, PP

Materiál: PP A 121 °C

- materiál: bílý PP
- rozměry (Ø x výška): 160 x 49 mm
- vnitřní žebrování
- vhodný pro baňky s kulatým dnem až do objemu 10 000 ml
- vhodný i pro zahřáté baňky s teplotou do 100 °C (krátkodobě do 120 °C)
- autoklávatelný do 121 °C



**Náš TIP:** S tímto produktem zákazníci kupují i [baňky s kulatým dnem](#), [varné kamínky](#), [laboratorní stojany](#), [kádinky](#) a [protiskluzové podložky](#).

<b>Obj. číslo</b>	<b>Popis</b>	<b>Průměr x výška [mm]</b>	<b>Dostupnost</b>	<b>Cena / ks</b>
331 850 019 271	Podstavec pod baňky s kulatým dnem	160 x 49	4-6 týdnů	192 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*