

## Podstavec pod baňky s kulatým dnem, PP

Materiál: PP A 121 °C

- materiál: bílý PP
- rozměry (Ø x výška): 160 x 49 mm
- vnitřní žebrování
- vhodný pro baňky s kulatým dnem až do objemu 10 000 ml
- vhodný i pro zahřáté baňky s teplotou do 100 °C (krátkodobě do 120 °C)
- autoklávovatelný do 121 °C



**Náš TIP:** S tímto produktem zákazníci kupují i [baňky s kulatým dnem](#), [varné kamínky](#), [laboratorní stojany](#), [kádinky](#) a [protiskluzové podložky](#).

Obj. číslo	Popis	Průměr x výška [mm]	Dostupnost	Cena / ks
331 850 019 271	Podstavec pod baňky s kulatým dnem	160 x 49	4-6 týdnů	192 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*