

Pohár na moč, šampuska, PS

Materiál: PS

- nesterilní
- objem: 100 a 250 ml
- stupnice po 10 ml
- materiál: čirý PS
- provedení s výlevkou
- vhodný pro odběr tzv. středního proudu moči pro laboratorní vyšetření
- **informace k dodávce:** poháry na moč se dodávají po celých baleních



| Obj. číslo | Objem [ml] | Dělení [ml] | Balení [ks] | Dostupnost | Cena / bal. |
|-----------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| 130 690 424 808 | 100 | 10 | 36 | 1-2 týdny | 926 Kč |
| 130 690 424 809 | 250 | 10 | 12 | 1-2 týdny | 414 Kč |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.