

Pohár na moč, šampuska, PS

Materiál: PS

- nesterilní
- objem: 100 a 250 ml
- stupnice po 10 ml
- materiál: čirý PS
- provedení s výlevkou
- vhodný pro odběr tzv. středního proudu moči pro laboratorní vyšetření
- **informace k dodávce:** poháry na moč se dodávají po celých baleních



Obj. číslo	Objem [ml]	Dělení [ml]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
130 690 424 808	100	10	36	1-2 týdny	926 Kč
130 690 424 809	250	10	12	1-2 týdny	414 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.