

Police k teplotní technice Memmert

Výrobci a značky: Memmert

Jako volitelné příslušenství k [sušárnám](#), [inkubátorům](#), [sterilizátorům](#), [klimatizačním](#) a [testovacím](#) komorám Memmert nabízíme drátěné a děrované police. Ceny volitelného vybavení (prosklené dveře, boční/zadní průchodka, vnitřní osvětlení, uchycení dveří vlevo, zámek dveří, signalizace otevřených dveří) vám rádi sdělíme na základě poptávky.



Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
Drátěné police k teplotní technice Memmert s regulátorem Single nebo TwinDisplay:			
212 070 000 031	Police drátěná pro typ 30	Skladem, do 1 týdne	1 542 Kč
212 070 055 076	Police drátěná pro typ 50, 55 a 75	Skladem, do 1 týdne	1 832 Kč
212 070 110 161	Police drátěná pro typ 105, 110, 150 a 160	Skladem, do 1 týdne	2 747 Kč
212 070 543 118	Police drátěná pro typ 240	4-6 týdnů	3 904 Kč
212 070 000 261	Police drátěná pro typ 260 a 410	4-6 týdnů	3 543 Kč
212 070 450 751	Police drátěná pro typ 450 a 750	4-6 týdnů	5 808 Kč
212 070 241 251	Police drátěná pro typ 1060	4-6 týdnů	8 580 Kč
212 070 238 955	Police drátěná pro typ 1400 a 2200	4-6 týdnů	5 350 Kč
Děrované police k teplotní technice Memmert s regulátorem Single nebo TwinDisplay:			
212 070 000 032	Police děrovaná pro typ 30	4-6 týdnů	1 542 Kč
212 070 535 160	Police děrovaná pro typ 50	4-6 týdnů	2 314 Kč
212 070 055 077	Police děrovaná pro typ 55 a 75	4-6 týdnů	1 832 Kč
212 070 537 418	Police děrovaná pro typ 105 a 150	4-6 týdnů	3 205 Kč
212 070 110 162	Police děrovaná pro typ 110 a 160	Skladem, do 1 týdne	2 747 Kč
212 070 000 262	Police děrovaná pro typ 260 a 410	4-6 týdnů	3 543 Kč
212 070 450 752	Police děrovaná pro typ 450 a 750	4-6 týdnů	5 808 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.