

## Police k teplotní technice Memmert

Výrobci a značky: Memmert

Jako volitelné příslušenství k [sušárnám](#), [inkubátorům](#), [sterilizátorům](#), [klimatizačním](#) a [testovacím](#) komorám Memmert nabízíme:

- drátěné police
- děrované (perforované) police

Ceny volitelného vybavení (zesílené police, prosklené dveře, boční/zadní průchodka, vnitřní osvětlení, uchycení dveří vlevo, zámek dveří, signalizace otevřených dveří) vám rádi sdělíme na základě poptávky.



### Drátěné police:

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
212 070 000 031	Police drátěná pro typ 30	Skladem, do 1 týdne	1 542 Kč
212 070 055 076	Police drátěná pro typ 50, 55 a 75	4-6 týdnů	1 832 Kč
212 070 110 161	Police drátěná pro typ 105, 110, 150 a 160	Skladem, do 1 týdne	2 747 Kč
212 070 543 118	Police drátěná pro typ 240	4-6 týdnů	3 904 Kč
212 070 000 261	Police drátěná pro typ 260 a 410	4-6 týdnů	3 543 Kč
212 070 450 751	Police drátěná pro typ 450 a 750	4-6 týdnů	5 808 Kč
212 070 241 251	Police drátěná pro typ 1060	4-6 týdnů	8 580 Kč
212 070 238 955	Police drátěná pro typ 1400 a 2200	4-6 týdnů	5 350 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### Děrované (perforované) police:

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
212 070 268 506	Police děrovaná pro typ 30	4-6 týdnů	2 880 Kč
212 070 268 507	Police děrovaná pro typ 55 a 75	4-6 týdnů	3 360 Kč
212 070 268 508	Police děrovaná pro typ 110 a 160	4-6 týdnů	4 560 Kč
212 070 268 510	Police děrovaná pro typ 260 a 410	4-6 týdnů	5 760 Kč
212 070 268 518	Police děrovaná pro typ 450 a 750	4-6 týdnů	9 600 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*