


VERKON > Přístroje pro ohřev a chlazení > Chladničky > Chladničky laboratorní ArgoLab > Police pro chladničky a mrazničky ArgoLab

Police pro chladničky a mrazničky ArgoLab

Výrobci a značky: Giorgio Bormac

Jako volitelné příslušenství k [chladničkám](#), [kombinovaným chladničkám](#) a [mrazničkám](#) ArgoLab nabízíme drátěné police.



Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
406 860 415 702	Drátěná police s plastovým potahem pro chladničky a mrazničky ArgoLab série FR, FRZ a FZ	3-4 týdny	980 Kč
406 860 415 712	Spodní drátěná police s plastovým potahem pro chladničky a mrazničky ArgoLab série FR, FRZ a FZ	3-4 týdny	711 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.