

Popisovač laboratorní Edding, s jemným hrotem

- jemný kulatý hrot pro popis na malých plochách
- vhodný pro hladké a průhledné povrchy (sklíčka, zkumavky, Petriho misky, láhve atd.)
- rychleschnoucí, voděodolný, světlostálý
- teplotní odolnost: -183 až 500 °C
- odolný proti rozmazání a oděru, bez zápachu
- permanentní na téměř všech materiálech, ze skla odstranitelný pomocí rozpouštědel na bázi alkoholu
- **informace k dodávce:** popisovače lze objednat po 1 ks nebo v cenově zvýhodněném balení po 10 ks



Náš TIP: S tímto produktem zákazníci kupují i [Petriho misky](#), [popisovací pásky](#), [prachovnice](#), [zkumavky](#) a [mikroskla](#).

Laboratorní popisovač Edding s jemným hrotem

Obj. číslo	Typ	Barva	Šíře stopy [mm]	Dostupnost	Cena / ks
130 497 801 511	8015 F	Černá	0,75	Skladem, do 1 týdne	65 Kč
130 497 801 411	8014	Černá	1	Skladem, do 1 týdne	65 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Laboratorní popisovač Edding s jemným hrotem, cenově zvýhodněné balení po 10 ks

Obj. číslo	Typ	Barva	Šíře stopy [mm]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
130 497 801 501	8015 F	Černá	0,75	10	1-2 týdny	570 Kč
130 497 801 401	8014	Černá	1	10	1-2 týdny	570 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Výprodej

Obj. číslo	Název - popis	Stav	Dostupnost	Cena / bal.
OUT PP 75001	Popisovač lakový Edding 750, černá, Šíře stopy [mm]: 2-4 mm (10 ks)	Nové	4 bal.	910-Kč 819 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.