

Popisovač laboratorní Nalgene, široký hrot

- široký hrot tvarovaný do špičky
- barva: černá
- vhodný pro značení skla, plastů a kovů
- rychleschnoucí, voděodolný, odolný i vůči většině laboratorních chemikálií
- netoxický, bez zápachu
- použitelný na štítky i papíry Nalgene PolyPaper
- **informace k dodávce:** popisovače se dodávají v balení po 12 ks



Náš TIP: S tímto produktem zákazníci kupují i [Petriho misky](#), [popisovací pásky](#), [reagenční láhve](#), [prachovnice](#), [zkumavky](#) a [mikroskla](#).

Obj. číslo	Popis	Barva	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
130 763 110 010	Laboratorní popisovače	Černá	12	1 bal.	1 399 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.