

KÁDINKY A ODMĚRKY

VERKON > Sklo a porcelán > Porcelán > Kádinky a odměrky

Kádinka porcelánová s výlevkou

Materiál: Porcelán

Výrobci a značky: Jizerská porcelánka

- 2 typy: nízká nebo vysoká
- objem: 170, 225, 275, 400, 450, 620, 860, 950 nebo 1100 ml
- výlevka
- vysoká odolnost vůči kyselinám i zásadám
- teplotní odolnost do 1000 °C
- dle norem ČSN EN 1183, ČSN ISO 1775, ČSN EN 60672-3



Nízká porcelánová kádinka s výlevkou

Obj. číslo	Typ	Objem [ml]	Průměr dna [mm]	Výška [mm]	Dostupnost	Cena / ks
641 323 227 101	Nízká	275	70	85	3-4 týdny	202 Kč
641 323 227 201	Nízká	400	80	99	3-4 týdny	243 Kč
641 323 227 301	Nízká	620	90	116	3-4 týdny	304 Kč
641 323 227 401	Nízká	860	100	129	3-4 týdny	393 Kč
641 323 227 501	Nízká	950	123	100	3-4 týdny	508 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Vysoká porcelánová kádinka s výlevkou

Obj. číslo	Typ	Objem [ml]	Průměr dna [mm]	Výška [mm]	Dostupnost	Cena / ks
641 323 226 101	Vysoká	170	52	90	3-4 týdny	169 Kč
641 323 226 201	Vysoká	225	57	106	3-4 týdny	192 Kč
641 323 226 301	Vysoká	450	70	143	3-4 týdny	241 Kč
641 323 226 401	Vysoká	1100	101	157	3-4 týdny	386 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Odměrka porcelánová s vnitřní graduací, uchem a výlevkou

Materiál: Porcelán

Výrobci a značky: Jizerská porcelánka

- objem: 100, 250, 500 nebo 1000 ml
- vnitřní graduace
- výlevka
- ucho pro snadnou manipulaci
- vysoká odolnost vůči kyselinám i zásadám
- teplotní odolnost do 1000 °C
- dle norem ČSN EN 1183, ČSN ISO 1775, ČSN EN 60672-3



Obj. číslo	Objem [ml]	Průměr [mm]	Výška [mm]	Dostupnost	Cena / ks
641 332 241 101	100	71	72	3-4 týdny	300 Kč
641 332 241 201	250	82	96	3-4 týdny	376 Kč
641 332 241 301	500	97	131	3-4 týdny	554 Kč
641 332 241 401	1000	127	160	3-4 týdny	827 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.